



microlife

100%  
WATERPROOF  
FLEXIBLE  
TIP  
1 DATA  
MEMORY  
Digital Flexible Tip  
Thermometer



2 year  
guarantee

BB MT 1931 Var3 4107

## DIGITAL FLEXIBLE TIP THERMOMETER MT 1931

### OSAT PRODUKTBESKRIVNING PRODUKTBESKRIVELSE PRODUKTBESKRIVELSE



Mittausanturi  
Sensor  
Målesensor  
Temperaturføler

Näyttö  
Display  
Display  
Display

Käyttöpainike  
Strömbrytare  
Strömbryter  
Tænd/sluk knapp

Paristonilan kansi  
Batterihölje  
Batterilokk  
Batteridæksel



Taipuisa kärki  
Flexibel topp  
Flexible spiss  
Bøjelig spids



Vesitiivis  
Vattentät  
100% vanntett  
100% vandtæt



Äänimerkki  
Signal  
Signal  
Bipsignal



Muisti  
Minnesfunktion  
Minnefunksjon  
Hukommelse

### MITTAUSTAVAT / MÄTMETODER MÄLEMETODER / MÄLEMETODER

Mittaus suusta I munhålan I munnhulen I munden	60 minuutti 60 sek. 60 sek. 1 minut	Normal 35.7 °C – 37.3 °C
Mittaus peräsuolesta I ändtarmen I endetarmen I endetarmen	60 minuutti 60 sek. 60 sek. 1 minut	36.2 °C – 37.7 °C
Mittaus kainalosta I armhålan Under armen I armhulen	5...10 minuuttia 5-10 min. 5-10 min. 5 - 10 minutter	35.2 °C – 36.7 °C

\* 5 minuuttia äänimerkin jälkeen (riippuu ympäristön lämpötilasta)  
\* 5 minuter etter pippljudet (beroende på omgivningstemperaturen)  
\* 5 minutter etter pipetone (avhengig av lufttemperatur)  
\* 5 minutter efter bip-lyden (afhængigt af den omgivende temperatur)

### PUHDISTUS JA DESINFIOINTI / RENGÖRING OCH DESINFEKTERING RENGJØRING / RENGJØRING OG DESINFEKTION

Tuote / Produkt Produktnavn / Navn	Aika / timmar Timer / Timer
Isopropyl alcohol 70%	max. 24 hours

### PARISTON VAIHTO / BYTE AV BATTERI / SKIFTE AV BATTERI / BATTERISKIFT

Kun kuumemittarin paristo tyhjenee, niin näytön oikeaan alakulmaan tulee «▼»-merkki. Korvaa paristo vastaavanlaisella paristolla ja asenna paristo + puoli ylöspäin.

När «▼» symbolen visas i displayens nedre högra hörn är batteriet svagt och behöver bytas. Placera ett nytt batteri typ SR41 1,55 V i batterihållaren och försäkra dig att batteriet trycks ned på sin plats, skjut tillbaka batterihållaren ner i termometerhöljet och placera termometerens batterihölje tillbaka på termometern.

När «▼» visas i displayets nederste högre hörne, må batteriet skiftes ut. Sett ett nytt batteri av typen SR41 1,55V i batteriholderen, og forsikre deg om at batteriet er på plass. Skyv batteriholderen på plass og sett på lokket.

När symbolet «▼» (trekant der står på spidsen) vises for nedan til højre i displayet, er batteriet brugt op og skal skiftes ud. Fjern batteridækslet, udskift batteriet og sæt batteridækslet på plads igen. Batteri af typen SR41 1,55V anbefales.

Microlife AG  
Espanstrasse 139  
9443 Widnau / Switzerland  
Tel. +41 / 71 727 70 30  
Fax +41 / 71 727 70 39  
Email admin@microlife.ch  
www.microlife.com

microlife

SWISS  
DESIGN

guarantee  
(excl. battery)

CE0044

CLINICALLY TESTED

