


Termometri kirjeldus Termometro aprašymas



Mõõteandur
Matavimo daviklis

Näidik
Ekranas

ON/OFF nupp
Jungimoo/šjungimoo mygtukas

Patareipesa kate
Baterijos skyrtaus dangtelis

Tähtsad ohutusjuhised

- Instrumenti võib kasutada ainult kehatemperatuuri mõõtmiseks!
- Temperatuuri tuleb alati mõõta vähemalt minimaalse mõõtmisaja, st senikaua, kuni kustub piip-toon!
- Lapsed ei tohi instrumenti ilma järelevalveta kasutada; mõned instrumenti osad on küllalt väikesed, et lapsed võiksid neid alla neelata.
- Ärge pillake instrumenti maha ning kaitske seda pöörtuste eest!
- Termometri otsa ei tohi painutada üle 45°!
- Vältige temperatuuri üle 60 °C. Instrumenti EI TOHI keeta!
- Instrumenti puhastades kasutage ainult lõigus «Puhastamine ja desinfitseerimine» loetletud üldisi desinfitseerimisvahendeid. Vedelasse desinfitseerimisvahendis asetav instrument peab olema terve.
- Me soovime instrumenti mõõtetäpsust kontrollida iga kahe aasta järele või pärast võimaliku mehhaanilist kahjustust (nt pärast mahapillamist). Selleks, et teha testi, võtke ühendust Microlife teenindusega.

EE

Patareid ja elektroonikaseadmed tuleb hävitada kooskõlas asjakohaste kohalike seadustega. Ärge visake neid olmeprügi hulka.

Termometri sisselülitamine

Et lülitada termomeetri sisse, vajutage ON/OFF nuppu; lühikese piip-tooniga antakse märku, et «termomeeter on SISE lülitatud». Läbitakse näiduki taset. Kõik ekraani elemendid peavad ilmuma nähtavale. Kui ümbritsev temperatuur on alla 32 °C, ilmuvad näidikule «L» ja vilkuv «°C». Termomeeter on nüüd kasutusks valmis.

Termometri kasutus

Valige sobiv mõõtmismeetod. Mõõtmise ajal näidatakse näidikule pidevalt mõõdetavat temperatuuri ja tähis «°C» vilgub. Kui kulete piip-toonil 10 korda ja «°C» enam ei vilgu, tähendab see, et mõõdetav temperatuur tõiis vähem kui 0,1 °C 16 sekundis ja nüüd võib lugeda termomeetri näidu. Et patareide kasutisuga pikendada, lülitage termomeeter välja, vajutades korra ON/OFF nupule. Vastasel juhul lülitub termomeeter automaatselt välja umbes 10 minuti möödudes.

Mõõdetud temperatuurinäidude salvestamine

Kui hoiate termomeetrit sisse lülitades ON/OFF nuppu all kauem kui 3 sekundit, ilmub näidikule viimase mõõtmise saadud maksimaalne temperatuurinäit. Samal ajal ilmub näidikule mälu tähistav «M». Ligikaudu 2 sekundi möödudes nüüd vabastamisest temperatuurinäit kaob ja termomeeter on kasutusvalmis.

Mõõtmisviisid

Suust (oraalselt)

Asetage termomeeter ühte kahest keele all olevast taskust, keelejuurest paremale või vasakule poole. Mõõteandur peab olema tihedalt vastu kude. Pange suu kinni ja hingake ühtlaselt läbi ninna, et sisse-välja hingatav õhk ei mõjaks mõõtmistulemust. Ligikaudu neli mõõtmisaeg: 1 minut.

Pärassoolest (rektaalselt)

See on kõige usaldusväärsem mõõtmisviis ja eriti sobilik imikute ja väikelaste puhul. Sisestage termomeetri mõõteandur ettevaatlikult 2 kuni 3 cm sügavusele pärassoole. Ligikaudu neli mõõtmisaeg: 1 minut.

Kaenla all (aksillaarselt)

Et saada usaldusväärsemad tulemused, on soovitatav temperatuuri mõõta suu kaudu või rektaalselt. Hoolimata helisignaalist on minimaalne soovituslik mõõtmise aeg 3-5 minutit.

Puhastamine ja desinfitseerimine

Nimetus: 70 %-line isopropanoolalkohol; hoida lahuses: kuni 24 tundi.

Patareide vahetus

Kui ekraani alla paremale nurka tekib «▼» sümbol (üleväli alla suunatud kolmnurk) on patareid seadmes tühi ja see tuleb välja vahetada. Et patareid asendada, eemaldage termomeetri patareipesal kate. Asetage uus patareid nii, et «+» märk asuks üleväli. Kontrollige, et kasutate sama tüüpi patareid. Patareidid saate osta igast elektritarvete poest. Palun järgige patareid liivideerimisel lõiku «Tähtsad ohutusjuhised».

Atsargumoo priemonees

- Prietaisais skirtas tiki kuno temperaturoos matavimui!
- Bütina isläikyti minimali matavimoo laikä iki pasigirstant signalui!
- Neleikite vaikams naudotis prietaisoo be suaugusiųjų priežiūros - vaikas gali praryti mažas detales.
- Prietaisoo nemetyti ir netrankyti!
- Termometrai otsa ei tohi painutada üle 45°!
- Nelailakite aukštėsnėje nei 60 °C temperatūroje Prietaisoo nevirinti!
- Prietaisoo valymui naudokite tik pastraipeoo «Valymas ir dezinfekcija» nurodytus dezinfektantus. J dezinfekuojantį skystį galima merkti tik nepažėstą prietaisoo.
- Kas 2 metus arba po sutrenkimo (pvz. numetus ant grindų) rekomenduojama patikrinti prietaisoo tikslumää. Dėl patikos kreipkitės į Microlife.

LT

Baterijoo ir elektroninių prietaisų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius. Baterijos ir elektroniniai prietaisai turi būti utilizuojami pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Termometro jungimas

Junkite termometra, nuspausdami jungimoo/šjungimoo mygtukää; trumpas pyptelėjimas reikiškää «termometras jungtas». Vyksta ekraano testas. Turi matyti šis segmentai. Jei aplinkos temperatūra žemesnė nei 32 °C, prietaisoo ekraane pasirodoo «L» ir mirksintis «°C». Termometras parengtas naudojimui.

Kaip naudotis termometru

Pasirinkite matavimo metodää. Visa matavimo laikä ekraane rodoma daviklio temperatūra, mirksi «°C» simbolis. Kai pasigirsta signalas ir «°C» nustoja mirksėti, tai reikiškää, kad daviklio temperatūra kyla mažiau nei 0,1 °C per 16 sek. ir temperaturoos matavimas baigtas. Baigė matavimää, noredami praliginti baterijoo tarnavimo laikää, termometra nedelsdami išjunkite puspausdami mygtukää. Termometras taip pat automatiškää išsijungia maždaug po 10 min. nuo paskutinio matavimo.

Matavimo rezultatų atmintis

Jungdami termometra, nuspausdami jungimoo/šjungimoo mygtukää palaikykite 3 sek. ir ekraane pamatysite automatiškää isimintää aukščiausių paskutinio matavimo temperatūrää. Tuo pat metu ekraane matysis atminties simbolis «M». Dar po 2 sek. termometras persijungs į matavimo režimää, o atmintyje buvė duomenys bus ištrinti.

Matavimo būdai

Burnoje (oralinis)

Išveskite termometraä po liežuviu kairėje arba dešinėje liežuviu šaknies pusėje. Matavimo daviklis turi gerai priglusti prie gleivėnis. Uždarykite burnää, kvėpuokite per nosį - taip bus išvengta ikvėpiamo/škvėpiamo oro įtakos. Apytikre matavimo trukmė 1 minutė.

Tiesioje žarnoje (rektaalinis)

Patikimiausias matavimo būdas, ypač tinkantis kūdikiams ir mažiams vaikams. Atsargiai įkiškite termometro matavimo daviklį 2-3 cm į išangę.

Apytikre matavimo trukmė 1 minutė.

Pažastyje (aksillaarinis)

Norint gauti patikimesnius matavimo rezultatus temperatūrää matuoti rekomenduojama burtoje arba tiesioje žarnoje. Minimali matavimo trukmė 3-5 minutės, nepriklausomai nuo garsinio signalo.

Valymas ir dezinfekcija

Pavadinimas: Izopropanol alkoholis 70%; pamerkti max. 24 valandoms.

Baterijos pakeitimas

Ekraano dešinės pusės apačioje pasirodėis simbolis «▼» (žemyn nukreiptas trikampelis) praneša, kad matavimo baterijoo išseko ir termometras naudojimui nebetinkamas. Tai atliekama taip: nuimamas termometro baterijos skryleio dangtelis. Naujas baterijää įdedama atsižvelgiant į poliariškumą («+» viršuje). Įsitikinkite, kad tai to paties tipo baterijää. Baterijoo galima įsigyti artimiausioje elektros prekio parduotuvėje. Apie baterijos utilizavimää skaitykite skyrjuje «Atsargumoo priemonees».

	Technilised andmed	Techninis specifikacijos
Tüüp / Tipas:	Maksimuumtermomeeter	Maksimalios temperaturoos termometras
Mõõtevahemik / Matavimo ribos:	32,0 °C kuni 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: näidikule ilmub «L», mis viitab liiga madalale temperatuurile Temp. > 43,9 °C: näidikule ilmub «H», mis viitab liiga kõrgele temperatuurile	32,0 - 43,9 °C Esant 32,0 °C temperatūrai, ekraane matomas «L» Esant 43,9 °C temperatūrai, ekraane matomas «H»
Mõõtetäpsus / Matavimo tikslumas:	± 0,1 °C vahemikus 34...42 °C	± 0,1 °C 34 - 42 °C ribose
Töötemperatuur / Darbine temperatūra:	10 - 40 °C; 15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus	10 - 40 °C; 15 - 95 % santykinė maksimali drėgmė
Töökorrasoleku kontroll / Veikimo testas:	Automaatne sisene kontroll 37 °C juures; kui häälve on suurem kui 0,1°C tekib ekraanile veateade «ERR».	Automatinis veikimoo testas, kai temperatūra 37,0 °C. Esant nukrypimui > 0,1 °C, ekraane atsiranda klaidos pranešimas «ERR».
Näidik / Ekranas:	Kolmenumbriiniline vedelikristallnäidik (LCD). Väikeisem ühik näidikul: 0,1 °C.	Trijų skaitmenijų kristalų kristalų ekranas (LCD); mažiausia rodoma vertė: 0,1 °C
Helisignaali / Garso signalas:	Annab märku kui termomeeter on mõõtmiseks valmis ja seda kui temperatuuri tõiis oli väiksem kui 0,1 °C 16 sekundi jooksul.	Praneša apie termometruo parengtį temperaturoos matavimui bei temperaturoos kilimää lėčiau, nei 0,1 °C / 16 sek.
Mälu / Atmintis:	Säilitamaks viimast mõõdetud tulemust.	Paskutinio matavimo duomenijų išsaugojimui.
Hoiuteemperatuur / Saugojimo temperatūra:	-25 °C kuni +60 °C; 15 - 95 % suhteline maksimaalne niiskus	-25 - +60 °C; 15 - 95 % santykinė maksimali drėgmė
Patarei / Baterija:	1,5/1,55 V; LR 41	1,5/1,55 V; LR 41
Vastavus standardidele / Standartų nuorodos:	EN 12470-3; klinilised termomeetrid: ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3; kliniliniams termometrams: ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

See seade vastab tehnilisele Meditsiiniseadme Direktiivij 93/42/EEC nõuetele. Võimalikud on tehnilised modifikatsioonid.

Garantii

Anneme tootele eluaegse garantii, mis algab ostukuupäevast. Valest käsitsemisest tingitud kahjustused ei kuulu garantii alla. Garantii ei hõlma patareid ega pakendit. Kõik muud kahjuga seotud kaebused ei kuulu garantii alla. Garantii-tootlusele tuleb lisada ostutšekk. Palun pakkige instrument hoolikalt ja saatke makstud saatkuludega Microlife müügiesindajale.

Maaletooja:

Magnum Health OÜ, Vae 16, Laagri, Harjumaa, tel: 679 1827



Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhiseid.
Prieš naudodamiesi prietaisoo perskaitykite instrukcijää.
Pirms šis ierices izmantošanas uzmanigi izlasiet instrukcijas.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.



BF-tüüpi kontaktosa
Panaudotos BF tipo datsys
Aizsardzības klasse BF
Класс защиты BF

CE 0044

Šis prietaisais atitinka Medicinos prietaisų Direktyvos 93/42/EEB reikavimus. Galimi techniniai pakeitimai.

Garantija

Termometrai suteikiama neribota garantija. Garantija netaikoma, jei prietaisais sugadina dėl neteisingo naudojimo. Garantija netaikoma baterijoms bei pakutei. Garantija netaikoma pažeistiems prietaisams. Išsaugokite prietaisoo pirkimo kvitää. Neveikiantį prietaisää saugiai supakuokite ir siųskite paštu Microlife atstovybei.


Gamintojas: Microlife AG, Šveicarija

Kilmes šalis: Kinija

Importuotojas: UAB Microlife, J. Galvydių g. 3, Vilnius, tel. 8*5 2745460

Microlife AG
9443 Widnau / Switzerland

Šī termometra apraksts Описание продукта



Svarīgas drošības instrukcijas

- Instrumentu var izmantot tikai ķermeņa temperatūras mērīšanai!
- Minimālais mērīšanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skaņas signāla izdzirdēšanai!
- Pārliecinieties, ka bērni neizmanto šo instrumentu bez uzraudzības! Dažas sastāvdaļas ir pietiekami mazas, lai tās varētu norīt.
- Aizsargājiet instrumentu no ietekmes un nokrišanas zemē!
- Neļaujiet termometru uzglabāt vairāk par 45°!
- Izvairoties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 60 °C. NEKAD nevēliet izstrādājumu!
- Izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezinfekcijas līdzekļus, kas uzrādīti nodalī «Tīrīšana un dezinfekcija», lai instrumentu tīrītu. Instrumentam jābūt nebojātam, iegremdējot šķidrājam dezinfekcijas līdzeklim.
- Mēs iesakām pārbaudīt šī instrumenta precizitāti katru otro gadu vai pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, noņemot to zemē). Lūdzu, sazinieties ar Microlife dienestu par testa veikšanu.

LV

Baterijas un elektronikas izstrādājumi ir jānomaina saskaņā ar vietējo likumdošanu, nevis jāmet mājas atkritumos.

Termometra ieslēgšana

Lai ieslēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu; īss skaņas signāls signalizē, ka «termometrs ir ieslēgts». Tiek veikts displeja tests. Jāuzrāda visi segmenti. Pēc tam pie vides temperatūra, kas ir mazāka nekā 32 °C, «L» un mirgojošs «C» parādās uz displeja. Tagad termometrs ir gatavs lietošanai.

Termometra lietošana

Veicot mērīšanu, uz displeja tiek attēlota pašreizējā temperatūra un «C» simbols mirgo. Ja skaņas signāls tiek izdzirdēts 10 reizes un «C» uz displeja nemirgo, tas nozīmē, ka mērītā paaugstinātā temperatūra ir mazāka par 0,1°C 16 sekundēs un ka var veikt termometra nolikšanos. Lai pagarinātu baterijas kalpošanas ilgumu, izslēdziet termometru, īsi nospiežot ON/OFF pogu. Pretējā gadījumā termometrs automātiski izslēgsies pēc apmēram 10 minūtēm.

Mērījumu saglabāšana

Ja ON/OFF pogu tiek turēta ilgāk par 3 sekundēm, termometru ieslēdzot, displejs tiks automātiski saglabāta maksimālā temperatūra kopš pēdējās mērīšanas reizes. Tajā pašā laikā uz displeja parādīsies «M», kas apzīmē atmiņu (memory). Pēc 2 sekundēm, kad pogu tiek palaista vēlā, temperatūras mērījums pazūd, un termometrs ir gatavs jaunai mērīšanai.

Mērīšanas metodes

Mutē (orālī)

Novietojiet termometru vienā no divām kabatīņām zem mēles pa labai vai pa kreisi no mēles sānes. Mērīšanas sensoram ir jābūt saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur degunu, lai novērstu ieelpotā/izelpotā gaisa ietekmi uz mērījumu. Aptuvenais mērīšanas ilgums: 1 minūte.

Anālajā atverē (taisnajā zarnā)

Šī ir visuzticamākā mērīšanas metode, un tā ir īpaši ir piemērota zīdaiņiem un mazliem bērniem. Uzmaniņi ievadiet termometra mērīšanas sensoru 2-3 cm anālajā atverē. Aptuvenais mērīšanas ilgums: 1 minūte.

Padusē

Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs iesakām mērīt temperatūru mutē vai taisnajā zarnā. Minimālais mērīšanas laiks ieteicams 3-5 minūtes, neatkarīgi no skaņu signāla.

Tīrīšana un dezinfekcija

Nosaukums: izopropla alkohols 70 %; iegremdēt maksimāms uz 24 stundām.

Bateriju nomainīšana

Ja displeja apakšā pa labi parādās šāds simbols «▼» (apgriezīts trīsstūris), tas nozīmē, ka baterija ir izlādējusies, un termometru ir jānomaina. Lai nomainītu bateriju, noņemiet bateriju nodalījuma apvāku no termometra. Ielieciet jaunu bateriju ar + uz augšu. Pārliecinieties, ka jumns ir tāda pašā veida baterija nomainai. Baterijas var iegādāties jebkurā elektronisko preču veikalā. Ja termometru nepieciešams iznest, lūdzu, izlasiet «Drošības noteikumus».

Важные инструкции по безопасности

- Прибор можно использовать только для измерения температуры тела!
- Минимальное время измерений вплоть до появления сигнального тона («бип») должно соблюдаться без каких-либо исключений!
- Термометр содержит мелкие детали (батарею и т.д.), которые ребенок может попытаться проглотить. Поэтому никогда не оставляйте термометр без присмотра.
- Термометр должен быть защищен от перегрева и удара!
- Избегайте изгиба канючки более чем на 45°.
- Следует избегать повышения температуры окружающей среды более чем до 60 °C. НИКОГДА не подогревайте термометр кипятком!
- Для очистки термометра допускается использование только тех дезинфицирующих средств, которые приведены в разделе «Очистка и дезинфекция». При погружении в жидкое дезинфицирующее средство термометр должен быть в цельном (неповрежденном, не разобранном) состоянии.
- Изготовитель рекомендует проверять точность измерения прибора каждые 2 года.

RU

Батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с местными предписаниями, не выбрасывая вместе с бытовыми отходами.

Включение термометра

Для того, чтобы включить термометр, нажмите кнопку, расположенную над окошком дисплея; короткий звуковой тон сигнализирует включение термометра. Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор символов, подтверждающих исправность прибора. Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C в правом верхнем углу дисплея появляется символ «L» и мигающий знак «C». Это означает, что термометр готов к работе.

Использование термометра

Выберите предпочтительный метод измерения. В процессе измерения осуществляется непрерывное отображение фактической температуры. Символ «C» мигает в течение всего этого времени. Если звучит звуковой сигнал, и перестает мигать символ «C», это означает, что скорость измерения температуры замедлилась (за 16 секунд температура не изменилась на 0,1 °C). Для того, чтобы увеличить жизненный цикл батареи, рекомендуется выключать прибор после его использования коротким нажатием кнопки-манулятора. Если этого не последовало, то автоматическое отключение термометра происходит примерно через 10 минут.

Сохранение результатов измерения

Если при включении термометра более 3 секунд удерживать кнопку в нажатом состоянии, то на дисплее появится показание максимальной температуры, автоматическое сохраненной в памяти при последнем измерении. В то же время, с правой стороны дисплея появится символ памяти «M». Через 2 секунды после того, как кнопка была отпущена, значение температуры исчезает, и термометр готов к новому измерению.

Способы измерения

Во рту (орално)

Установите термометр во рту с правой или с левой стороны под язык. Измерительный датчик должен находиться в хорошем контакте с тканями. Закройте рот и равномерно дышите через нос, с тем чтобы избежать воздействия вдыхаемого/выдыхаемого воздуха на измерительные показания. Приблизительное время измерения: 1 минута.

В заднем проходе (ректально)

Это наиболее надежный способ измерения, в особенности рекомендуемый для младенцев и маленьких детей. В данном случае следует осторожно ввести кончик термометра на 2-3 см в анальное отверстие.

Приблизительное время измерения: 1 минута.

В подмышечной впадине (аксиллярно)

С медицинской точки зрения, данный способ, как правило, не обеспечивает нужной точности показаний, поэтому его не рекомендуется использовать в тех случаях, когда требуются точные измерительные результаты. Рекомендуется соблюдать минимальное время измерения 3-5 минут независимо от звукового сигнала.

Очистка и дезинфекция

Название: изопропиловый спирт 70 %; макс. время погружения: 24 часа.

Замена батареи

Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свои ресурсы и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх. Убедитесь, что Вы взяли батарею того же вида. Батареи можно купить в любом магазине электротоваров. По вопросам утилизации батареи см. «Инструкции по безопасности».

	Технишкās specifikācijas	Технические характеристики
Veids / Тип:	Maximum termometrs	Термометр максимальных показаний
Mērīšanas diapazons / Диапазон измерений:	32,0 °C - 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: displejā parādās «L», kas nozīmē zema temp. (pārāk zema) Temp. > 43,9 °C: displejā parādās «H», kas nozīmē augsta temp. (pārāk augsta)	32,0 °C - 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: displejā «L» (slīsskumnā zema temperatūra) Temp. > 43,9 °C: displejā «H» (slīsskumnā augsta temperatūra)
Mērīšanas precizitāte / Точность измерений:	± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C	± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
Darbības temperatūra / Диапазон рабочих температур:	10 °C līdz 40 °C; 15 - 95 % relatīvais maksimālais mitrums	10 °C до 40 °C; максимальная относительная влажность 15 - 95 %
Funkcionēšanas tests / Самоконтроль:	Simbols «ERR» (kļūda) parādās, ja pie automātiskas iekšējās pārbaudes ar kontroles vērtību 37,0 °C ir novize par > 0,1 °C.	Автомат. внутр. функц. тест при контр. показателе 37 °C. При отклонении более 0,1 °C отображается показание «ERR» (ошибка).
Displejs / Дисплей:	LCD (šķidrо кристалū) displejs ar 3 ciparu pozīcijām; Vismazākā attēlojuma vienība ir 0,1 °C	Жидкокристал. дисплей (LCD) с тремя цифр. позициями. Минимальная величина отображения: 0,1 °C
Skaņas signāls / Звуковой сигнал:	Izmanto signālam, ka termometrs ir gatavs lietošanai un ka temperatūras palielinājums ir mazāks par 0,1 °C / 16 sek.	Используется для сигнала, готовности терм. к использованию, а также для сообщения о том, что повышение температуры составляет менее 0,1 °C / 16 сек.
Atmiņa / Память:	Pēdējās mērījuma vērtības saglabāšana.	Для хранения последнего измеренного показания.
Uzglabāšanas temperatūra / Температура хранения:	-25 °C - +60 °C; 15 - 95 % relatīvais maksimālais mitrums	-25 °C до +60 °C; максимальная относительная влажность 15 - 95 %
Baterija / Батарея:	1,5/1,55 V; LR 41	1,5/1,55 V; LR 41
Atsauce uz standartiem / Соответствие стандартам:	EN 12470-3: medicīniskajiem termometriem; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3: медицинские термометры; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Šī ierīce atbilst Direktīvas par medicīniskām ierīcēm 93/42/EEC prasībām. Tiesības uz tehniskām izmaiņām saglabātas.

Garantija

Mēs jums garantējam beztermiņa kalpošanas ilgumu no iegādāšanās dienas. Garantija neattiecas uz jebkādiem zaudējumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumu garantija neattiecas. Visas pārējās sūdzības par zaudējumiem netiek izskatītas. Garantijas sūdzības ir jāiesniedz kopā ar pirkuma čekū. Lūdzu, iesaiņojiet brāķa izstrādājumu un nosūtiet to Microlife izplatītājam, sedzot pasta iedevumus.

Ražotājs: Microlife AG, Šveice

Izplatītājs Latvijā:

UAB Microlife, Maskavas iela 17/19-31A, Rīga. Mob. tālr.: 29186395

Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕЭС о медицинском оборудовании 93/42/ЕЕС.

Право на внесение технических изменений сохраняется.

Гарантия

Мы предоставляем вам пожизненную гарантию с момента приобретения термометра. Данная гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией прибора. Батареи и упаковка также исключены из данной гарантии. Все иные претензии на возмещение ущерба исключаются. Гарантийная претензия должна быть оформлена соответствующим образом. При возникновении претензии, направьте термометр вместе с заполненным гарантийным сертификатом в адрес сервисной службы.

Дата приобретения: