


TUOTEKUVAUS PRODUKTBESKRIVNING



Mittausanturi / Gold Tip*
Mätsensor / Gold Tip*

Näyttö
Display

ON/OFF-painike
PÄ/AV-knapp

Paristolokeron kansi
Batterifackets lock

* Ei allergisoivi - osat jotka ovat ihokosketuksessa eivät sisällä nikkelii
* Försäkar inte allergi - delarna som är i kontakt med huden innehåller inte nickel

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Läs dessa instruktioner noga innan du använder instrumentet.
Les instruksjonene nøye før denne varmeputen tas i bruk.
Les instruksjonerne omhyggelig for bruk af enheden.

TURVALLISUUSOHJEET

- Tätä instrumenttia voidaan käyttää ainoastaan kehonlämmön mittaamiseen!
- Mittauksena on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa äänimerkin mittauksen loppusuorituksesta!
- Varmista, että lapset eivät käytä kuumemittaria ilman valvontaa, koska mittari sisältää osia, jotka ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi.
- Suojaa instrumentti iskulta ja putoamiselta!
- Älä taivuta mittarin kärkeä yli 45°:n kulmaan!
- Älä säilytä kuumemittaria yli 60 °C:n lämpötilassa.
- ÄLÄ MILLOINKAAN keitä instrumenttia!
- Käytä ainoastaan osiossa «Puhdistus ja desinfiointi» mainittuja puhdistusaineita tuotteen puhdistukseen. Tuotteen täytyy olla vioitutunaton, kun se kastetaan nestemäiseen puhdistusaineeseen.

Paristot ja elektroniset instrumentit täytyy hävittää paikallisten, voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjätteiden mukana.

KUUMEMITTARIN KÄYNNISTÄMINEN

Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta; lyhyt äänimerkki merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistynyt». Mittari suoritaa näyttötestin. Mittari suorittaa näyttötestin ja näyttää kaikki parametrit. Jos ympäristön lämpötila on alle 32 °C, näyttöön «L» ilmestyy «°C» ja vilkkuva merkki. Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.

TOIMINTATESTI

Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen käynnistyksen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen epätarkkuutta), niin näyttöön tulee siitä ilmoittava «ERR» eikä mittausvoida tällä hetkellä suorittaa. Sulje mittari ja yritä uudelleen. Jos sama toistuu mittari on viallinen.

KUUMEMITTARIN KÄYTTÖ

Valitse mieleisesi mittaustapa. Mittauksen aikana kuumemittari näyttää mitattua lämpötilaa ja «°C»-merkki vilkkuu. Jos äänimerkki kuuluu 10 kertaa ja «°C»-merkki lakkaa vilkkumasta, se merkitsee sitä, että mitattu lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa ja että kuumemittaria voidaan nyt lukea.

Pariston käyttöikä voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta. Muussa tapauksessa kuumemittari kytkeytyy pois käytöstä noin 10 minuutin kuluttua.

MITTAUSTAVAT

Mittaus suusta (oraalinen)

Aseta kuumemittari toiseen kielen alapuolella olevista taskuista, joko kielen juuren vasemman tai oikean puoleiseen taskuun. Mittausanturi täytyy olla asetettu tiiviisti kudosta vasten. Tämän jälkeen tulee sulkea suu ja hengittää tasaisesti nenän kautta, jotta mittausulos ei väärity sisään tai ulos hengitetyin ilman takia.

Likimääräinen mittausaika: yksi minuutti

Mittaus peräaukosta (rektaalinen)

Tämä on kaikkein luotettavin mittaustapa, joka soveltuu erityisesti vauvoille ja pikkulapsille. Työnä kuumemittarin mittausanturi varovasti peräaukkoon 2-3 cm:n syvyyteen.

Likimääräinen mittausaika: yksi minuutti

Mittaus kainalosta

Luotettavien tulosten saamiseksi suosittelemme lämpötilan mitaamista suusta tai peräaukosta. Likimääräinen mittausaika: 5...10 minuuttia äänimerkin jälkeen (riippuu ympäristön lämpötilasta).

MITTAUSTULOSTEN TALLENNUS

Jos ON/OFF-painiketta 1 pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistettäessä, niin näyttöön tulee viimeisimmän mittauksen yhteydessä automaattisesti tallennettu korkein lämpötila. Samanaikaisesti muistia merkitsevä «M» ilmestyy näyttöön. Lukema näkyy 3 sekunnin kuluttua painikkeen vapauttamisesta ja lämpömittari on valmis mittaamaan.

PUHDISTUS JA DESINFOINTI

Nimi: isopropyylialkoholi 70 %; pidä upotettuna korkeintaan 24 tuntia.

PARISTON VAIHTO

Kun näyttöön ilmestyy «▼» (kärjellään oleva kolmio), on paristo tyhjä ja vaatii vaihtamista. Vaihda paristo irrottamalla ensin paristolokeron kansi kuumemittarista. Aseta uusi paristo sisään niin, että + - merkki on ylöspäin. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi samantyyppisiä paristoja. Paristoja saa ostettua sähköalan liikkeestä.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Detta instrument får endast användas för att mäta kroppstemperatur.
- Mätningen måste pågå tills ett pip ljuder!
- Se till att instrumentet inte hanteras av små barn, vissa delar är så små att de kan sväljas.
- Skydda instrumentet mot stötar och tappa det inte i golvet.
- Undvik att böja spetsen mer än 45°!
- Undvik omgivningstemperatur över 60 °C. Doppa ALDRIG instrumentet i kokande vatten!
- Använd föreskrivet desinfektionsmedel enligt listan i avsnitt «Rengöring och desinfektion» för att rengöra instrumentet. Instrumentet måste vara intakt när den doppas i desinfektionsmedel.

Batterier och elektroniska instrument skall avfallshandteras enligt gällande miljölagstiftning. Kasta inte i hushållssoporna.

STARTA TERMOMETERN

Tryck PÄ/AV-knappen för att starta termometer, ett kort pipjud ljuder «termometer PÄ». En displaytest utförs. En displaytest utförs och alla parameterviseras. Vid en omgivningstemperatur under 32 °C visas ett «L» och ett blinkande «°C» i displayen. Termometern är nu klar att användas.

FUNKTIONSTEST

Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gång den startas. Om en felfunktion finns (mätfel) visas detta med «ERR» i displayen och mätning kan inte utföras. Stäng termometern och prova igen. Upprepas dett, är termometern felaktig.

ANVÄNDA TERMOMETERN

Välj behaglig mätningmetod. Under mätningen, visas den aktuella temperaturen i displayen och «°C» blinkar. När ett pipjud hörs 10 gånger och «°C» slutat blinka, betyder det att den uppmätta temperaturen ökar med mindre än 0,1 °C inom 16 sekunder och termometern kan avläsas.

Stäng av termometern genom att trycka PÄ/AV-knappen för att spara batteri. Termometern stänger automatiskt av efter 10 minuter.

MÄTMETODER

INOMEN (oralt)

Placera termometern i en av fickorna under tungan, till vänster eller höger om tungroten. Mätsensorn skall ligga mot vädnaden. Stäng munnen och andas lugnt genom näsan så att inte mätningen påverkas av in-/utandningsluften.

Mättid cirka: 60 sekunder.

I anus (rektalt)

Detta är den mest tillförlitliga metoden och passar bäst för spädbarn och mindre barn. Placera mätsensorn försiktigt i anus ca. 2 till 3 cm in. Mättid cirka: 60 sekunder.

I armbåhlen (axellt)

Vi rekommenderar att temperaturen mäts oralt eller rektalt för att erhålla säkra resultat. Mättid cirka: 5-10 minuter efter pipjudet (beroende på omgivningstemperaturen).

SPARA UPPMÄTTA VÄRDEN

Håll in PÄ/AV-knappen 1 i mer än 3 minuter när termometern startas. Maximal, automatiskt sparade, temperatur från senaste mätning visas i displayen. Samtidigt visas ett «M» för minne i displayen. Temperaturvärdet försvinner ca. 3 sekunder efter man släppte knappen och termometern kan användas för nästa mätning.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION

Namn: Isopropylalkohol 70 %; sänk ner i max. 24 timmar.

BATTERIEN

När «▼» (upp och ner vänd triangel) visas i displayen är batteriet tomt och måste bytas. Öppna batterifackets lock på termometern. Lägga i ett nytt batteri med + polen uppåt. Kontrollera att batteriet är av samma typ som det gamla batteriet. Batterierna finns att köpa i handeln.

	TEKNINEN ERITTELY	TEKNISKA DATA
Laitetyyppi / Typ:	Maksimilämpömittari	Maximum temp
Mitta-alue / Temperatuur spektrum:	32,0 °C - 43,9 °C Alle 32,0 °C on näytössä «L». Yli 43,9 °C on näytössä «H».	32,0 °C - 43,9 °C temperaturer under 32,0 °C markeras i displayen med «L» (för låg) och temperaturer över 43,9 °C markeras i displayen med «H» (för hög).
Mittaustarkeus / Tolarians:	±0,1 °C alueella 34 °C ... 42 °C	±0,1 °C mellan 34 °C och 42 °C
Käyttölämpötila / Drifttemperatur:	10 °C - 40 °C / 15 - 95 % suhteellinen maksimaalinen kosteus	10 °C - 40 °C / 15 - 95 % maximal relativ luftfuktighet
Automaattinen tarkistus / Självtest:	Sisäinen tarkistus 37,0 °C lämpötilaan, virheilmoitus («ERR») jos virhe on yli 0,1 °C.	Termometern kontrollerar automatiskt testvärdet 37,0 °C. «ERR» visas i displayen vid en avvikelse på 0,1 °C. Testvärdet visas inte i display
Näyttö / Display:	Kolmen numeron nestekidenäyttö, näyttötarkeus 0,1 °C.	LCD display med 3 siffror, minsta angivet värde är 0,1 °C.
Äänimerkki / Signal:	Ilmoittaa, että lämpötilan muutos on 16 sekunnin aikana vähemmän kuin 0,1 °C.	När temperaturen ökar med mindre än 0,1 °C per 16 sek avslutas temperaturmätningen och en signal indikerar att den uppmätta temperaturen är klar att avläsas.
Muisti / Minne:	Viimeisimmän mittauksen muisti.	För att lagra det sista värdet.
Säilytyslämpötila / Temperatuur vid förvaring:	-25 °C - +60 °C / 15 - 95 % suhteellinen maksimaalinen kosteus	-25 °C - +60 °C / 15 - 95 % maximal relativ luftfuktighet
Paristo / Batteri:	1,5/1,55 V; LR 41	1,5/1,55 V; LR 41
Viitestandardit / Standard:	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Tämä laite vastaa EU direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä laitteista asetettuja vaatimuksia. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

TAKUU

Myönämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuu ei koske virheellisesti käsitellyistä aiheutuvia vaurioita. Paristot ja pakkaus eivät myöskään sisälly takuuseen. Muita korvausvaatimuksia ei oteta huomioon. Viallisen laitteen ostotositte on liitettävä mukaan.

Ostopäivä:


Instrumenten motsvarar förutsättningar på EU direktiv 93/42/EEC. Med reservation för tekniska förändringar.

GARANTI

Vi garanterar 2 års garanti efter inköpsdatum. Skador som uppstår genom värdslöshet täcks inte av garantin. Batteri och förpackning är inte inkluderade i garantin. Kvitto måste kunna uppvisas vid reklamation.

Inköpsdatum:

PRODUKTBEKRIVELSE PRODUKTBEKRIVELSE



Målesensor / Gold Tip*
Temperaturløper / Gold Tip*

Display
Display

Strømbryter
Tænd/sluk knapp

Batteriløkk
Batteridæksel

* Ikke allergisk – ingen nikkel i direkte kontakt med huden
* Ikke-allergisk – ingen nikkel i direkte kontakt med huden

SIKKERHETSFRSKRIFTER

- Termometeret er kun egnet til måling av kroppstemperatur.
- Temperaturmålingen er ferdig når signaltonen piper.
- Termometeret inneholder små deler som kan være farlig for barn.
- Unngå at termometeret faller i gulvet eller får andre slag.
- Unngå å bøye spissen mer enn 45°!
- Unngå temperaturer over 60 °C. **Aldri kok termometeret.**
- Ved rengjøring av termometeret anbefales vanlig desinfeksjonsmiddel som fåes på apoteket eller i faghandelen. NB! Termometeret må være intakt før det dyppes i væske.
- Produsenten anbefaler at termometeret blir etterkontrollert med 2 års mellomrom.

Batterier og elektroniske apparater må kasseres i samsvar med lokale forskrifter, men ikke sammen med husholdningsavfall.

SLIK BRUKER DU TERMOMETERET

Sett på termometeret ved å trykke på knappen som er plassert rett ovenfor displayet. Et kort signal indikerer at termometeret er satt på, samtidig testes displayet og alle funksjoner kontrolleres. Alle segmenter skal vises. Hvis romtemperaturen er under 32 °C, vises en «L» og en blinkende «C» i displayet. Termometeret er nå klart til bruk.

FUNKSJONSTEST

Hver gang termometeret settes på, kontrolleres termometerets funksjoner automatisk. Hvis noe er feil, vises «ERR» i displayet, og en temperaturmåling er umulig. Termometeret må skiftes ut.

NÅR TERMOMETERET ER I BRUK

Velg anbefalte målemetode. Den oppmålte temperaturen vises kontinuerlig i displayet og bokstaven «C» blinker under målingen. En signaltone indikerer at temperaturstigningen er mindre enn 0,1 °C per 16 sek. Og «C» slutter å blinke. Den oppmålte temperaturen er klar for avlesning. Termometeret kobler seg selv ut etter ca. 10 min. Vi anbefaler allikevel at du selv slår av termometeret for å forlenge batteriets levetid.

MÅLEMETODER

I munnen (oralt)

Plasser termometeret i en av de to hulrommene under tungene, i venstre eller høyre side av tungen bakkant. Målesonden må ha god kontakt med vævet. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen for å unngå at målingen blir påvirket av luft som suges inn og blåses ut. Måletid cirka: 60 sekunder.

I anus (rektalt)

Dette er den mest pålitelige målemetoden, og den egner seg spesielt for barn og småbarn. Termometerets målesonde føres forsiktig 2 til 3 cm inn i anallåpningen. Måletid cirka: 60 sekunder.

I armhulen (aksillært)

For å oppnå mer pålitelige resultater anbefaler vi å måle temperaturen oralt eller rektalt.

Måletid cirka: 5-10 min. etter pipetone (avhengig av lufttemperatur).

MINNEFUNKSJON

Hvis du holder strømbryteren inne minst 3 sek. i det du slår på termometeret, vises den siste målte temperaturen i displayet. En «M» vises samtidig i høyre del av displayet. Den senest målte temperaturen og «M» forsvinner etter ca. 3 sek., og termometeret er klart for ny måling.

RENGJØRING OG DESINFISERING

Betegnelse: Isopropylalkohol 70 %; nedsenket: maks. 24 timer.

BYTTE AV BATTERI

Når symbolet «▼» (omvendt trekant) vises i displayet, er batteriet flatt og må byttes. Når batteriet skal byttes fjernes batteriommet deksel fra termometeret. Sett inn et nytt batteri med polen + øverst. Sørg for å ha et batteri av samme type for hånden. Batterier er å få kjøpt i alle butikker som selger elektrisk utstyr.

GARANTI

Vi gir en 2 års garanti som gjelder fra kjøpsdatoen. Skader forårsaket av feilbruk dekkes ikke av garantien. Batterier og emballasje dekkes heller ikke av garantien. Alle andre erstatningskrav fraskrives. Krav mot garantien må fremsettes sammen med kvittering på kjøp. Send det defekte termometeret godt innpakket sammen med tilstrekkelig porto til:

Kjøpsdato:

Type / Type	TEKNISKE DATA
Temperaturspekter / Måleområde:	Maksimum termometer 32,0 °C – 43,9 °C Temp. < 32,0 °C markeres i displayet med «L» (lav) Temp. < 43,9 °C markeres i displayet med «H» (høy)
Toleranse / Målenøyaktighet:	±0,1 °C mellom 34 °C og 42 °C
Arbeidstemperatur / Anvendelsestemperatur:	10 °C til 40 °C / 15 - 95 % relativ maksimal fuktighet
Selvtest / Selvtest:	Termometeret kontrollerer automatisk testverdien for 37,0 °C. Et øvikk > 0,1 °C vises med «ERR» i displayet.
Display / Display:	Liquid crystal display (LCD) med 3 desimaler. 0,1°C er minste desimal.
Signal / Signaltone:	Signaliserer at termometeret er klart til bruk og at temp.stigning er mindre enn 0,1 °C/16 sek.
Minne / Hukommelse:	Sist målte verdi
Oppbevaringstemperatur / Oppbevaringstemperatur:	-25 °C til +60 °C / 15 - 95 % relativ maksimal fuktighet
Batteri / Batteri:	1,5/1,55 V, LR 41
Standard / Henvisning til normer:	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Dette apparatet oppfyller kravene til Rådsdirektiv om medisinsk utstyr 93/42/EEC. Det tas forbehold om tekniske endringer.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

- Termometeret er udelukkende beregnet til å måle kroppstemperatur!
- Minimumsbegrensningen for måletiden – indtil signalet (bippet) høres – skal overholdes uden undtagelse!
- Termometeret indeholder små dele (batteri etc.), som små børn kan komme til at sluge. Derfor må termometeret aldrig overlades til børn uden opsigst.
- Termometeret skal beskyttes mod slag og stød!
- Man bør undgå at bøje spidsen mere end 45°!
- Den omgivende temperatur bør ikke overskride 60 °C. Termometeret må IKKE koges!
- Der må kun bruges kommerzielle desinfektionsmidler, der står i listen i afsnittet «rengjøring og desinfektion» til at rense termometeret. Hvis termometeret sænkes ned i en desinficerende væske, skal det være intakt.
- Produsenten anbefaler at lade et autoriseret laboratorium justeremålenøjaktigheden hvert andet år.

Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gjældende regler. Altså ikke sammen med husholdningsaffald.

TERMOMETERET TÆNDES

For at tænde for termometeret skal der trykkes på knappen over displayet, der høres en kort signaltone (bip), der signaliserer at termometeret er tændt (ON). Der gennemføres en displaytest. Alle symboler bliver vist i displayet. Hvis den omgivende temperatur ligger under 32 °C, vises der for oven til højre i displayet «L» og et «C», der blinker. Nu er termometeret klart til brug.

FUNKTIONSTEST

Hver gang der tændes for termometeret, kontrolleres det, om det fungerer korrekt. Hvis der konstateres en fejlfunktion (unøjagtig måling), vises dette med «ERR» i displayet og målingen kan ikke gennemføres. I dette tilfælde skal termometeret skiftes ud.

BRUG AF TERMOMETERET

Vælg den foretrukne målemetode. Under målingen vises den aktuelle temperatur konstant. Symbolet «C» blinker under hele målingen. Hvis det akustiske signal høres (bip-bip-bip 10 gange) og «C» ikke blinker længere, betyder det, at den målte temperaturstigning nu ligger på under 0,1 °C i løbet af 16 sekunder og at termometeret kan aflæses. Batteriet holder længere, hvis man slukker for apparatet efter brug ved kort at trykke på betjeningsknappen. Hvis man ikke trykker på knappen, slukkes der automatisk for termometeret efter ca. 10 minutter.

MÅLEMETODER

I munden (oralt)

Plasser termometeret i en af de to lommer under tungene, til venstre eller høyre for tungen. Målesensoren skal være i god kontakt med vævet. Lukk din mund og træk veiret jevnt gjennom nesen for å unngå, at målingen blir påvirket av indåndings- eller udåndingsluften. Cirka måletid: 60 sekunder.

I endetarmen (rektalt)

Dette er den mest pålitelige målemetode og er særligt velegnet til børn. Før varsomt målesensoren på termometeret 2 til 3 cm ind i endetarmsåbningen. Cirka måletid: 60 sekunder.

I armhulen

For å oppnå mere pålitelige resultater anbefaler vi å måle temperaturen oralt eller rektalt. Cirka måletid: 5-10 minutter efter bip-lyden (afhængigt af den omgivende temperatur).

SÅDAN GEMMES MÅLERESULTATER I HUKOMMELSEN

Hvis du holder knappen trykket ned i mere end 3 sekunder, når du tænder for termometeret, vises den maksimumstemperatur, der blev målt ved sidste måling. Samtidig vises der et lille «M» for «memory» i højre side af displayet. Efter yderligere 3 sekunder forsvinder denne værdi, og termometeret skifter til den normale målemodus. Derefter slettes den gemte værdi.

RENGJØRING OG DESINFEKTION

Navn: Isopropyl alkohol 70 %; nedsænkes: max. 24 timer.

UDSKIFTNING AF BATTERI

Når «▼» symbolet (nedadvendt trekant) vises i displayet, er batteriet flatt og skal udskiftes. For at skifte batteriet fjernes lågen til batteriummet fra termometeret. Isæt det nye batteri med + øverst. Sørg for at have et batteri af samme type ved hånden. Batterier kan købes i enhver forretning med elektriske artikler.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type / Type	TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Maksimum termometer	Maksimum termometer
32,0 °C til 43,9 °C Temp. < 32,0 °C markeres i displayet med «L» (for lavt) Temp. < 43,9 °C markeres i displayet med «H» (for højt)	32,0 °C til 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: display «L» for «low» (for lavt) Temp. < 43,9 °C: display «H» for «high» (for højt)
±0,1 °C mellem 34 °C og 42 °C	± 0,1 °C mellem 34 °C og 42 °C
10 °C til 40 °C / 15 - 95 % max. relativ fugtighed	10 °C til 40 °C / 15 - 95 % max. relativ fugtighed
Automatisk intern kontrol med en testværdi på 37,0 °C, hvis der konstateres en afvigelse på > 0,1 °C, vises der «ERR» (error).	Automatisk intern kontrol med en testværdi på 37,0 °C, hvis der konstateres en afvigelse på > 0,1 °C, vises der «ERR» (error).
Display med flydende krystaller (LCD) med tre cifre Minste enhed i displayet: 0,1 °C	Display med flydende krystaller (LCD) med tre cifre Minste enhed i displayet: 0,1 °C
Til at signalisere at termometeret er klart til brug og at temperaturstigningen er mindre end 0,1 °C i løbet af 16 sekunder.	Til at signalisere at termometeret er klart til brug og at temperaturstigningen er mindre end 0,1 °C i løbet af 16 sekunder.
Til at gemme den sidst målte værdi.	Til at gemme den sidst målte værdi.
-25 °C til +60 °C / 15 - 95 % max. relativ fugtighed	-25 °C til +60 °C / 15 - 95 % max. relativ fugtighed
1,5/1,55 V, LR 41	1,5/1,55 V, LR 41
EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Denne enhed overholder kravene i det Medicinske Udstyr Direktiv 93/42/EEC. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

GARANTI

Vi gir en 2 års garanti efter købsdatoen. Skade forårsaget som følge af upassende håndtering er ikke omfattet av garantien. Batterier og emballage er ligeledes ikke omfattet av garantien. Vi fralægger os ethvert andet ansvar. Et eventuelt erstatningskrav skal indsendes sammen med købskvitteringen. Sørg for, at det defekte termometer er pakket forsvarligt ind og afsendt med tilstrekkelig porto:

Købsdato: