

MT 16F1

IB MT 16F1 N-V10 2620, Revision Date: 2020-06-24



Description of this Thermometer

- ON/OFF button
- Display
- Battery compartment cover
- Measuring sensor / measuring tip
- Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)

Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».

- For safety reasons (risk of rectal perforation) rectal measurement in children younger than 3 years must be performed only by trained health care personnel (professional user). Use another measurement method instead. For rectal fever measurement in small children younger than 3 years, thermometers with a flexible tip are available.
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local MicroLife-Service to arrange the test.

⚠️WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.



Read the instructions carefully before using this device.



Type BF applied part

Turning on the thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ❶; a short, beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «°C» appear at the display field ❷. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 16 seconds.

To turn off the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ❶. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ❶ is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ❹ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait **at least 5 minutes**, regardless of the beep sound.

► **In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C**
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ❹ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air. If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 1 minute!

► **In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C**

Attention: For the prevention of rectal perforation in children (younger than 3 years), we recommend using another measuring method, or the use of a thermometer with flexible tip. Carefully insert the measuring sensor ❹ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 1 minute!



MicroLife AG, Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland

CE0044

microlife

Starta termometern

Tryck på PÅ/AV-knappen ❶ för att starta termometern, ett kort pipjud ljuder «termometer PÅ». Ett test utförs på bildskärmen. Alla segment ska visas.

Vid en omgivningstemperatur under 32 °C visas ett «L» och ett blinkande «°C» på bildskärmen ❷. Termometern är nu klar att användas.

Vid en omgivningstemperatur över 32 °C visas ett «L» och ett blinkande «°C» på bildskärmen ❷. Termometern är nu klar att användas.

Den automatiskt lagrade värdena kan återställas genom att trycka på PÅ/AV-knappen ❶ i mer än 3 sekunder när termometern startas. Då visas den senast mätta temperaturens högsta värde som separats automatiskt på bildskärmen. Samtidigt visas ett «M» för minne på bildskärmen. Temperaturvärdet försvinner ca. 2 sekunder efter att knappen släppts och termometern är färdig att användas för nästa mätning.

Välj föredragen mätmätod. När man gör en mätning, visas aktuell temperatur kontinuerligt på displayen och «°C» symbol blinkar. När ett pip hörs under 10 sekunder and «°C» blinkar ej längre, detta innebär att ökningen i temperatur är mindre än 0,1 C under 16 sekunder.

Stäng av termometern genom att trycka PÅ/AV-knappen ❶ en kort stund för att spara på batteriet. I annat fall stänger termometern av sig automatiskt efter 10 minuter.

► **Spara uppmätta värden**

Håll in PÅ/AV-knappen ❶ i mer än 3 sekunder när termometern startas. Då visas den senast mätta temperaturens högsta värde som separats automatiskt på bildskärmen. Samtidigt visas ett «M» för minne på bildskärmen. Temperaturvärdet försvinner ca. 2 sekunder efter att knappen släppts och termometern är färdig att användas för nästa mätning.

► **Avslutning av mätningen**

The thermometer is not intended for professional use.

Battery Replacement

When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ❸ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Type:	Maximum thermometer
Measurement range:	32.0 °C to 43.9 °C Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low) Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)
Measurement accuracy:	± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C ± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 43.9 °C
Operating conditions:	10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Storage conditions:	-25 - +60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
Battery:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Battery lifetime:	approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Klasse:	IP22
Reference to standards:	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Expected service life:	5 years or 10000 measurements
Technical specifications:	This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC. Technical alterations reserved.

This device is covered by a **2 year guarantee** from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, MicroLife will repair or replace the defective product free of charge. Opening or altering the device invalidates the guarantee.

The following items are excluded from the guarantee:

- Transport costs and risks of transport.
- Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.
- Damage caused by leaking batteries.
- Damage caused by accident or misuse.
- Packaging/storage material and instructions for use.
- Regular checks and maintenance (calibration).
- Accessories and wearing parts: Battery.

Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local MicroLife service. You may contact your local MicroLife service through our website: www.microlife.com/support Compensation is limited to the value of the product. The guarantee will be granted if the complete product is returned with the original invoice. Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not limited by this guarantee.

Typ:	Maximaltermometer
Måtområde:	32,0 °C till 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: Visar «L» vid låg (för låg) Temp. > 43,9 °C: Visar «H» vid hög (för hög)
Mät noggrannhet:	± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C and 42,1 - 43,9 °C
Driftsförhållanden:	10 - 40 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Förvaringsförhållanden:	-25 - +60 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet
Batteri:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Batteriets livslängd:	ca. 4500 mätningar (använt ett nytt batteri)
IP Klass:	IP22
Upplyftida normer:	EN 12470-3, kliniska termometrar; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Förväntad användningstid: 5 år eller 10000 mätningar

Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/42/EEC. Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.

Garanti

Detta instrument har **2 års garanti** från inköpsdatum. Under denna garantiperiod, ska MicroLife reparera eller byta ut feaktigt produkt utan kostnad. Garantin gäller inte om instrumentet öppnats eller modifierats. Följande varor är undantagna från garantin:

- Transport kostnader och transport risker.
- Fel som orsakats av felaktigt användning eller bistande efterföld av bruksanvisningen.
- Fel orsakade av batteri läckage.
- Fel orsakade av olyckor eller misstag
- Förpacknings/ lagringsmaterial och användar instruktioner.
- Regelbundna kontroller och underhåll (kalibrering).
- Tilbehör och reservdelar: Batteri
- Om garantiservice behövs kontakta affären där produkten köptes, eller din lokala MicroLife service. Du kan kontakta din lokala MicroLife service via vår website: www.microlife.com/support

Kompenseringen är begränsad till värdet av produkten. Garantin gäller om komplett product returneras med original kit.Reparation eller utbyte av produkt inom garantin förlänger eller förymja ej garantiperiod. Legala reklamationer och rättigheter för konsumenter begränsas ej av denna garanti.

FI

⚠️WARNING: Det erhållna mätresultatet som erhållits med detta instrument är ej en diagnos! Lita ej enbart på mät resultat.

Batterier och elektroniska instrument skall avfallshanteras enligt gällande miljöförfästring. Släng into i hushållssoporna.

Läs dessa instruktioner noga innan du använder instrumentet.



Tillämplighetsklass BF

loja muista kohdistaa, kuten korvasta, sillä tuloksena voi olla virheellisiä lukemia tai vamma.

- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai huomaat jotain epätavallista.
- Suosittellemme laitteen puhdistamista puhdistusohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä henkilökohtaisen hygienian vuoksi.
- Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa äänimerkin mittauksen loppumiseesta!
- Ota huomioon, että eri mittauskohdat voivat edellyttää mittauksen jatkamista äänimerkin jälkeenkin, katso kohta «Mittaustavat / Normaali ruumiinlämpö».
- Turvallisuussyistä (peräaukon repeytymisen riski) peräaukkomittauksen alle kolmen 3 vuoden ikäisillä lapsilla saa suosittaa vain koulutettua hotohenkilö (ammattilaiskäyttäjää). Käytä sen sijaan joutain muuta mittausastapa. Peräaukosta tehtävien mittauksiin alle kolmen 3 vuoden ikäisillä lapsilla on saatavilla lämpömittareita, joissa on jostava tässä kärkei.
- Älä yritä mitata lämpötilaa peräaukosta henkilöillä, joilla on ongelmia peräaukossa. Se voisi pahentaa ongelmia.
- Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieلتäviksi. Ole tietoinen tukehtumisvaaran riskistä siinä tapauksessa, että laitteen mukana toimitetaan kaapelit ja putkia.
- Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten kenttien, kuten matkapuhelimien tai radiolaitteiden lähellä. Pidä mittari vähintään 3,3 m etäisyydellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsä sitä.
- Suojaa laite iskulta ja puotautumiselta.
- Älä säilytä kuumemittaria yli 60°C:n lämpötilassa. ÄLÄ MILLOINKAAN aseta laitetta kiehuvaan veteen!
- Käytä laitteen puhdistamiseen vain «Puhdistus ja desinfiointi» kaupallisesti saatavilla olevia desinfiointiaineita, jotka luetaan kohtadassa.
- Suosittellemme, että laitteen tarkuus testataan kerran kahdessa vuodessa tai mekaanisen iskun (esim. pudottamisen) jälkeen. Järjestä itse ottamalla yhteyttä MicroLife-huoltoon.

VAROITUS! Tämän laitteen antama mittaustulos ei ole diagnostiisi. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.


VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.



Sovelluvuusluokka BF

Kuumemittarin käynnistäminen

Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta ❶; lyhyt ääni-merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistetty». Mittari suorittaa näytötestin ja näyttää kaikki parametrit. Ympäristön lämpötilan ollessa alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkuva «°C» ilmestyy näytölle ❷. Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.

Toimintatesti

Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen käynnistytksen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen epätarkkuutta), niin näyttöön tulee siitä ilmoitava «ERR» eikä mittausta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Välitse haluamasi mittausastapa. Kun teit mittauksen, lämpötila näytetään jatkuvasti ja «°C»-merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «°C» ei enää vilku, mitattu lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöikää voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta ❶. Muussa tapauksessa kuumemittari sammuttaa automaattisesti noin 10 minuuttu kullutta.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta ❶ pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistettäessä, niin näyttöön tulee viimeisimmän mittauksen yhteydessä automaattisesti tallennettu korkein lämpötila. Samanaikaisesti muistia merkitsee siitä «M» ilmestyä näyttöön. Lukema häviää 2 sekunnin kuluttua painikkeen vapauttamisen jälkeen ja kuumemittari on valmis mittaamaan.

Mittaustavat / Normaali ruumiinlämpö

► **Mittaus kainalosta / 34,7 - 37,3 °C**

Pyyhi kainalo kuivalla pyyhkeellä. Aseta mittausanturi ❹ käsivarren alle kainalokuopan keskelle siten, että kärki koskettaa ihoa ja aseta potilaan käsivarsi potilaan kehoa vasten. Näin varmistetaan, ettei huonelämpötila vaikuta lukemaan. Koska kainalotilaukselta kestää kauemmin vakaan lämpötilan saavuttamisen odota **vähintään 5 minuuttia** äänimerkistä riippumatta.

► **Mittaus suusta (oralinen) / 35,5 - 37,5 °C**

Älä syö tai juo mitään kuumaa tai kylmää 10 minuuttia ennen mittautusta. Suun pitää pysyä suljettuna 2 minuuttia ennen lukeman ottamista.

Pyyhi kainalo kuivalla pyyhkeellä. Aseta mittausanturi ❹ käsivarren alle kainalokuopan keskelle siten, että kärki koskettaa ihoa ja aseta potilaan käsivarsi potilaan kehoa vasten. Näin varmistetaan, ettei huonelämpötila vaikuta lukemaan. Koska kainalotilaukselta kestää kauemmin vakaan lämpötilan saavuttaminen odota **vähintään 5 minuuttia** äänimerkistä riippumatta.

► **Mittaus peräaukosta (rektalinen) / 36,6 - 38,0 °C**

Huomio: Jotta estetään peräaukon repeytymisen lapsilla (alle kolmevuotiaita), suosittelemme toisen mittausastavan tai taipuisalla kärjellä varustetun lämpömittarin käyttöä.

Työnää kuumemittarin mittausanturi ❹ varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen. Suosittelemme anturin suojuksen ja liukastinaineen käyttöä. Jos olet epävarma tästä mittausastavasta, sinun pitää kysyä ammattilaisen neuvoa ja pyytää koulutusta.

Arvioitu mittausaika: 1 minuutti!

► **Mittaus peräaukosta (rektalinen) / 36,6 - 38,0 °C**

Huomio: Jotta estetään peräaukon repeytymisen lapsilla (alle kolmevuotiaita), suosittelemme toisen mittausastavan tai taipuisalla kärjellä varustetun lämpömittarin käyttöä. Työnää kuumemittarin mittausanturi ❹ varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen. Suosittelemme anturin suojuksen ja liukastinaineen käyttöä. Jos olet epävarma tästä mittausastavasta, sinun pitää kysyä ammattilaisen neuvoa ja pyytää koulutusta.

Arvioitu mittausaika: 1 minuutti!

► **Mittaus peräaukosta (rektalinen) / 36,6 - 38,0 °C**

Huomio: Jotta estetään peräaukon repeytymisen lapsilla (alle kolmevuotiaita), suosittelemme toisen mittausastavan tai taipuisalla kärjellä varustetun lämpömittarin käyttöä. Työnää kuumemittarin mittausanturi ❹ varovasti peräaukkoon 2 - 3 cm:n syvyyteen. Suosittelemme anturin suojuksen ja liukastinaineen käyttöä. Jos olet epävarma tästä mittausastavasta, sinun pitää kysyä ammattilaisen neuvoa ja pyytää koulutusta.

Arvioitu mittausaika: 1 minuutti!

► **Mittaus peräaukosta (rektalinen) / 36,6 - 38,0 °C**

loja muista kohdistaa, kuten korvasta, sillä tuloksena voi olla virheellisiä lukemia tai vamma.

- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai huomaat jotain epätavallista.
- Suosittellemme laitteen puhdistamista puhdistusohjeiden mukaisesti ennen ensimmäistä käyttöä henkilökohtaisen hygienian vuoksi.
- Mittausta on aina jatkettava siihen asti, kunnes kuumemittari antaa äänimerkin mittauksen loppumiseesta!
- Ota huomioon, että eri mittauskohdat voivat edellyttää mittauksen jatkamista äänimerkin jälkeenkin, katso kohta «Mittaustavat / Normaali ruumiinlämpö».
- Turvallisuussyistä (peräaukon repeytymisen riski) peräaukkomittauksen alle kolmen 3 vuoden ikäisillä lapsilla saa suosittaa vain koulutettua hotohenkilö (ammattilaiskäyttäjää). Käytä sen sijaan joutain muuta mittausastapa. Peräaukosta tehtävien mittauksiin alle kolmen 3 vuoden ikäisillä lapsilla on saatavilla lämpömittareita, joissa on jostava tässä kärkei.
- Älä yritä mitata lämpötilaa peräaukosta henkilöillä, joilla on ongelmia peräaukossa. Se voisi pahentaa ongelmia.
- Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieلتäviksi. Ole tietoinen tukehtumisvaaran riskistä siinä tapauksessa, että laitteen mukana toimitetaan kaapelit ja putkia.
- Älä käytä laitetta vahvojen sähkömagneettisten kenttien, kuten matkapuhelimien tai radiolaitteiden lähellä. Pidä mittari vähintään 3,3 m etäisyydellä edellä mainituista laitteista käyttäessäsä sitä.
- Suojaa laite iskulta ja puotautumiselta.
- Älä säilytä kuumemittaria yli 60°C:n lämpötilassa. ÄLÄ MILLOINKAAN aseta laitetta kiehuvaan veteen!
- Käytä laitteen puhdistamiseen vain «Puhdistus ja desinfiointi» kaupallisesti saatavilla olevia desinfiointiaineita, jotka luetaan kohtadassa.
- Suosittellemme, että laitteen tarkuus testataan kerran kahdessa vuodessa tai mekaanisen iskun (esim. pudottamisen) jälkeen. Järjestä itse ottamalla yhteyttä MicroLife-huoltoon.

VAROITUS! Tämän laitteen antama mittaustulos ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

VAROITUS! Tämän laitteen antamat mittaustulokset ei ole diagnostisia. Älä luota vain mittauslaitteeseen.

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.



Sovelluvuusluokka BF

Kuumemittarin käynnistäminen

Käynnistä kuumemittari painamalla ON/OFF-painiketta ❶; lyhyt ääni-merkitsee sitä, että «kuumemittari on käynnistetty». Mittari suorittaa näytötestin ja näyttää kaikki parametrit. Ympäristön lämpötilan ollessa alle 32°C, «L»-merkki ja vilkkuva «°C» ilmestyy näytölle ❷. Nyt kuumemittari on valmis käyttöön.

Toimintatesti

Kuumemittari tarkistaa oman toimintansa automaattisesti jokaisen käynnistytksen yhteydessä. Jos tässä yhteydessä esiintyy virhe (mittauksen epätarkkuutta), niin näyttöön tulee siitä ilmoitava «ERR» eikä mittausta voida tällöin suorittaa. Tässä tapauksessa kuumemittari tulee vaihtaa uuteen.

Kuumemittarin käyttö

Välitse haluamasi mittausastapa. Kun teit mittauksen, lämpötila näytetään jatkuvasti ja «°C»-merkki vilkkuu. Jos kuulet äänimerkin 10 kertaa ja «°C» ei enää vilku, mitattu lämpötilan nousu on alle 0,1 °C 16 sekunnissa.

Pariston käyttöikää voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta ❶. Muussa tapauksessa kuumemittari sammuttaa automaattisesti noin 10 minuuttu kullutta.

Mittaustulosten tallennus

Jos ON/OFF-painiketta ❶ pidetään painettuna yli 3 sekuntia kuumemittaria käynnistettäessä, niin näyttöön tulee viimeisimmän mittauksen yhteydessä automaattisesti tallennettu korkein lämpötila. Samanaikaisesti muistia merkitsee siitä «M» ilmestyä näyttöön. Lukema häviää 2 sekunnin kuluttua painikkeen vapauttamisen jälkeen ja kuumemittari on valmis mittaamaan.

Mittaustavat / Normaali ruumiinlämpö

► **Mittaus kainalosta / 34,7 - 37,3 °C**

Pyyhi kainalo kuivalla pyyhkeellä. Aseta mittausanturi ❹ käsivarren alle kainalokuopan keskelle siten, että kärki koskettaa ihoa ja aseta potilaan käsivarsi potilaan kehoa vasten. Näin varmistetaan, ettei huonelämpötila

