


## MT 200

ВМ 200 E-V14 2620, Revision Date: 2020-07-07



Description of this Thermometer

- ON/OFF Button
- Display
- Battery compartment cover
- Measuring sensor / measuring tip
- Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)

### Important Safety Instructions

Follow instructions for use. Use this document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.

This device is only for use for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as this may result in false readings and may lead to injury.

Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.

- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!

Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».

- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 30 cm from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local MicroLife Service to arrange the test.

**WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

- Type BF applied part

### Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button (1), a short beep sounds («Power On»). A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display (2) automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field (2). The thermometer is now ready for use.

### Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement becomes), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

### Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, the preferred measuring method has been determined and the thermometer can be read now.

10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button (1). Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

### Measuring methods / Normal body temperature

► **In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C**
Wipe the armpit with a dry towel. Place the measuring sensor (4) under the arm into the center of the armpit so that the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least **5 minutes**, regardless of the beep sound.

► **In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C**
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor (4) must be in good contact with the tissue. Close your mouth tightly and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air. If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

**Approx. measuring time: 10 seconds!**

► **In the rectum (rectal) / 36.6 - 38.0 °C**
Carefully insert the measuring sensor (2) of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.


The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of the correct use of the device, you should consult a professional for guidance/training.

**Approx. measuring time: 10 seconds!**

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application of any disinfectant instruction of the disinfectant manufacturer).

Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer probe (see number (3) in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use. Avoid immersing or wiping the display to protect it from fading.

The thermometer is not intended for professional use.



## microlife

Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на дисплее появляется символ «L» и мигающий символ «C». Термометр готов к работе.

### Функциональная проверка

Правильность работы термометра проверяется автоматически при каждой измерении. При обнаружении ошибок (неточность измерения) на дисплее выводится сообщение «ERR», и измерение становится невозможным. В этом случае термометр необходимо заменить.

### Использование термометра

Выберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения на дисплее непрерывно отображается текущая температура. Если слышен сигнал «С», это означает, что выбран метод измерения. Если слышен сигнал «L», это означает, что выбран метод измерения. Если слышен сигнал «ERR», это означает, что измерение невозможно. В этом случае термометр необходимо заменить.

► **В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C**
Протрите область подмышечной впадины сухой салфеткой. Поместите измерительный датчик (4) под руку в центр подмышечной впадины так, чтобы наконечник касался кожи, и прижмите руку пациента рядом с телом пациента. Это гарантирует, что воздух в помещении не влияет на показания. Поскольку измерение температуры данным методом требует больше времени для достижения стабильной температуры, подождите не менее 10 минут, независимо от звукового сигнала.

► **В устье (орально) / 35,5 - 37,5 °C**
Не ешьте и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Поддержите рот закрытым за 2 минуты до начала измерения.

### Технические спецификации

<b>Тип:</b>	Maximum thermometer
<b>Measurement range:</b>	32.0 °C to 42.9 °C <p>Temp. &lt; 32.0 °C: display «L» for low (too low) Temp. &gt; 42.9 °C: display «H» for high (too high)</p>
<b>Measurement accuracy:</b>	± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C <p>± 0.2 °C: 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 42.9 °C</p>
<b>Operating conditions:</b>	10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity
<b>Storage conditions:</b>	-15 - 60 °C; 15-95 % relative maximum humidity
<b>Battery:</b>	LR41 (1.5V) /SR41 (1.55V)
<b>Battery lifetime:</b>	approx. 2700 measurements (using a new battery)
<b>IP Class:</b>	IP67
<b>Reference to standards:</b>	EN 12470-3, clinical thermeters; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
<b>Expected service life:</b>	5 years or 10000 measurements

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, MicroLife will repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee.

The following items are excluded from the guarantee:

- Transport costs and risks of transport.
  - Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.
  - Damage caused by leaking batteries.
  - Damage caused by accident or misuse.
  - Packaging/storage material and instructions for use.
  - Regular checks and maintenance (calibration).
  - Accessories and wearing parts: Battery.
- Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local MicroLife service. You may contact your local MicroLife service through our website: [www.microlife.com/support](http://www.microlife.com/support)
- Compensation is limited to the value of the product. The guarantee will be granted if the complete product is returned with the original invoice. Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not limited by this guarantee.

► **В заднем проходе (ректально) / 36.6 - 38.0 °C**
Осторожно введите измерительный датчик (4) термометра на 2-3 сантиметра в анальную область. Рекомендуется использовать гигиенический колпачок и смазку. Если вы не уверены в этом методе измерения, вам следует проконсультироваться с квалифицированным персоналом для проведения измерения.

► **В устье (орально) / 35.5 - 37.5 °C**
Не ешьте и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Поддержите рот закрытым за 2 минуты до начала измерения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

Термометр не предназначен для профессионального использования.

**Замена батареи**
Если на дисплее появляется символ «▼» («перевёрнутый треугольник»), это означает, что батарея разряжена и нуждается в замене. Чтобы заменить батарею, снимите крышку батарейного отсека (3) с термометра. Установите новую батарею положительными полюсами вверх. Убедитесь, что вы взяли батарею того же типа. Батареи можно приобрести в любом магазине электротоваров.

**Технические характеристики**

<b>Тип:</b>	Максимальный термометр
<b>Диапазон измерений:</b>	от 32,0 °C до 42,9 °C <p>Темп. &lt; 32,0 °C: отображается «L» (слишком низкая) Темп. &gt; 42,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)</p>

**Точность измерений:**

± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
± 0,2 °C: 32,0 - 33,9 °C и 42,1 - 42,9 °C

**Условия измерения:**

10 - 40 °C; максимальная относительная влажность 95-95 %

**Условия хранения:**

-25 - 60 °C; максимальная относительная влажность 15-95 %

**Срок службы батареи:**

приблизительно 2700 измерений (при использовании новой батареи)

**Класс защиты:**

**Соответствие стан-**

**дартм:** EN 12470-3, медицинские термометры
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

**Ожидаемый срок службы:**

5 лет или 10000 измерений

Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о медицинском оборудовании 93/42/ЕС

Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

### Гарантия

На данное устройство распространяется «коммерческая» гарантия со дня покупки. В течение этого гарантийного периода, по нашему усмотрению, MicroLife бесплатно отремонтирует или заменит неисправный продукт.

- Вскрытие или изменение устройства аннулирует гарантию.
- Следующие пункты исключены из гарантии:
  - Транспортные повреждения и риски, связанные с транспортом.
  - Повреждения, вызванные неправильным применением или несоблюдением инструкции по применению.
  - Повреждения, вызванные использованием батарей.
  - Повреждения, вызванные несчастным случаем или неправильным использованием.
  - Упаковка / хранение материалов и инструкции по применению.
  - Регулярные проверки и обслуживание (калибровка).
  - Аксессуары и изнашиваемые детали.

Если требуется гарантийное обслуживание, обратитесь к дилеру, у которого был приобретен термометр, или в местную службу поддержки MicroLife. Вам следует связаться с местным сервисом MicroLife по адресу: [www.microlife.com/support](http://www.microlife.com/support)

Компенсация ограничения стоимости продукта. Гарантия будет предоставлена, если весь товар будет возвращен с оригинальным счетом. Ремонт или замена в рамках гарантии не распространяется на доставку товара и гарантийный срок.

Юридические претензии и права потребителей не ограничены этой гарантией.

► **Батареи** и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

► **Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.**

- Идентиф. типа BF

### Включение термометра

Для включения термометра нажмите кнопку BK/BL/ON/OFF (1), короткий звуковой сигнал информирует о включении термометра. Если слышен сигнал «С», это означает, что выбран метод измерения. Если слышен сигнал «L», это означает, что выбран метод измерения. Если слышен сигнал «ERR», это означает, что измерение невозможно. В этом случае термометр необходимо заменить.

► **В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C**
Протрите область подмышечной впадины сухой салфеткой. Поместите измерительный датчик (4) под руку в центр подмышечной впадины так, чтобы наконечник касался кожи, и прижмите руку пациента рядом с телом пациента. Это гарантирует, что воздух в помещении не влияет на показания. Поскольку измерение температуры данным методом требует больше времени для достижения стабильной температуры, подождите не менее 10 минут, независимо от звукового сигнала.

► **В устье (орально) / 35,5 - 37,5 °C**
Не ешьте и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Поддержите рот закрытым за 2 минуты до начала измерения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на дисплее появляется символ «L» и мигающий символ «C». Термометр готов к работе.

### Функциональная проверка

Правильность работы термометра проверяется автоматически при каждой измерении. При обнаружении ошибок (неточность измерения) на дисплее выводится сообщение «ERR», и измерение становится невозможным. В этом случае термометр необходимо заменить.

► **В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C**
Протрите область подмышечной впадины сухой салфеткой. Поместите измерительный датчик (4) под руку в центр подмышечной впадины так, чтобы наконечник касался кожи, и прижмите руку пациента рядом с телом пациента. Это гарантирует, что воздух в помещении не влияет на показания. Поскольку измерение температуры данным методом требует больше времени для достижения стабильной температуры, подождите не менее 10 минут, независимо от звукового сигнала.

► **В устье (орально) / 35,5 - 37,5 °C**
Не ешьте и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Поддержите рот закрытым за 2 минуты до начала измерения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

Термометр не предназначен для профессионального использования.

**Замена батареи**
Если на дисплее появляется символ «▼» («перевёрнутый треугольник»), это означает, что батарея разряжена и нуждается в замене. Чтобы заменить батарею, снимите крышку батарейного отсека (3) с термометра. Установите новую батарею положительными полюсами вверх. Убедитесь, что вы взяли батарею того же типа. Батареи можно приобрести в любом магазине электротоваров.

**Технические характеристики**

Тип: Максимальный термометр

Диапазон измерений: от 32,0 °C до 42,9 °C
Темп. < 32,0 °C: отображается «L» (слишком низкая)
Темп. > 42,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)

Точность измерения: ± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C
± 0,2 °C: 32,0 - 33,9 °C и 42,1 - 42,9 °C

Условия измерения: 10 - 40 °C; максимальная относительная влажность 95-95 %

Условия хранения: -25 - 60 °C; максимальная относительная влажность 15-95 %

Срок службы батареи: приблизительно 2700 измерений (при использовании новой батареи)

Класс защиты: IP67

Соответствие стандартам: EN 12470-3, медицинские термометры
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Ожидаемый срок службы: 5 лет или 10000 измерений

Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о медицинском оборудовании 93/42/ЕС

Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

Юридические претензии и права потребителей не ограничены этой гарантией.

**Инструкции по безопасности важные!**

- Умтай инструкции де utilizare. Acest document ofera informatii importante privind functionarea si siguranta dispozitivului. Cititi cu atentie acest document inainte de a utiliza dispozitivul si pastrati-l pentru a-l utiliza in viitor.

- Acest aparat este doar pentru masurarea temperaturii corpului uman - oral, rectal sau axilar. Nu incercati sa masurati temperatura in alte moduri, cum ar fi auricular, pentru ca apar masuratori false si pot rezulta rani.
- Nu folositi acest aparat daca credei ca este deteriorat sau avertizat: acesta ceva neobisnuit.
- Recomandam sa curati acest aparat conform instructiunilor de curatenie inainte de prima utilizare, din cauza riscului de persoana.
- Durata minima de masurare pana cand se aude bip-ul trebuie respectata fara exceptii!
- Considerati faptul ca anumite moduri de masurare pot necesita continuturi masurati si dupa fiecare masurare, verificati nivelul bateriilor / Measuring methods / Normal body temperature.
- Nu utilizati masurarea rectala a temperaturii la pacienti cu patologii rectale. Folsind acestia ceea de masurare se agrava patologia existenta.
- Aveți grijă să nu lăsați instrumentul nesupravegheat la îndemâna copiilor, unele părți componente sunt suficiente de mici pentru a putea fi înghițite. Aveți grijă, deoarece există risca de strangulare în cazul în care acest instrument este livrat cu cabluri sau tuburi.
- Nu utilizați instrumentul în apropierea câmpurilor electromagnetice puternice, cum ar fi telefoane mobile sau instalații radio. Paștrii distanța minimă de 3,3 m de la aceste dispozitive cind folosiți instrumentul.
- **В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C**
Протрите область подмышечной впадины сухой салфеткой. Поместите измерительный датчик (4) под руку в центр подмышечной впадины так, чтобы наконечник касался кожи, и прижмите руку пациента рядом с телом пациента. Это гарантирует, что воздух в помещении не влияет на показания. Поскольку измерение температуры данным методом требует больше времени для достижения стабильной температуры, подождите не менее 10 минут, независимо от звукового сигнала.
- **В устье (орально) / 35,5 - 37,5 °C**
Не ешьте и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Поддержите рот закрытым за 2 минуты до начала измерения.
- **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от повреждения.

► **Очистка и дезинфекция**
Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропанолю спирта или хлоргексидумную ткань, увлажненную 70% изопропанолю спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомиться с инструкцией по применению и инструкции по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда намыивайте протрите с кончиком термометра (применно последнюю термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру (5) на рисунке) следует погрузить в 70%-ный изопропанолювый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После этого следует полностью высушить датчик термометра в течение 1 минуты перед следующим использованием



