


MT 700

IB MT 700 E-V11 0521, Revision Date: 2021-01-25



Description of this Thermometer

- ON/OFF button
- Display
- Battery compartment cover
- Measuring sensor / measuring tip
- Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)

Important Safety Instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes. Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local MicroLife-Service to arrange the test.

- WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only!
- Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.
-  Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.
-  Read the instructions carefully before using this device.
-  Type BF applied part

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a long beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

Then «←→» and a flashing «°C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «°C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 5 seconds.

To protect the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Reviewing the last Measurement

When turning on the thermometer, the last measurement will be displayed with a «M» for memory.

Measuring methods / Normal body temperature

In the armpit (axillary) / 34,7 - 37,3 °C

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient’s arm next to the patient’s body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait **at least 5 minutes**, regardless of the beep sound.

In the mouth (oral) / 35,5 - 37,5 °C

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/ exhaled air. If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 30 seconds!

In the anus (rectal) / 36,6 - 38,0 °C

Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 30 seconds!

Cleaning and Disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer). Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer probe (see number ⑤ in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use. Avoid immersing or wiping the display to protect it from fading.

The thermometer is not intended for professional use.

| | |
|---|---|
|  | MicroLife UAB, P. Lukšio g. 32 08222 Vilnius, Lithuania |
|---|---|

MicroLife AG, Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland

microlife

przestanie migać, oznacza to, że zmierzony wzrost temperatury wynosi mniej niż 0,1 °C w ciągu 5 sekund.

W celu przedłużenia trwałości baterii termometr należy wyciągnąć zaraz po zakończeniu pomiaru za pomocą przycisku ON/OFF (wł./wył.) ①. W przeciwnym wypadku termometr wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Przełączenie ostatniego pomiaru

Włączeniu termometru na wyświetlaczu pojawi się ostatni zapisany wynik «M» z pamięci.

Metody pomiarowe / Bazowa temperatura ciała

► Pod pachą (axillary) / 34,7 - 37,3 °C

Wyczyść pachę suchym ręcznikiem. Umieść czujnik pomiarowy ④ pod pachą, pokrywając pachę, tak aby końcówka dotykała skóry i umieść dłoń pacjenta wzdłuż ciała pacjenta. Zapewnia to brak wypływu temperatury powietrza na wyniki. Ponieważ pod pachą potrzeba więcej czasu, aby osiągnąć stabilną temperaturę, na wynik poczekać **co najmniej 5 minut**, niezależnie od sygnału dźwiękowego.

► W ustach (oral) / 35,5 - 37,5 °C

10 minut przed pomiarem nie należy jeść ani pić nic gorącego ani zimnego. Usta powinny pozostać zamknięte do 2 minut przed rozpoczęciem pomiaru.

Termometr należy umieścić pod językiem, z prawej lub lewej strony jamy ustnej. Czujnik pomiarowy ④ musi mieć dobry kontakt z tkanką. Ponadto usta powinny być zamknięte - oddychamy nosem. W ten sposób unikniemy przedostania się powietrza do ust podczas pomiaru temperatury, co mogłoby spowodować przekłamania w uzyskanym wyniku pomiaru temperatury. Jeśli nie jest to możliwe z powodu zatłoczonych dróg oddechowych, należy zastosować inną metodę pomiaru.

Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund!

► Rektalna (rectal) / 36,6 - 38,0 °C

Ostrożnie umieść czujnik pomiarowy ④ w odbycie na głębokość ok. 2-3 cm.

Zaleca się stosowanie osłony sondy i lubrykantu. Jeśli nie jesteś pewien tej metody pomiaru, skonsultuj się ze specjalistą w celu uzyskania wskazówek / szkolenia.

Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund!

Czyszczenie i dezynfekcja

Do dezynfekcji w warunkach domowych należy użyć wacika z 70% alkoholem izopropylowym lub bawełnianej chusteczki zwilżonej 70% alkoholem izopropylowym, aby zetrzeć zanieczyszczenia z sondy termometru (należy wyciąć pod uwagę zastosowanie i instrukcje bezpieczeństwa producenta środka dezynfekującego). Zawsze zachępnij wypracowanie od końca sondy termometru (w przybliżeniu do środka termometru) w kierunku końcówki termometru. Następnie cała sonda termometru (patrz liczba ⑤ na rysunku) należy zanurzyć w 70% alkoholu izopropylowym na co najmniej 5 minut (maks. 24 godziny). Po zanurzeniu pozostawić środek dezynfekujący do wyschnięcia na 1 minutę przed kolejnym użyciem. Unikaj zanurzania lub wycierania wyświetlacza, aby chronić go przed blaknięciem.

Termometr nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Wymiana baterii

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się symbol odwróconego trójkąta «▽», oznacza to, że bateria jest zużyta i należy ją wymienić. W tym celu zdejmij pokrętkę pojemnika na baterię ③ termometru. Umieść nową baterię biegunem + ku górze. Upewnij się, że jest to bateria tego samego typu. Baterie te są dostępne w każdym sklepie z towarami elektrycznymi.

Terminacja jest przeznaczona do użytku profesjonalnego.

Opis termometru

① Przycisk ON/OFF (wł./wył.)

② Wyświetlacz

③ Zatyczka pojemnika na baterię

④ Czujnik pomiarowy / końcówka pomiarowa

⑤ Obszar czyszczenia i dezynfekcji (tylko sonda termometru)

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika. Ten dokument zawiera ważne informacje o działaniu produktu i informacje dotyczące bezpiecznego korzystania z tego urządzenia. Przeczytaj dokładnie ten dokument przed pierwszym użyciem i zachowaj go na przyszłość.
- To urządzenie może być używane wyłącznie do pomiaru temperatury ciała człowieka w jamie ustnej, w odbycie lub pod pachą. Nie próbuj mierzyć temperatury w innych miejscach, np. w uchu, ponieważ może to prowadzić do fałszywych odczytów jak również może prowadzić do obrażeń ciała.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli uważasz, że jest uszkodzone lub zauważysz coś niepokojącego
- Przed pierwszym użycie zalecamy umycie tego urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

- Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnego, sygnalizowanego dźwiękiem czasu pomiaru! Należy wyjąć pod uwagę, że różne miejsca pomiaru wymagają innego czasu pomiaru, często nawet po usłyszaniu sygnału dźwiękowego należy kontynuować pomiar, patrz sekcja «Metody pomiarowe / Bazowa temperatura ciała».
- Nie należy wykonywać pomiarów w odbycie u osób z chorobami odbytu. Może to pogorszyć stan lub wywołać nieprawidłowe reakcje.
- Dopilnuj, aby dzieci nie używały urządzenia bez nadzoru osób dorosłych; jego niektóre, niewielkie części mogą zostać łatwo połknięte. Jeżeli urządzenie wyposażone jest w przewody lub rurki, może spowodować ryzyko uduszenia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu występowania silnego pola elektro-magnetycznego spowodowanego przez telefony komórkowe lub instalacje radiowe. Podczas użytkowania urządzenia utrzymuj dystans min. 3,3 m od takich urządzeń.
- Chroń urządzenie przed wstrząsami i upadkami!
- Unikaj zginania sondy termometru o więcej niż 45 °!
- Unikaj temperatury otoczenia powyżej 60 °C. Nigdy nie gotuj urządzenia before starting a reading.

Do czyszczenia urządzenia należy używać wyłącznie dostępnych w handlu środków dezynfekujących wymienionych w sekcji «Czyszczenie i dezynfekcja», aby uniknąć jego uszkodzenia. **Zalecamy sprawdzanie dokładności tego urządzenia co dwa lata lub po uderzeniu mechanicznym (np. Upuszczenie).** Skontaktuj się z lokalnym serwisem MicroLife, aby umówić się na test.

- UWAGA:** Podany przez to urządzenie wynik pomiaru nie jest diagnozą! Nie należy polegać tylko na wyniku pomiaru.
- Zużyte baterie oraz urządzenia elektryczne muszą być podane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać ich wraz z odpadami domowymi.
- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Opis termometru

Ważne wskazówki

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Opis termometru

Ważne wskazówki

Wybierz preferowaną metodę pomiaru. Podczas wykonywania pomiaru bieżąca temperatura jest stale wyświetlana, a symbol «°C» miga. Jeżeli sygnał dźwiękowy zostanie usłyszany 10 razy, a «°C»

przestanie migać, oznacza to, że zmierzony wzrost temperatury wynosi mniej niż 0,1 °C w ciągu 5 sekund.

W celu przedłużenia trwałości baterii termometr należy wyciągnąć zaraz po zakończeniu pomiaru za pomocą przycisku ON/OFF (wł./wył.) ①. W przeciwnym wypadku termometr wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Przełączenie ostatniego pomiaru

Włączeniu termometru na wyświetlaczu pojawi się ostatni zapisany wynik «M» z pamięci.

Metody pomiarowe / Bazowa temperatura ciała

► Pod pachą (axillary) / 34,7 - 37,3 °C

Wyczyść pachę suchym ręcznikiem. Umieść czujnik pomiarowy ④ pod pachą, pokrywając pachę, tak aby końcówka dotykała skóry i umieść dłoń pacjenta wzdłuż ciała pacjenta. Zapewnia to brak wypływu temperatury powietrza na wyniki. Ponieważ pod pachą potrzeba więcej czasu, aby osiągnąć stabilną temperaturę, na wynik poczekać **co najmniej 5 minut**, niezależnie od sygnału dźwiękowego.

► W ustach (oral) / 35,5 - 37,5 °C

10 minut przed pomiarem nie należy jeść ani pić nic gorącego ani zimnego. Usta powinny pozostać zamknięte do 2 minut przed rozpoczęciem pomiaru.

Termometr należy umieścić pod językiem, z prawej lub lewej strony jamy usnej. Czujnik pomiarowy ④ musi mieć dobry kontakt z tkanką. Ponadto usta powinny być zamknięte - oddychamy nosem. W ten sposób unikniemy przedostania się powietrza do ust podczas pomiaru temperatury, co mogłoby spowodować przekłamania w uzyskanym wyniku pomiaru temperatury. Jeśli nie jest to możliwe z powodu zatłoczonych dróg oddechowych, należy zastosować inną metodę pomiaru.

Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund!

► Rektalna (rectal) / 36,6 - 38,0 °C

Ostrożnie umieść czujnik pomiarowy ④ w odbycie na głębokość ok. 2-3 cm.

Zaleca się stosowanie osłony sondy i lubrykantu. Jeśli nie jesteś pewien tej metody pomiaru, skonsultuj się ze specjalistą w celu uzyskania wskazówek / szkolenia.

Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund!

Czyszczenie i dezynfekcja

Do dezynfekcji w warunkach domowych należy użyć wacika z 70% alkoholem izopropylowym lub bawełnianej chusteczki zwilżonej 70% alkoholem izopropylowym, aby zetrzeć zanieczyszczenia z sondy termometru (należy wyciąć pod uwagę zastosowanie i instrukcje bezpieczeństwa producenta środka dezynfekującego). Zawsze zachępnij wypracowanie od końca sondy termometru (w przybliżeniu do środka termometru) w kierunku końcówki termometru. Następnie cała sonda termometru (patrz liczba ⑤ na rysunku) należy zanurzyć w 70% alkoholu izopropylowym na co najmniej 5 minut (maks. 24 godziny). Po zanurzeniu pozostawić środek dezynfekujący do wyschnięcia na 1 minutę przed kolejnym użyciem. Unikaj zanurzania lub wycierania wyświetlacza, aby chronić go przed blaknięciem.

Termometr nie jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.

Wymiana baterii

Kiedy na wyświetlaczu pojawia się symbol odwróconego trójkąta «▽», oznacza to, że bateria jest zużyta i należy ją wymienić. W tym celu zdejmij pokrętkę pojemnika na baterię ③ termometru. Umieść nową baterię biegunem + ku górze. Upewnij się, że jest to bateria tego samego typu. Baterie te są dostępne w każdym sklepie z towarami elektrycznymi.

Terminacja jest przeznaczona do użytku profesjonalnego.

Opis termometru

Zakres pomiaru:
Temperaturę maksymalnych wskazań 32,0 °C do 43,9 °C
Przy temperaturze < 32,0 °C wyświetla się symbol «←→» - niska (zbyt niska)
Przy temperaturze > 43,9 °C wyświetla się symbol «H» - wysoka (zbyt wysoka)

Dokładność pomiaru:
± 0,1 °C między 34 °C i 42 °C
± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C i 42,1 - 43,9 °C

Warunki pracy:
10 - 40 °C, maksymalna wilgotność względna 15-95 %

Warunki przechowywania:
-25 - +60 °C; maksymalna wilgotność względna 15-95 %

Bateria:
Około 4500 pomiarów (używając nowej baterii)

Klasa IP:
IP22

Normy:
EN 12470-3, pomierny techniczny;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Przewidywana żywotność urządzenia:
5 lat lub 10000 pomiarów

Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wymobów Medycznych 93/42/EEC.

Prawo do zmian technicznych zastrzeżone.

Gwarancja

To urządzenie jest objęte dożywotnią gwarancją od daty zakupu. W tym okresie gwarancji, według naszego uznania, MicroLife bezpłatnie naprawi lub wymieni wadliwy produkt.
Otwarcie lub dokonanie modyfikacji urządzenia unieważnia gwarancję.
Następujące elementy są wyłączone z gwarancji:
• Koszty transportu i ryzyko z nim związane.
• Szkody spowodowane niewłaściwym zastosowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji użytkownika.
• Uszkodzenia spowodowane przez wyciekające baterie.
• Uszkodzenia spowodowane wypadkiem lub niewłaściwym użyciem.
• Materiały opakowaniowe / magazynowe i instrukcje użytkownika.
• Regularne kontrole i konserwacja (kalibracja).
• Akcesoria i części zużywkające: baterie.

Jeśli wymagane jest usługa gwarancyjna, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony, lub z lokalnym serwisem MicroLife. Możesz skontaktować się z lokalnym serwisem MicroLife za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.microlife.com/support

Odszkodowanie jest ograniczone do wartości produktu. Gwarancja zostanie udzielona, jeśli cały produkt zostanie zwrócony z oryginalnym dokumentem zakupu oraz kartą gwarancyjną. Naprawa lub wymiana w ramach gwarancji nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji. Roszczenia prawne i prawa konsumentów nie są ograniczone przez tę gwarancję.

Opisane termometru

- Knopka WKł./WyKł
- Dysplej
- Kryшка bateraynoy otseka
- Imzeritelnyy datchik / imzeritelnyy nakonchich
- Zona ochistki i dezinfekcii (tolko datchik termometra)

Ważne ukażania po bezopasności

- Śledzicie instrukcję pu उपयोगनि. W tym dokumencie zawiera się ważne wiadomości o robocie i bezpieczeństwa tegoż urządztwa. Przed использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ и сохраните его для дальнейшего использования.
- Это устройство предназначено только для измерения температуры тела человека орально, в ректальных или подмышечных (аксиллярных) способах. Не пытайтесь измерять температуру в других местах, например, в ухе, так как это может привести к ложным показаниям и стать причиной травмы.
- Не используйте изделие, если Вам кажется, что оно повреждено, или если Вы заметили что-либо необычное.
- Мы рекомендуем чистить это устройство для личной гигиены перед первым использованием в соответствии с инструкцией.

- Минимальное время измерения до появления звукового сигнала обязательно должно соблюдаться!
- Звуковой сигнал в термометре не говорит об окончании измерения, необходимо продолжить измерение еще в течение 1-5 минут, в зависимости от способа измерения, см. раздел «Способы измерения / Нормальная температура тела».

• Не пытайтесь проводить измерения ректальным способом у лиц с нарушениями ректального характера. Это может усугубить имеющиеся расстройства.

- Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра, поскольку некоторые его мелкие части могут быть проглочены. При поставке прибора с кабелями и шлангами возможен риск удущения.
- Не используйте устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей, например рядом с мобильными телефонами или радиостанциями. Во время использования устройства минимальное расстояние от источников таких полей должно составлять 3,3 м (м).
- Оберегайте прибор от ударов и падений!
- Избегайте изгибания датчика термометра более чем на 45 °!
- При хранении и использовании прибора температура окружающей среды не должна превышать 60 °С. НИКОГДА не подвергайте прибор влиянию!
- Для чистки устройства используйте только дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе «Очистка и дезинфекция», чтобы избежать повреждения устройства.
- Мы рекомендуем проверять это устройство на точность каждые два года или после механического удара (например, падения). Пожалуйста, свяжитесь с местным сервисом MicroLife чтобы организовать тест.

⚠️ ВНИМАНИЕ: Результат измерения, сделанный этим прибором не является диагнозом! Не полагайтесь только на результат измерения.

Батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Изделие типа BF

Включение термометра

Для включения термометра нажмите кнопку WKł./WyKł ①. Длинный звуковой сигнал означает «термометр включен». Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор символов, подтверждающих исправность прибора. После этого, на дисплее «←→» появляются мигающий символ «°C» ②. Термометр готов к работе.

Функциональная проверка

Правильность работы термометра проверяется автоматически при каждом включении. При обнаружении ошибки (неточность измерения) на дисплее выводится сообщение «ERR», и измерение становится невозможным. В этом случае термометр необходимо заменить.

Использование термометра

Выберите предпочтительный метод измерения. В процессе измерения осуществляется непрерывное отображение фактической температуры. Символ «°C» мигает в течение всего этого времени. Если звучит звуковой сигнал и перестает мигать символ «°C», это означает, что скорость измерения температуры замедлилась (за 5 секунд температура не изменилась на 0,1 °C). Для продления срока службы батареи выключайте термометр кратким нажатием кнопки WKł./WyKł ①. Автоматически термометр выключается примерно через 10 минут.

Просмотр последнего измерения

При включении термометра последнее измерение будет отмечено букой «M» и сохранено в памяти.

Способы измерения / Нормальная температура тела

► В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 - 37,3 °C

Протрите область подмышечной впадины сухим полотенцем. Поместите измерительный датчик ④ под руку в центр подмышечной впадины так, чтобы кончиком касался кожи, и прижмите руку пациента рядом с телом пациента. Это гарантирует, что воздух в помещении не влияет на показания.

Поскольку измерение температуры данными методом требует больше времени, для достижения стабильной температуры, подождите **не менее 5 минут**, независимо от звукового сигнала.

► Во рту (арально) / 35,5 - 37,5 °C

Не ешьте и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Подержите рот закрытым за 2 минуты до начала измерения.

Расположите термометр в подмышечной области, слева или справа от корня языка. Измерительный датчик ④ должен находиться в хорошем контакте с кожей. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы выдыхаемый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения. Если это невозможно из-за проблем с дыхательными путями, следует использовать другой метод измерения.

Приближительное время измерения: 30 секунд!

► В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C

Осторожно введите измерительный датчик ④ термометра на 2-3 сантиметра в анальное отверстие.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are uverey in this method of measurement, you should consult a professional for guidance / training.

Приближительное время измерения: 30 секунд!

Очистка и дезинфекция

Для дезинфекции в домашних условиях используйте тампон, увлажненный в растворе из 70% изопропилового спирта или хлопчатобумажную ткань, увлажненную 70% изопропиловым спиртом, чтобы стереть поверхностные загрязнения с датчика термометра (примечание: ознакомьтесь с инструкцией по применению и инструкцией по безопасности производителя дезинфицирующего средства). Всегда начинайте протирать с конца термометра (примерно посередине термометра) по направлению к кончику термометра. После этого весь датчик термометра (см. цифру ⑤ на рисунке) следует погрузить в 70% -ный изопропиловый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После погружения дайте дезинфицирующему средству высохнуть в течение 1 минуты перед следующим использованием. Избегайте погружения или дезинфекции дисплея, чтобы защитить его от выцветания.

