**Description of this thermometer**

- ① ON/OFF button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover
- ④ Measuring sensor / measuring tip
- ⑤ Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)

This Digital Antimicrobial Medical Thermometer provides highly accurate readings over the human body temperature range. At the same time, it reduces the microbial flora and minimizes the dispersion of contagious microorganisms, providing high safety to the user.

Antimicrobial Copper Properties

Our probe is made of copper or copper alloys, have strong antimicrobial properties against a wide range of microorganisms. Copper alloys easily antimicrobial copper ions (Cu+) that is in contact with microbes and bacteria rupture their cellular membranes, thus destroying these microorganisms. This activity reduces the microbial flora on the coated area and – due to the "halo phenomenon" – simultaneously causes a drastic reduction in pathogens on the remaining body of the thermometer. Thermometers containing parts with antimicrobial copper alloys drastically reduce microbial flora, minimizing the dispersion of contagious microorganisms and thus providing high safety to the end user.

*Efstathiu A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare Associated Infections», European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011.

Important safety instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use the device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- Do not use the device if you think it is damaged or notice anything unusual. If the device is still working after the beep, it must be maintained without exception.
- Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid bending the thermometer probe more than 45°!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turn on the thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display ② automatically for 2 seconds with the **■■■■■** symbol.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an **■■■■■** and a flashing **■■■■■** appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by **■■■■■** on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the thermometer

Before use, keep this thermometer out of any physical contact, for at least 2 hours. This utilizes the antimicrobial copper properties, as described in chapter «Antimicrobial Copper Properties». The use of antimicrobial copper is a supplement to and not a substitute for standard infectious control practices; Users must continue to follow all current infection control and cleaning practices. We recommend cleaning the thermometer as described in chapter «Cleaning and disinfecting».

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the **■■■■■** symbol disappears. If the beep is heard 10 times and the **■■■■■** is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 5 seconds.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ① is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a **■■■■■** for memory will appear on the display. About 3 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

In the armpit (axillary) | 34.7 - 37.3 °C

Wipe the thermometer with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the measuring sensor is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Briefly hold the axilla for a few more time to reach its stable temperature wall at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measurement should be used.

Approx. measuring time: 30 seconds

In the armpit (rectal) | 36.6 - 38.0 °C

The use of a lubricant and the use of a lubricant is recommended. Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 1 to 2 cm into the anal aperture.

If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 30 seconds**Cleaning and disinfecting**

For disinfection in home environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer).

Always start wiping from the end of the thermometer probe (aprox. at

the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer probe (see number ⑤ in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use. Avoid immersing or wiping the display to protect it from fading.

The thermometer is not intended for professional use.

Battery installation and replacement

When the **■■■■■** symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical specifications

Type: Maximum thermometer

Measurement range: 32.0 °C to 42.9 °C

Temp. < 32.0 °C: display **■■■■■** for low (too low)

Temp. > 42.9 °C: display **■■■■■** for high (too high)

Accuracy: ± 0.1 °C; 34 °C - 42 °C

± 0.2 °C; 32.0 - 33.9 °C and 42.1 - 42.9 °C

Output range: 10 - 40 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity

Storage conditions: -25 - +60 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity

Battery: SR41 (1.55V)

Battery lifetime: approx. 2700 measurements (using a new battery)

IP Class: IP22

Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-1

Expected service life: 5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Garantie

This device is covered by a **5 year guarantee** from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee.

• This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.

• Do not use the device if you think it is damaged or notice anything unusual.

• We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.

• Do not use the device if you think it is damaged or notice anything unusual. If the device is still working after the beep, it must be maintained without exception.

• Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».

• Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.

• Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

• Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.

• Protect the device from impact and dropping!

• Avoid bending the thermometer probe more than 45°!

• Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.

• We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only. Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turn on the thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display ② automatically for 2 seconds with the **■■■■■** symbol.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an **■■■■■** and a flashing **■■■■■** appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by **■■■■■** on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the thermometer

Before use, keep this thermometer out of any physical contact, for at least 2 hours. This utilizes the antimicrobial copper properties, as described in chapter «Antimicrobial Copper Properties».

The use of antimicrobial copper is a supplement to and not a substitute for standard infectious control practices; Users must continue to follow all current infection control and cleaning practices. We recommend cleaning the thermometer as described in chapter «Cleaning and disinfecting».

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the **■■■■■** symbol disappears. If the beep is heard 10 times and the **■■■■■** is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 5 seconds.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button ① is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a **■■■■■** for memory will appear on the display.

About 3 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

In the armpit (axillary) | 34.7 - 37.3 °C

Wipe the thermometer with a dry towel. Place the measuring sensor ④ under the arm into the center of the armpit so the measuring sensor is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Briefly hold the axilla for a few more time to reach its stable temperature wall at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measurement should be used.

Approx. measuring time: 30 seconds

In the armpit (rectal) | 36.6 - 38.0 °C

The use of a lubricant and the use of a lubricant is recommended. Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 1 to 2 cm into the anal aperture.

If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 30 seconds**Cleaning and disinfecting**

For disinfection in home environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer).

Always start wiping from the end of the thermometer probe (aprox. at

the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer probe (see number ⑤ in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use. Avoid immersing or wiping the display to protect it from fading.

The thermometer is not intended for professional use.


Prueba de funcionamiento

El funcionamiento correcto del termómetro se comprueba automáticamente cada vez que se enciende. En caso de detectar un fallo de funcionamiento (medición imprecisa), se indica mediante **■■■■■** en la pantalla. Si el termómetro es correcto, se visualizan las instrucciones dadas en la sección «Propiedades antimicrobianas del cobre». Se recomienda limpiar y desinfectar el termómetro como se describe en la sección «Propiedades antimicrobianas del cobre».

• No utilice pas el termómetro si el sonido de fondo es demasiado fuerte.

• No utilice pas el termómetro si el sonido de fondo es demasiado débil.

• No utilice pas el termómetro si el sonido de fondo es demasiado ruidoso.

**Descrição do termômetro**

- ① Botão ON/OFF
- ② Visor
- ③ Tampa do compartimento da pilha
- ④ Sensor de medição / Ponta de medição
- ⑤ Zona de Desinfecção e Limpeza (área sonda do termômetro)

Este Termômetro Clínico Digital Antimicrobiano proporciona alta precisão das leituras da temperatura do corpo humano. Ao mesmo tempo, reduz a flora microbiana e minimiza a dispersão de microrganismos contagiosos, proporcionando uma maior segurança para o utilizador.

Propriedades do cobre antimicrobiano

Superfícies feitas ou revestidas de ligas de cobre, têm fortes propriedades antimicrobianas contra uma vasta variedade de microrganismos. Ligas de Cobre antimicrobianas emitem iões de Cu de cobre, que em contato com micróbios e bactérias rompem as suas membranas celulares, assim destruindo estes microrganismos. Esta atividade microbiana reduz a flora na área revestida e - devido ao fenômeno de halo - simultaneamente causa uma redução drástica nos agentes patogénicos no resto do termômetro. Termômetros contendo partes com cobre antimicrobiano proporcionam uma redução significativa da flora microbiana, minimizando a dispersão de microrganismos contagiosos e proporcionando uma maior segurança para o utilizador final.

*Efstathiou A. Panos «The Role of Antimicrobial Copper Surfaces in Reducing Healthcare associated Infections», European Infectious Disease, Volume 5, Issue 2, Autumn 2011.

Instruções de segurança importantes

• Siga as instruções de uso. Este documento fornece informações importantes de manuseamento e segurança do produto em relação a este dispositivo. Leia atentamente este documento antes de usar o dispositivo e guarde-o para referência futura.

• Este dispositivo deve ser apenas usado no corpo humano: oral, retal ou axilar. Não tente fazer a medição da temperatura em qualquer outra zona, como as orelhas, pois pode resultar em leituras falsas e algum dano.

• Não utilize este dispositivo se achar que está danificado ou se observar algum anomalo no dispositivo.

• Recomendamos limpar este dispositivo de acordo com as instruções de limpeza, antes da primeira utilização, para higiene pessoal.

• Este dispositivo responde ao tempo de medição mínimo até o sinal sonoro emitido!

• Considere que diferentes zonas de medição de temperatura requerem a continua utilização mesmo após o sinal «Métodos de medição / Temperatura corporal normal».

• Não procure medir a temperatura do resto de uma pessoa com problemas reais. Pois pode levar a um agravamento da situação.

• Certifique-se de que não deixou o dispositivo para, ao seu critério, o representante da Microlife fornecer o seu dispositivo com defeito, sem qualquer custo.

• Proteja o instrumento contra impactos e quedas!

• Evite dobrar a sonda do termômetro mais de 45°!

• Evite temperaturas ambientais superiores a 60 °C. NUNCA ferva ou insira o dispositivo.

• Utilize apenas desinfetantes comerciais listados na secção «Limpeza e desinfecção» para limpeza do dispositivo e de forma a evitar danos no mesmo.

• Recomendamos que a este dispositivo seja testado após 2 anos ou impato mecânico (ex.: Caiu no Chão). Por favor, contacte o representante da Marca Microlife.

Aviso: O resultado da medida fornecido por este dispositivo não é um diagnóstico! Não confie apenas no resultado.

As pilhas e dispositivos eletrónicos têm de ser eliminados em conformidade com as normas locais aplicáveis, uma vez que não são considerados resíduos domésticos.

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o dispositivo.

Peça aplicada tipo BF

Ligar o termômetro

Para ligar o termômetro, pressione o botão ON/OFF (1); um breve sinal sonoro indica que o termômetro está lido (ligado). É efetuado um teste ao visor. Deverá visualizar-se todos os ícones.

A última medição efetuada será indicada no visor (2) automaticamente durante 2 segundos com o ícone **inferior**.

Em seguida, a uma temperatura ambiente inferior a 32 °C, são apresentados os símbolos **»L«** e **»C«** a piscar no mostrador (2). O termômetro só pode agir se estiver ligado.

Utilização do termômetro

Antes de utilizar, manteve o termômetro fora de qualquer contacto físico, por pelo menos 2 horas. Este utiliza as propriedades antimicrobianas do cobre, tal como descrito no capítulo «Propriedades do cobre antimicrobiano». A utilização de cobre antimicrobiano é um suplemento, e não um substituto para o tratamento. Os utilizadores devem continuar a seguir todo o actual controlo de infecção e práticas de limpeza. Recomendamos a limpeza do termômetro como descrito no capítulo «Limpeza e desinfecção».

Escolha o método preferido de medição. Quando mede a temperatura, a temperatura corrente é continuamente visível e o símbolo **»C«** deixa de piscar, significando que a diferença de temperatura é menos de 0,1 °C em 5 segundos.

Pode prolongar a duração da pilha, desligue o termômetro pressionando breves instantes o botão ON/OFF (1). Caso contrário, o termômetro desliga-se automaticamente depois de 10 minutos.

Memória dos valores medidos

Se mantiver o botão ON/OFF (1) pressionado durante mais de 3 segundos, quando ligar o termômetro, será apresentada a temperatura máxima memorizada automaticamente durante a última medição.

Simultaneamente será apresentado o símbolo **»M«**, correspondente à memória, o qual indica que a medida está influenciada pela inspeção/exposição.

Se isso não for possível devido a via aéreas bloqueadas, outro método de medição deve ser utilizado.

Tempo de medição aproximado: 30 segundos

Recomenda-se a utilização de uma tampa de sonda (descartável) e a utilização de um lubrificante.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição (4) do termômetro 1 a 2 cm dentro do ânus.

Descrição do termômetro

34,7 - 37,3 °C

Higieniza a axila com uma toalha seca. Coloque o sensor de medição (4) sob o braço no centro da axila, de modo a que a ponta do dispositivo toque na pele, e posição o braço próximo ao corpo.

Isto garante que o ar do ambiente não afeta a leitura. Porque a medição da axila, leva mais tempo para atingir uma temperatura estável, deste modo deve aguardar pelos menos 5 minutos, independentemente do sinal sonoro.

Não boca (oral) 35,5 - 37,5 °C

Higieniza a boca com uma toalha seca. Coloque o sensor de medição (4) sob o braço no centro da axila, à esquerda ou à direita do feto da língua. O sensor de medição (4) tem de estar inserido com a mucosa.

Feche a boca e respire normalmente pelo nariz, para evitar que a medição seja influenciada pela inspeção/exposição.

■ **Proteção de impacto:** Desligue o termômetro imediatamente se sentir impacto.

■ **Tempo de medição aproximado: 30 segundos**

Recomenda-se a utilização de uma tampa de sonda (descartável) e a utilização de um lubrificante.

Introduza cuidadosamente o sensor de medição (4) do termômetro 1 a 2 cm dentro do ânus.

WAARSCHUWING: De gemeten temperatuur met dit apparaat is geen diagnose! Vertrouw dus niet enkel op het gemeten resultaat.
microlife

Épitópoulos que o éntero é o maior reservatório de microrganismos.

■ **Botão ON/OFF:** ON/OFF

■ **Visor:** LCD

■ **Tampa do compartimento da pilha:** Plastic

■ **Sensor de medição / Ponta de medição:** Plastic

■ **Zona de Desinfecção e Limpeza:** (Área sonda do termômetro)

■ **Descrição do termômetro**

■ **PT:** Preto

■ **35,5 - 37,5 °C:** Branco

■ **36,6 - 38,0 °C:** Vermelho

■ **37,6 - 37,9 °C:** Azul

■ **38,0 - 38,4 °C:** Verde

■ **38,5 - 39,0 °C:** Amarelo

■ **39,1 - 40,0 °C:** Laranja

■ **40,1 - 41,0 °C:** Vermelho

■ **41,1 - 42,0 °C:** Vermelho

■ **42,1 - 43,0 °C:** Vermelho

■ **43,1 - 44,0 °C:** Vermelho

■ **44,1 - 45,0 °C:** Vermelho

■ **45,1 - 46,0 °C:** Vermelho

■ **46,1 - 47,0 °C:** Vermelho

■ **47,1 - 48,0 °C:** Vermelho

■ **48,1 - 49,0 °C:** Vermelho

■ **49,1 - 50,0 °C:** Vermelho

■ **50,1 - 51,0 °C:** Vermelho

■ **51,1 - 52,0 °C:** Vermelho

■ **52,1 - 53,0 °C:** Vermelho

■ **53,1 - 54,0 °C:** Vermelho

■ **54,1 - 55,0 °C:** Vermelho

■ **55,1 - 56,0 °C:** Vermelho

■ **56,1 - 57,0 °C:** Vermelho

■ **57,1 - 58,0 °C:** Vermelho

■ **58,1 - 59,0 °C:** Vermelho

■ **59,1 - 60,0 °C:** Vermelho

■ **60,1 - 61,0 °C:** Vermelho

■ **61,1 - 62,0 °C:** Vermelho

■ **62,1 - 63,0 °C:** Vermelho

■ **63,1 - 64,0 °C:** Vermelho

■ **64,1 - 65,0 °C:** Vermelho

■ **65,1 - 66,0 °C:** Vermelho

■ **66,1 - 67,0 °C:** Vermelho

■ **67,1 - 68,0 °C:** Vermelho

■ **68,1 - 69,0 °C:** Vermelho

■ **69,1 - 70,0 °C:** Vermelho

■ **70,1 - 71,0 °C:** Vermelho

■ **71,1 - 72,0 °C:** Vermelho

■ **72,1 - 73,0 °C:** Vermelho

■ **73,1 - 74,0 °C:** Vermelho

■ **74,1 - 75,0 °C:** Vermelho

■ **75,1 - 76,0 °C:** Vermelho

■ **76,1 - 77,0 °C:** Vermelho

■ **77,1 - 78,0 °C:** Vermelho

■ **78,1 - 79,0 °C:** Vermelho

■ **79,1 - 80,0 °C:** Vermelho

■ **80,1 - 81,0 °C:** Vermelho

■ **81,1 - 82,0 °C:** Vermelho

■ **82,1 - 83,0 °C:** Vermelho

■ **83,1 - 84,0 °C:** Vermelho

■ **84,1 - 85,0 °C:** Vermelho

■ **85,1 - 86,0 °C:** Vermelho

■ **86,1 - 87,0 °C:** Vermelho

■ **87,1 - 88,0 °C:** Vermelho

■ **88,1 - 89,0 °C:** Vermelho

■ **89,1 - 90,0 °C:** Vermelho

■ **90,1 - 91,0 °C:** Vermelho

■ **91,1 - 92,0 °C:** Vermelho

■ **92,1 - 93,0 °C:** Vermelho

■ **93,1 - 94,0 °C:** Vermelho

■ **94,1 - 95,0 °C:** Vermelho

■ **95,1 - 96,0 °C:** Vermelho

■ **96,1 - 97,0 °C:** Vermelho

</div