Программное обеспечение WatchBP Analyzer

Руководство по эксплуатации



Совместимые модели:

Серия WatchBP Office: BP3SK1-3B, TWIN200 ABI (с демонстрацией пульсовой волны), WatchBP Office Vascular (TWIN200 VSR) Серия WatchBP O3 series: BP3SZ1-1, BP3MZ1-1, BP3MZ1-1A





Содержание

1	Уст	ановка программы	4
2	Инт	герфейс пользователя	5
(1)	Информация об устройстве	5
(2)	Область данных пациентов	3
(3)	Область каталога измерений	3
(4)	Вкладки «Измерения» и «Отчеты»	7
3	Упр	равление пациентами	9
(1)	Добавление нового пациента	9
(2)	Изменение данных пациента	9
(3)	Удаление пациента	9
4	Под	ключение устройства WatchBP к ПК с программным обеспечением WatchBP	
	ana	lyzer10)
5	Как	а программировать устройство12	2
(1)	Программирование амбулаторного мониторинга артериального давления	
		(ABPM)12	2
(2)	Программирование для офиса (для программирования устройства WatchBP	
		Office)14	1
6	Как	выполнять измерение под контролем программного обеспечения WatchBP	_
	An	alyzer18	3
7	Как	загружать данные измерения с устройств WatchBP19	Э
8	Про	осмотр данных измерения2	1
9	Как	а создать отчет в формате PDF или Excel24	4
(1)	Настройка 24-часового отчета АВРМ (только для моделей WatchBP O3)24	4
(2)	Настройка отчета на устройствах WatchBP Office/Office Vascular2	5
(3)	Пользовательская настройка и создание отчета	3
10	Как	посмотреть историю измерений и удалить каталогизмерений	3
(1)	Просмотр истории измеренийЗ	3
(2)	Удаление каталога измеренияЗ	3



11	Как активировать устройство34
12	Сообщения об ошибках, поиск и устранение неисправностей

1 Установка программы

Загрузите программное обеспечение WatchBP Analyzer с веб-сайта компании Microlife: <u>http://www.microlife.com/support/software-professional-products</u>. Дважды кликните на загруженный файл — появится диалоговое окно мастера установки, как на рис. 1



Рис. 1 Диалоговое окно мастера установки.

Кликните Install (Установить), чтобы начать установку WatchBP Analyzer. После успешного завершения установки появится диалоговое окно. (Рис. 2)



РИС. 2

Кликните Finish (Завершить), чтобы завершить установку.

2 Интерфейс пользователя

Device	Pat	ient							Q. Search
Device Name: Wwtch8P 03	vogram device	Name	10		Gender	Apr	008	Ph	reician New
User ID	Manual	Oreen Lantern	01.		Male	31	07.27.19	66 Dr.	1 Edit
Batteries SY, Normal battery	Sector Sector Sector	Harley Quinn	HQ		Female	31	07.27.19	68 do	ctor2
Type: AFIB, Central BP	1	Super Man	SM		Male	31	09.05.19	68 do	clor2
09.05.2018	01.01.2004.01.0	1 120	10	40	60				Manual measurement
09.05.2018	01.01.2006 01:0	1 120	80	40	60	8		÷	Manual measurement
11.05.2018	01.02.2006 02.0	2 120	80	40	60				Manual measurement
09.18.2018	01.03.2006 03:0	3 120	80	40	60	8			Manual measurement
09.09.2019	01.04.2006 04:0	4 120	80	40	60				Manual measurement
09.12.2019	01.05.2006 05:0	5 120	80	40	60				Manual measurement
	01.06.2006 06:0	6 120	80	40	60	2		1	Manual measurement
International Address									



(1) Информация об устройстве

Информация об устройстве отобразится при подключении устройства WatchBP. Название устройства : название модели WatchBP Идентификатор устройства : уникальный идентификатор устройства Элементы питания: в этой области отображаются напряжение и состояние элементов питания WatchBP O3. Если напряжение низкое, что делает невозможным проведение 24-часового сеанса, загорится сообщение **Renew battery (Замените батарею)** Тип : показывает версию устройства Настройки : показывает дополнительные функции устройства. AFIB —

устройство с детектором мерцательной аритмии; Central BP устройство с функцией измерения центрального артериального давления

[Функции]

Program device(Программирование устройства) : задавайте настройки для устройств WatchBP ОЗ и Office. Эта кнопка доступна, если подключено совместимое устройство WatchBP. Кликните эту кнопку, чтобы запрограммировать устройство *Эта функция недоступна для модели WatchBP Vascular.

Watch BP°	Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland (Швейцария) Тел.: +41 717277000 Факс: +41 717277001 www.watchbp.com
Measure (Измерить)	: Начинайте и останавливайте измерение (только для WatchBP Office)
	Установите параметры измерения и начните
	измерение
Download (Загрузка)	: Загружайте данные об артериальном давлении из
	устройства в программу

(2) Область данных пациентов

В области данных пациентов вы можете управлять данными пациентов. Перед тем как начать программирование устройства, измерение или загрузку данных измерения из устройства, на ПК выберите пациента из списка пациентов.

[Функции]	
New (Новый)	: создать нового пациента
Edit (Изменить)	: изменить данные пациента
Delete (Удалить)	: удалить данные пациента из списка пациентов
Search (Поиск)	: ввести и выполнить поиск по имени, идентификатору или дате
	рождения пациентов в базе данных программного
	обеспечения

(3) Область каталога измерений

Отображаемый каталог измерений предназначен для выбранного пациента. Новые каталоги создаются в соответствии с датами сохранения данных измерений в устройстве. Измерения с одинаковой датой будут помещены в один каталог.

[Тип данных]	
WatchBP O3	: Измерения на устройствах серии WatchBP ОЗ
WatchBP Office	: Измерения на устройствах серии WatchBP Office
WatchBP Office ABI	: Измерения WatchBP Office ABI (с демонстрацией
	пульсовой волны)
WatchBP Office Vascular	: Измерения WatchBP Office Vascular (с демонстрацией
	пульсовой волны)
7-й день	: Измерения на устройстве WatchBP O3 Ambulatory
	(BP3MZ1-1) в режиме НОМЕ (НА ДОМУ)

∂ WatchBP^{*}

(4) Вкладки «Измерения» и «Отчеты»

Вкладка «Изм	ерения» содержит измерения выбранного каталога измерений.
[Описание]	
Дата	: дата и время измерения
SYS	: систолическое артериальное давление
DIA	: диастолическое артериальное давление
MAP	: среднее артериальное давление
PP	: пульсовое давление
cSYS	: центральное систолическое артериальное давление
cDIA	: центральное диастолическое артериальное давление
сРР	: центральное пульсовое давление
ABI	: лодыжечно-плечевой индекс
PWV	: скорость пульсовой волны
Индекс цикла	а: количество измерений в цикле
Конечность	: конечность, на которой выполняется измерение (только для
	одновременного измерения с помощью двух манжет)
Положение	: положение пациента
HR	: частота сердечных сокращений (ударов в минуту)
AFIB	: мерцательная аритмия
Исключить	: функция, позволяющая исключать измерения из отчета в формате
	PDF или Excel
Кривая PVP	: форма кривой плетизмографии объема пульсаций плечевой
	артерии данного измерения
код	: события или ошибки
СООБЩЕНИЕ	: краткое описание КОДА; более детальную информацию см. в
	разделе «Сообщения об ошибках, поиск и устранение
	неисправностей»

[Функции]

Настройка пороговых значений артериального давления для офиса Выберите пороговое значение систолического и диастолического давления в раскрывающихся меню. Значения, превышающие выбранные пороговые, будут обозначены красным цветом.

Функция «Отчет»	: Кликните, чтобы скрыть показатели
	мерцательной аритмии
Пользовательская настройка	: Вы можете ввести название медицинского
	центра / больницы и загрузить изображение в
	качестве собственного логотипа; информация,



Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland (Швейцария) Тел.: +41 717277000 Факс: +41 717277001 www.watchbp.com

которую вы предоставили ранее, отобразится в отчете в формате PDF, в каталоге, а также в отчете в формате XLSX. Здесь можно выбрать путь хранения.

Создание отчета в формате PDF: Кликните, чтобы создать отчет в формате PDF

для выбранного каталога измерений

: Откройте каталог, который содержит отчеты

Открытие каталога

выбранных пациентов

Создание отчета в формате XLSX: Кликните, чтобы создать отчет в формате Excel для выбранного каталога измерений

3 Управление пациентами

WatchBP

В области данных пациентов вы можете управлять данными пациентов (рис. 4).

tient				Q Search		
Name	ID	Gender	Age	DOB	Physician	New
Green Lantern	GL	Male	30	1988.07.27	Dr. 1	Edit
Harley Quinn	HQ	Female	68	1950.07.02	Dr. Quinzel	Delete
Super Man	SM	Male	30	1988.09.05	doctor2	Delete



(1) Добавление нового пациента

- 1. Кликните кнопку **New (Новый)** появится диалоговое окно (Рис. 5).
- Введите идентификатор пациента, имя, пол и дату рождения, идентификатор лечащего врача, электронную почту (необязательно) и номер телефона (необязательно), а затем кликните кнопку Okay (Ok), чтобы добавить нового пациента.

Patient		
📰 Patient ID		
💄 Name	<i></i>	
ç ™ Sex	◉ Male ○ Female	
📥 Date of Birth	5/12/1990	
Physician		
📰 Physician ID		,
🖾 Email		
C Phone	0	
	Cancel	

Рис. 5

(2) Изменение данных пациента

Выберите пациента и кликните кнопку Edit (Изменить), появится диалоговое окно с данными о пациента. Внесите изменения и кликните кнопку Okay (Oк), чтобы сохранить изменения.

(3) Удаление пациента

Если вы хотите удалить пациента из списка, выберите пациента и кликните кнопку **Delete (Удалить)**. Появится всплывающее окно подтверждения выбранного действия. Выберите **yes (да)**, чтобы удалить выбранного пациента из списка.

4 Подключение устройства WatchBP к ПК с программным обеспечением WatchBP analyzer

(1) Подключение устройства к ПК с программным обеспечением WatchBP с помощью кабеля:

Следуйте руководству по эксплуатации устройства, чтобы подключить устройство к ПК.

(2) Подключение устройства с помощью Bluetooth:

Подготовка устройства:

Модель	Синхронизация устройства	Готово к сопряжению	Подключено
WatchBP Office (BP3SK1-3B)	Нажмите и удерживайте кнопку MODE (РЕЖИМ) нажатой в течение 7 секунд	Мигает индикатор Bluetooth	Горит индикатор Bluetooth на устройстве. Информация об устройстве отображается в программе
WatchBP Office Vascular (TWIN200 VSR)	Нажмите и удерживайте кнопку MODE (РЕЖИМ) нажатой в течение 7 секунд	Мигает индикатор Bluetooth	Горит индикатор Bluetooth на устройстве. Информация об устройстве отображается в программе
WatchBP O3 (BP3SZ1-1)	Нажмите и удерживайте кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) нажатой в течение 7 секунд	Мигает индикатор Bluetooth	Горит индикатор Bluetooth на устройстве. Информация об устройстве отображается в программе

*Bluetooth-соединение WatchBP Analyzer поддерживается операционной системой Microsoft Windows 10.

Подключение устройства WatchBP из программного обеспечения WatchBP Analyzer с помощью Bluetooth:

Кликните **Bluetooth** в правом верхнем углу WatchBP analyzer, чтобы посмотреть Bluetooth-устройства. Выберите устройство WatchBP и кликните кнопку **Connect** (Подключить), чтобы подключить его к ПК с программным обеспечением. (Рис. 6)



evice		Patient	Bluetooth				Q. Sea	rch
vice Name:	Program device	Name	Name: WatchBP 03 MAC: DD2A718867CF Pair: Tru	e Signal Strength: -56 db		DOB	Physician	New
ice ID: teries		Mix Data 01				1943.02.01	Dr. A+	Edit
e	Developed	New 03 Device				1979.11.13	abcdefghijklmnop	Delate
	Connona	E3-13 (no AFIB)				2005.06.15	abcdefghijklmnop	Delete
lder	Measurement	Report						
			Connect		Close			



После успешного подключения отобразится информация об устройстве.

*Если Bluetooth-соединение не удается установить, выполните сброс Bluetooth-соединения, нажав и удерживая кнопку Start/Stop (Старт/Стоп) на устройстве в течение 7 секунд, а затем начните соединение заново. Информацию по устранению неполадок соединения см. в руководстве по эксплуатации.

5 Как программировать устройство

* **Программирование устройства** автоматически удалит все данные измерений с устройства. Перед **программированием** устройства убедитесь, что данные измерений загружены с устройства на ПК!

(1) Программирование амбулаторного мониторинга артериального давления (АВРМ)

Кликните кнопку **Program device (Программирование устройства)** после подключения WatchBP O3. Появится диалоговое окно **Программирование ABPM**.

Program ABPI	М			Program A	BPM						
Setting Day a Day Period Night Period	nd Night Period 7 ▼ ~ 22 with Central BP measurement 22 ▼ ~ 7 with Central BP measurement	20 • 60 • 30 • 60 •	minutes interval minutes interval minutes interval minutes interval	Setting D Day Period Night Peri	ay and	Nigh 7 2 Cer 22	nt Perio	22 with measurement 7 with	30 30 <u>30</u> 30	•	minutes interva minutes interva minutes interva minutes interva
Setting Highe Auto *Auto is Reco	est Inflation Pressure O Manual 180 * mmHg mmended	Setting Amb Hide BP read	ulatory Option ding	Setting H	ighest (Recomm	Inflat O Ma 180	tion Pranual d	essure mmHg	Setting ✓ Hide ✓ Silent	Amb BP read	ulatory Option ding
*Program device w	Program ill automatically clear all measu	Cancel	e device	*Program devi	ce will a	utoma	Pro	ogram clear all meas	Cancel urement data	on the	e device

Рис. 7а

rogra	im A	ABP	M				
Schee	lule						
1	7	*	~	22	➡ with	20 -	minute interv
2	22	•	~	7	➡ with	30 -	minute interv
3		•	~		➡ with	-	minute interv
4		~	2		- with	-	minute interv
□ 5		v	2		- with	~	minute interv
Highe	est Ir	nflat	ion	Pressi	ure		Option
ΟA	uto		🗹 Hide				
				180	▼ mm	Hg	
*Aut	o is R	lecor					

Рис. 7б **Program ABPM** Schedule Central BP 🗹 2 22 🔹 ~ 7 🔹 with 30 👻 minute interval Central BP □ 3 -- • ~ -- • with • minute interval Central BP 4 -- • • with • minute interval Central BP □ 5 -- · · · · with · minute interval Central BP **Highest Inflation Pressure** Option 🔿 Auto Manual 🗹 Hide BP 180 🔻 mmHg *Auto is Recommended



Рис. 7в

Рис. 7г

<Настройка периодов измерений>

Кликните на желаемое количество периодов. Выберите часы начала и остановки для периода в раскрывающемся меню. Выберите интервалы между каждым из измерений. Кликните Central BP, если вы хотите измерить центральное артериальное давление.

<Установка максимального значения давления накачивания>

Максимальное значение давления накачивания можно запрограммировать на устройстве. Рекомендуется использовать функцию Auto (Автоматически), потому что в таком случае устройство будет автоматически накачивать манжету до оптимального уровня давления в ней. Использую функцию Manual (Вручную), вы можете выбрать 180, 200, 220 или 240 мм рт. ст. Рекомендованное максимальное значение давления накачивания составляет от 30 до 40 мм рт. ст. выше ожидаемого значения систолического давления пациента. Если выбранное максимальное значение давления накачивания слишком низкое для измерения артериального давления пациента, может возникнуть необходимость повторного накачивания или показатели артериального давления могут оказаться ложными.

<Настройка амбулаторного режима>

Выберите «Скрыть результаты измерения», чтобы скрыть результаты измерения на протяжении в процессе мониторинга. Это рекомендуемый режим (по умолчанию).

Выберите «Беззвучный режим», чтобы выключить предупреждающий сигнал перед началом измерения. При этом пациент все равно получит сигнал в виде непродолжительного накачивания манжеты за 1 минуту до измерения. Во время измерения артериального давления пациент не должен двигать рукой. (2) Программирование для офиса (для программирования устройства WatchBP Office)

На рис. 8 представлено диалоговое окно, которое появляется после нажатия кнопки **Program device (Программирование устройства)** при подключении устройства WatchBP Office (модели № BP3SK1-3B) к ПК.

Number of measurements	5		*
Countdown time before the first measur	rement 15	i	*
Interval time between measurements	15	;	*
Child Mode (safeguard) O Enable	Measureme	nt (adir	options ng
180 • mmHg	🗹 Enable Ce	ntra	l Blood Pressure Measuremen



Количество измерений можно установить от 1 до 6. Как обратный отсчет времени перед первым измерением, так ивременной интервал между измерениями можно установить на 15, 30, 60, 120, 180, 240 и 300 секунд. Среднее значение без первого измерения можно выбрать, если количество измерений составляет 3 или более. При выборе этой функции первое измерение будет исключено из расчета среднего значения артериального давления.

<Детский режим (безопасный)>

→ WatchBP[®]

По умолчанию этот режим **Disable (Отключен)** — устройство автоматически накачивает манжету до оптимального уровня давления, необходимого для измерения артериального давления. Если выбрать **Enable (Включен)** и подтвердить нажатием кнопки **Program (Программировать)**, устройство будет автоматически накачивать манжету до оптимального уровня давления, не превышающего уровень, установленный для **«Детского режима»**, однако устройство может при необходимости повторно накачать манжету до уровня, превышающего установленный.



<Настройки измерения>

Функции Hide BP readings (Скрыть результаты измерения) и Enable central BP measurement (Включить измерение центрального артериального давления) можно запрограммировать на устройстве. Подробную информацию об этих функциях см. в руководстве по эксплуатации этого устройства.

(3) Программирование Office ABI

На рис. 9 представлено диалоговое окно, которое появляется после нажатия кнопки **Measure (Измерить)** при подключении устройства WatchBP Office ABI (модели № TWIN200 ABI) к ПК.



Рис. 9 Пример выбора измерения на одной руке (слева), на обеих руках (по центру) и лодыжечно-плечевого индекса (справа).

Выберите необходимую конечность(-и) для измерения в области вверху экрана. Примечание: можно выбрать измерение только на одной руке, обеих руках или на руке и ноге (измерение ABI).

Количество измерений при измерении артериального давления на одной или обеих руках можно установить от 1 до 6. Как обратный отсчет времени перед первым измерением, так ивременной интервал между измерениями можно установить на 15, 30, 60, 120, 180, 240 и 300 секунд.

Кликните на Measure (Измерить), чтобы начать измерение.



(4) Программирование Office Vascular

На рис. 10 представлено диалоговое окно, которое появляется после нажатия кнопки **Measure (Измерить)** при подключении устройства WatchBP Office Vascular (модели № TWIN200 VSR) к ПК.





Выберите необходимую конечность(-и) для измерения в области вверху экрана. Количество измерений при измерении артериального давления на одной или обеих руках можно установить от 1 до 6. Как обратный отсчет времени перед первым измерением, так ивременной интервал между измерениями можно установить на 15, 30, 60, 120, 180, 240 и 300 секунд.

«Рост пациента» можно установить, введя значение или перемещая ползунок роста.

*Показатель «**Рост пациента»** крайне важен при измерении baPWV. Правильно указывайте рост при измерении baPWV.



Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland (Швейцария) Тел.: +41 717277000 Факс: +41 717277001 www.watchbp.com

<Детский режим (безопасный)>

По умолчанию этот режим Enable (Включен) — устройство автоматически накачивает манжету до оптимального уровня давления, необходимого для измерения артериального давления. Если выбрать Disable (Выключен), устройство будет накачивать манжету до оптимального уровня давления, не превышающего уровень, установленный для «Детского режима», однако устройство может при необходимости повторно накачать манжету до уровня, превышающего установленный.

<Настройки измерения>

Функции Hide BP readings (Скрыть результаты измерения) и Enable central BP measurement (Включить измерение центрального артериального давления) можно запрограммировать на устройстве. Подробную информацию об этих функциях см. в руководстве по эксплуатации этого устройства. Кликните на Measure (Измерить), чтобы начать измерение.

6 Как выполнять измерение под контролем программного обеспечения WatchBP Analyzer

Подключите устройство для измерения артериального давления **WatchBP Office** к программному oбеспечению WatchBP Analyzer с помощью кабеля Microlife или установив Bluetooth-соединение. Сначала нажмите **Программирование устройства**, если вы хотите использовать программу измерения, отличную от той, что была выбрана ранее. Кликните кнопку **Measure (Измерить)**, а затем **Yes (Да)**, чтобы подтвердить и начать измерение. Статус процесса измерения отображается в области информации об устройстве (рис. 11). Данные измерения автоматически загружаются после каждого измерения.

Для устройства WatchBP Office Vascular выберите параметры в окне Измерение и кликните Measure (Измерить) в нижней части окна Измерение. Статус процесса измерения отображается в области информации об устройстве (рис. 11). Данные измерения автоматически загружаются после каждого измерения.



Рис. 11

Во время измерения кнопка **Measure (Измерить)** сменится на кнопку **Stop (Остановить)**. Кликните **Stop (Остановить)**, если вы хотите остановить измерение. (Рис. 12)



Рис. 12

7 Как загружать данные измерения с устройств WatchBP

Подключите устройство WatchBP к ПК с помощью кабеля WatchBP или установив Bluetooth-соединение.* Выберите пациента, кликнув в любом месте по строке пациента, а затем кликните кнопку Download (Загрузить), чтобы отправить данные измерения артериального давления с устройства в **каталог** этого пациента на ПК с программным обеспечением WatchBP Analyzer. *Bluetooth-coeduнeниe WatchBP Analyzer поддерживается операционной системой Microsoft Windows 10.

Если идентификатор пациента в программном обеспечении отличается от идентификатора пациента в устройстве, появится сообщение о том, что для передачи данных следует выбрать правильный идентификатор. (Рис. 13, только для WatchBP O3). Выберите пациента и кликните кнопку **Continue (Продолжить)**.

Downloa	d			
The data on t	the device refers to p	atient ID HQ		
Currently Pat assigned?	tient ID SM is selected	l Which patient s	hall the data be	
● HQ ○ SM				
	Continue	Cancel		

Рис. 13

(HQ и SM — это примеры идентификаторов пациента)

Если устройство также было запрограммировано на измерение центрального артериального давления, появится другое диалоговое окно. Поставьте галочку в поле перед передачей данных пульсовой волны и кликните кнопку Continue (Продолжить), чтобы загрузить данные пульсовой волны. (Рис. 14)

Download				
🗌 transfer wa	veform data			
(It may takes a	few minutes to do	wnload all the ra	w data)	
		1000		
	Continue	Back		

Рис. 14



Кликните кнопку **Continue (Продолжить)**, чтобы начать процесс загрузки. Новый каталог измерений с датой и временем загрузки будет добавлен для выбранного пациента.

8 Просмотр данных измерения

Выберите каталог, в имени которого указана дата измерения для данного пациента. Кликните на **вкладку** «Измерения», чтобы посмотреть записи измерений в каталоге. На рис. 15а представлен пример списка измерений для устройства WatchBP O3. На рис. 15б представлен пример списка измерений для устройства WatchBP Office. На рис. 15в представлен пример одновременного измерения с помощью обеих манжет на устройствах серии WatchBP Office. На рис. 15г представлен пример одновременного измерения на устройстве WatchBP Office Vascular

В графе «Конечность» указывается конечность, на которой выполнялось измерение.

	Date	SYS	DIA	HR	MAP	PP	cSYS	cDIA	cPP	AFIB	Exclude	PVP wave	CODE
3	07.30.2018 10:21	119	76	68	82	43	119	73	46			\sim	4,8
4	07.30.2018 10:22	119	78	68	86	41	120	75	45			\sim	4,8
5	07.30.2018 10:23	117	82	76	93	35	116	77	39	*		\sim	4,8
6	07.30.2018 10:25	115	78	72	87	37	116	75	41			N	4,8

Рис. 15а Пример списка измерений для устройства WatchBP O3

Meas	surement Report												
🗆 Av	erage without first	measure	ment										
	Date	SYS	DIA	HR	MAP	PP	cSYS	cDIA	cPP	AFIB	PVP wave	CODE	NOTE
	Average	120	76	69	86	44	121	72	49				
1	04.17.2019 10:44	128	77	66	85	51	130	71	59		\sim		
2	04.17.2019 10:45	114	73	70	79	41	115	71	44		\sim		
3	04.17.2019 10:47	118	78	70	93	40	119	75	44		\sim		
-													

Рис. 156 Пример списка измерений для устройства WatchBP Office

Me	asurement R	eport											
	Date	SYS	DIA	MAP	PP	ABI	Limb	HR	AFIB	Exclude	PVP wave	CODE	NOTE
1-1	05.20.2020 15:14	131	79	87	52		RightArm	93			\sim		
1-2	05.20.2020 15:14	140	92	98	48	1.07	RightLeg	93			\sim		
2-1	05.20.2020 15:15	129	72	82	57		RightArm	88			\sim		
2-2	05.20.2020 15:15	136	88	99	48	1.05	RightLeg	88			\sim		
3-1	05.20.2020 15:18	128	73	82	55		LeftArm	90			\sim		
3-2	05.20.2020 15:18	142	88	98	54	1.11	LeftLeg	90			\sim		

Рис. 15в Пример списка измерений при одновременном измерении на обеих руках или оценке ABI



	Date	SYS	DIA	MAP	PP	cSYS	cDIA	cPP	ABI	PWV	Index of cycle	Limb	Posture	HR	AFIB	Exclude	PVP wave	CODE	NOTE
1	2020.12.02 15:29										1	LeftArm		124				ER 5,	Abnormal result,
2	2020.12.02 15:31	104	61	70	43	107	61	46			2	LeftArm		65			\sim		
3-1	2020.12.03 13:22	93	52	71	41				1.58	1234	1	LeftArm	Supine	56			\sim		
3-2	2020.12.03 13:22	147	92	115	55				1.58	1234	1	LeftLeg	Supine	56			\sim		
4-1	2020.12.03 13:24	92	51	63	41				1.59	1234	2	LeftArm	Supine	58			\sim		
4-2	2020.12.03 13:24	146	87	106	59				1.59	1234	2	LeftLeg	Supine	58			\sim		
5	2020.12.03 13:37	152	98	110	54	135	88	47			1	LeftArm	Supine	58			\sim		
6	2020.12.03 13:38	146	94	112	52						2	LeftArm	Supine	61				ER 15,	Abnormal central blood pressure reading,

Рис. 15г Пример списка измерений для устройства WatchBP Office Vascular *Первое число указывает на порядок записи. Черточка и число после первого числа указывает на одновременное измерение артериального давления на разных конечностях. (Примеры выделены красными рамками)

Исключение:

Если вы поставите галочку в поле **Exclude (Исключить)**, соответствующие данные измерения будут исключены из анализа и отчета. (Рис. 15а)

Среднее значение без первого измерения:

В этом поле можно поставить галочку, чтобы получить среднее значение за исключением первого измерения (рис. 15б)

Кривая плетизмографии объема пульсаций плечевой артерии (PVP):

Если дважды кликнуть на данные с маленьким изображением волны, отобразится кривая PVP соответствующего измерения (только для функции Central BP) (Рис. 16а и 16б)









Рис. 16б Кривая PVP для руки и ноги

Сообщения об ошибках:

Отображает коды ошибок или событий с кратким описанием кодов. Более подробную информацию см. в разделе «Сообщения об ошибках, поиск и устранение неисправностей».

9 Как создать отчет в формате PDF или Excel

WatchBP^{*}

Выберите каталог измерений пациента. Кликните на **вкладку** «Отчет», чтобы посмотреть настройки и создать отчет для каталога измерений

(1) Настройка 24-часового отчета АВРМ (только для моделей WatchBP O3) Если выбран каталог измерений WatchBP O3, во вкладке «Отчет» появятся настройки 24-часового отчета АВРМ при измерении на устройствах WatchBP O3 (рис. 17).

Setting Blo	od Pressure Threshol	d					
	24-hour SYS	130	▼ mmHg	24-hour DIA	80	▼ mmHg	
	Day SYS	135	▼ mmHg	Day DIA	85	▼ mmHg	
	Night SYS	120	▼ mmHg	Night DIA	70	▼ mmHg	
Setting Act	ual Awake / Asleep Ti	me					
		Awake Time	6	▼ Asleep Time	22	*	



(Sys указывает на систолическое артериальное давление; Dia — на диастолическое артериальное давление)

Настройка пороговых значений артериального давления:

Вы можете использовать пороговые значения, установленные по умолчанию (как рекомендуется в руководстве), или выбрать другое пороговое значение для 24-часового мониторинга, измерения артериального давления в течение дня или ночи.

Настройка фактического времени пробуждения / отхода ко сну:

Вы можете изменять время пробуждения и отхода ко сну в соответствии с образом жизни пациента. Как время пробуждения, так и время отхода ко сну можно установить от 0:00 до 23:00.

Функция «Отчет»:

Воспользуйтесь функцией Hide error and event messages (Скрыть сообщения об ошибках и событиях), чтобы исключить из отчета сообщения об ошибках (не рекомендуется, потому что не будет возможности видеть причины ложных результатов измерения в отчете). Функция Hide AFIB result (Скрыть результаты AFIB) может использоваться, например, для детей, молодых людей и беременных женщин, так как данный вид измерения не рекомендуется для данных групп пациентов (рис. 18).



Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland (Швейцария) Тел.: +41 717277000 Факс: +41 717277001 www.watchbp.com

Report Option

Hide error and event messages
Hide AFIB result

Рис. 18

(2) Настройка отчета на устройствах WatchBP Office/Office Vascular Если выбран каталог измерений WatchBP Office/Office Vascular, во вкладке «Отчет» появятся настройки отчета при измерении на устройствах WatchBP Office/Office Vascular.

Настройка пороговых значений артериального давления для офиса

Для определения гипертензии используйте пороговое значение, установленное по умолчанию, или выберите другое пороговое значение артериального давления (рис. 19).

Setting Of	fice Blood	Pressu	re Threshold
SYS	140	*	mmHg
DIA	90	Ŧ	mmHg
		100	



Функция «Отчет»

Воспользуйтесь функцией Hide error and event messages (Скрыть сообщения об ошибках и событиях), чтобы исключить из отчета сообщения об ошибках (не рекомендуется, потому что не будет возможности видеть причины ложных результатов измерения в отчете). Функция Hide AFIB result (Скрыть результаты AFIB) может использоваться, например, для детей, молодых людей и беременных женщин, так как данный вид измерения не рекомендуется для данных групп пациентов. Поставьте галочку в поле Average without first measurement (Среднее значение без первого измерения), чтобы исключить первое измерение из расчета среднего значения артериального давления. (Рис. 20а, б).

Report Option

- Hide error and event messages
- Hide AFIB result
- Average without first measurement

Рис. 20а Настройки для WatchBP Office

Report Option

Hide AFIR result

Рис. 20б Настройки для WatchBP Office Vascular

(3) Пользовательская настройка и создание отчета

Введите **ФИО лечащего врача, название медицинского центра / больницы** и разместите **логотип пользователя**, который будет отображаться в отчете в формате PDF, а также выберите путь хранения (рис. 21).

Customization	
Physician	microlife
Centre/Hospital	Hospital
Customized logo	D:\Users\Morris.Huang\Desktop\squirtle.png

Рис. 21

Создание отчета в формате PDF:

(1) Для моделей WatchBP O3: Кликните кнопку Generate PDF Report (Создать отчет в формате PDF). Появится диалоговое окно «Автоматический комментарий» с автогенерацией комментариев. (Рис. 22) Комментарии можно изменять или добавлять вручную.



Рис. 22

Кликните кнопку Save (Сохранить), чтобы создать отчет. После успешного создания отчета появится диалоговое окно. Кликните кнопку Yes (Да), чтобы открыть отчет.

(2) Для моделей WatchBP Office/Office Vascular: Кликните кнопку Generate PDF Report (Создать отчет в формате PDF), затем нажмите кнопку Yes (Да), чтобы открыть отчет. (Рис. 23)



Открытие каталога:

Кликните кнопку **Open Folder (Открыть каталог)**, чтобы открыть каталог, содержащий отчеты выбранного пациента. По умолчанию отчеты хранятся в следующем каталоге:



C:\Microlife\WatchBP Analyzer\Report\Patient ID Имя файла с отчетом состоит из идентификатора пациента, названия устройства, даты и времени создания отчета. Например: PatientID_WatchBPO3_2018_11_05_10_54.pdf.

Создание отчета в формате XLSX:

Кликните кнопку Generate XLSX report (Создать отчет в формате XLSX), чтобы создать отчет в формате Excel для выбранного каталога измерений.



Пример для WatchBP O3, 24-часовой отчет ABPM (рис. 24).



Рис. 24

Пример отчета для WatchBP Office (рис. 25а, б)

VatchBI	P Off	fice	Patient ID Name Sex Age Date of birth	WW Wonde Female 30 12.14.1	r Woman 988	Health fac Physician Email Phone Study dat	ility •	NameOftheHosp doctor1 abc@a.b.c 123456789 04.20.2017	ital
DATE	TIME	6Y8	DIA	HR	PP	c5¥5	dDiA	dPP	coos
04.20.2017	00:00	120	84	60	36	109	81	28	
04.20.2017	00:02	151	79	75	72	137	72	65	
04.20.2017	00:04	185	90	78	95	184	78	106	
04.20.2017	00:06	120	84	60	36	109	81	28	
04.20.2017	00:08	151	79	75	72	137	72	65	
04.20.2017	00:10	165	90	78	95	184	78	108	4
Average		158	84	73	74	150	76	74	
								mic	rolif

Рис. 25а



Пример отчета для WatchBP Office (рис. 256)

MP PP HR 5 55 91 MP PP HR 2 57 88 4 5 1.06 MP PP HR 9 48 91			Left Arm - Latest mea 05.20.2020	Average(3) SYS (126 1 surement Time SYS (15:21 122 1 	DIA MAP PP HR 74 84 52 89 DIA MAP PP HR 77 89 45 91
MP PP HR 5 55 91 MP PP HR 2 57 88 4 5 1.06 MP PP HR 9 48 91			Latest mea Date 05.20.2020	SYSI 126 3 surement Time SYSI 15:21 122 7	DIA MAP PP HR 74 84 52 89 DIA MAP PP HR 77 89 45 91
MAP PP HR 9 48 88			Os Is Left Leg - / Latest mea Date 05.20.2020	2 5 3 Average(3), A 142 8 surement Time SYS1 0 15:21 135 1	45 45 481 1.09 DIA MAP PP HR 89 96 53 89 DIA MAP PP HR 90 99 45 91
45	11		05 15	25 3	s 45
Time PVP	D10 14	AD DD	LID	AEID	
16-14 494	70 0	FF 52	03	Ario	
15:15 129	72 8	57	88	2	
Time SYS	DIA M	AP PP	HR	AFIB	
15:18 128	73 8	55	90	-	
15:20 129	72 8	57	86	-	
16:21 122	77 8	45	91		
Time eve	DIA	AP DD	HP	ABI	
16-14 440	02 M	40	03	11	
10.14 140	88 04	48	88	1.0	
130	00 9	40	00	1.0	
Time SVS	DIA M	AP PP	HR	ABI	
Time SYS 15:18 142	DIA M 88 9	AP PP 54	HR 90	ABI 1.1	
Time SYS 15:18 142 15:20 149	DIA M 88 90 90 90	AP PP 54 7 59	HR 90 86	ABI 1.1 1.1	
4	Time SYS 15:14 131 15:15 129 Time SYS 15:18 128 15:20 129	Time SYS DIA M 16:14 131 79 87 15:15 129 72 82 Time SYS DIA M 15:18 128 73 82 15:20 129 72 85	Time SYS DIA MAP PP 15:14 131 79 87 52 15:15 129 72 82 57 Time SYS DIA MAP PP 15:16 129 72 82 57 Time SYS DIA MAP PP 15:18 128 73 82 55 15:20 129 72 82 57	Time SYS DIA MAP PP HR 15:14 131 79 87 52 93 15:15 129 72 82 57 88 Time SYS DIA MAP PP HR 15:15 129 72 82 57 88 Time SYS DIA MAP PP HR 15:16 128 73 82 55 90 15:20 129 72 82 57 66	Time SYS DIA MAP PP HR AFIB 15:14 131 79 87 52 93 - 15:15 129 72 82 57 88 - Time SYS DIA MAP PP HR AFIB 15:15 129 72 82 57 88 - Time SYS DIA MAP PP HR AFIB 15:16 128 73 82 55 90 - 15:20 129 72 82 57 86 -

Рис. 35б

Пример отчета для WatchBP Office Vascular (рис. 26а)

WatchE Hypertension manager	BP ment	Office	•	Patient ID Name Sex Age Date of birt	h	eee www Fem 30 1990	/ ale).12.01	H P E S	lealth fa Physicia Phail Phone Study da	cility n te	Hospital microlife <u>haha</u> 777 2020.12.01
List of individual read Right Arm DATE Average	lings TIME	SYS -	DIA -	MAP	PP -	cSYS	cDIA	cPP	HR -	Posture	AFIB -
Left Arm DATE 2020.12.01 Average	TIME 14:19	SYS 126 126	DIA 55 55	MAP 70 70	PP 71 71	cSYS 124 124	cDIA 56 56	cPP 68 68	HR 57 57	Posture	AFIB - -

microlife

Page 1 of 1



Пример отчета для WatchBP Office Vascular (рис. 26б)



microlife

Page 1 of 1



10 Как посмотреть историю измерений и удалить

каталогизмерений

(1) Просмотр истории измерений

Выберите пациента из списка пациентов. Каталог измерений пациента появится в **области каталога измерений**

Кликните на каталог измерений, после этого измерения выбранного каталога отобразятся во вкладке «Измерения»

(2) Удаление каталога измерения

Кликните правой кнопкой мыши на каталоге, появится функция «Удалить» (рис. 27). Кликните **Delete (Удалить)**, чтобы удалить каталог из базы данных.



Рис. 27

11 Как активировать устройство

Кликните About (Об устройстве) в правом верхнем углу WatchBP Analyzer, чтобы посмотреть информацию об устройстве. (Рис. 28)



Рис. 28

Функции AFIB или Central BP

Функции детектора мерцательной аритмии (AFIB) и измерения центрального артериального давления с помощью устройств WatchBP O3 (модели BP3SZ1-1) и WatchBP Office (модели BP3SK1-3B) могут быть активированы из программного обеспечения WatchBP Analyzer. (Рис. 29) Существует три различных версии данного устройства:

- Standard: стандартный ABPM
- AFIB: стандартный ABPM с детектором мерцательной аритмии Microlife

• AFIB & Central BP: стандартный ABPM с детектором мерцательной аритмии Microlife и измерением центрального артериального давления

AFIB & Central BP	Activate
AFIB	
Option:	
Firmware Version: RE1.2018.06.28	

1 /10. 23

Функции ABI или PWV & Central BP

Функции измерения лодыжечно-плечевого индекса (ABI), скорости пульсовой волны лодыжечно-плечевым методом (PWV) и центрального артериального давления с помощью устройства WatchBP Office Vascular (модели TWIN200 VSR) могут быть активированы из программное обеспечение WatchBP Analyzer. (Рис. 30) Существует три различных версии данного устройства:

Firmware Version:	RP3.2020.09.29)	
Туре:			
ABI		Activate	?
PWV & 0	Central BP	Activate	?

Рис. 30



Для активации функций AFIB или Central BP ключ активации должен точно совпадать с идентификатором устройства. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Microlife или к региональному дистрибьютору. Кликните на знак вопроса (?) в правой части кнопки **Activate (Активировать)**, чтобы скопировать информацию об устройстве. Свяжитесь с компанией Microlife или региональным дистрибьютором и передайте информацию для получения ключа активации. (Рис. 31)



Рис. 31

Кликните кнопку Activate (Активировать), соответствующую функции AFIB, AFIB & Central BP, ABI и PWV & Central BP. После этого появится диалоговое окно. Вставьте полученный ключ активации и кликните кнопку Confirm (Подтвердить),

чтобы активировать функцию на устройстве. (Рис. 32)

Activation	
	The AFIB, ABI, PWV, Central BP option has been

Рис. 32

12 Сообщения об ошибках, поиск и устранение неисправностей

КОД отображается в списке измерений во вкладке «Измерения», в отчете в форматах PDF и Excel. СООБЩЕНИЕ (предоставляется программным

обеспечением) отображается в программе.

код	СООБЩЕНИЕ	Поиск и устранение неисправностей
1	Прием лекарственного	
1	средства	
2	устройство включено	
3	устройство выключено	
4	Низкий заряд батареи	
5	Батарея разряжена	
6	Повторное измерение	
-	Измерение, прекращенное	
	вручную	
8	Измерение вручную	
Fr 1		Сигналы пульса на манжете слишком слабые. Измените положение манжеты и
Eri	Слишком слаоыи сигнал	повторите измерение.
Er 2		Во время измерения манжетой обнаружены ошибочные сигналы, причиной
	Ошибочный сигнал	которых могут быть, например, движения или напряжение мышц. Повторите
		измерение, не двигая рукой.
Er 2	Отсутствие давления в	В манжете не создается достаточное давление. Возможно, в манжете имеется
EI 5	манжете	утечка воздуха. При необходимости замените манжету. Повторите измерение.
		Результаты не отображаются вследствие неточных сигналов при измерении.
Er 5	Ненормальный результат	Прочитайте список условий выполнения достоверных измерений и повторите
		измерение.
	Слишком слабый сигнал при	
Er 11	измерении центрального	
	артериального давления	измерения
	Ошибочный сигнал при	Во время измерения манжетой обнаружены ошибочные сигналы, причиной
Er 12	измерении центрального	которых могут быть, например, движения или напряжение мышц. Повторите
	артериального давления	измерение, не двигая рукой
	Ошибиа дардения в манчете	В манжете не создается достаточное давление. Возможно, в манжете имеется
Fr 12		утечка воздуха. Убедитесь, что манжета правильно подсоединена к устройству
		и прилегает не слишком свободно. При необходимости замените
	артериального давления	аккумуляторную батарею. Повторите измерение
Er 15	Ненормальный результат	Неточные сигналы при измерении, поэтому результат не отображается.



Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland (Швейцария) Тел.: +41 717277000 Факс: +41 717277001 www.watchbp.com

	измерения центрального	Прочитайте список условий выполнения достоверных измерений и повторите
	артериального давления	измерение.
Er 21	Ошибочный сигнал во время получения сигналов пульсовых волн	Убедитесь, что манжета правильно подсоединена к устройству и прилегает не слишком свободно. При необходимости замените манжету для измерения артериального давления. Повторите измерение.
Er 23	Ошибка давления в манжете во время получения сигналов пульсовых волн	Убедитесь, что манжета правильно подсоединена к устройству и прилегает не слишком свободно. При необходимости замените манжету для измерения артериального давления. Повторите измерение.
Er 25	Ненормальный результат измерения baPWV	Убедитесь, что манжета правильно подсоединена к устройству и прилегает не слишком свободно. При необходимости замените манжету для измерения артериального давления. Повторите измерение.
Er F	На устройстве возникло «условие единичного нарушения»	Измените положение манжеты и повторите измерение. При необходимости замените аккумуляторную батарею. Если ошибка сохраняется, обратитесь в компанию Microlife или к региональному дистрибьютору.
Er A	Ошибка флэш-памяти	Возможный сбой аппаратного обеспечения. Повторите попытку. Если ошибка сохраняется, обратитесь в компанию Microlife или к региональному дистрибьютору.
ні	Слишком высокий пульс или давление в манжете	Слишком высокое давление в манжете (выше 299 мм рт. ст.) или слишком высокий пульс (более 239 ударов в минуту). Отдохните в течение 5 минут, затем повторите измерение.
LO	Слишком низкий пульс	Слишком низкий пульс (менее 30 ударов в минуту). Повторите измерение.