

Description of this thermometer

- 1 ON/OFF button
- 2 Display
- 3 Measuring sensor / measuring tip
- 4 Cleaning and disinfecting area (entire thermometer surface)

Important safety instructions

- Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.
- This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.
- Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.
- We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.
- For safety reasons (risk of rectal perforation) rectal measurement in children younger than 3 years must be performed only by trained health care personnel (professional user). Use another measurement method instead. For rectal fever measurement in small children younger than 3 years, thermometers with a flexible tip are available.
- Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.
- Ensure that children do not use the instrument unsupervised; some parts are small enough to be swallowed.
- The battery is well sealed inside the thermometer to reduce the risk to be swallowed by children.
- Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.
- Protect the device from impact and dropping!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C °C. NEVER boil this device!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.
- We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife-Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turning on the thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button 1. A display test is performed. All segments should be displayed. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, a «L» and a flashing «C» appear at the display field 2. The thermometer is now ready for use.

Function test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the «C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 16 seconds and that the thermometer can now be read.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button 1. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured Values

If the ON/OFF button 1 is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a «M» for memory will appear on the display. About 2 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer is ready for measurement.

Measuring methods / Normal body temperature

► In the armpit (axillary) / 34.7 – 37.3 °C

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor 3 under the arm into the center of the armpit so the Measuring sensor is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

► In the mouth (oral) / 35.5 – 37.5 °C

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor 3 must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 1 minute

► In the anus (rectal) / 36.6 – 38.0 °C

Attention! For the prevention of rectal perforation in children (younger than 3 years), we recommend using another measuring method, or the use of a thermometer with flexible tip. Carefully insert the measuring sensor 3 of the thermometer 1 to 2 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 1 minute

Cleaning and disinfecting

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe. Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer (see number 4) in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use.

For professional use: Additionally, you may apply probe covers (available as accessory). Contact Microlife for more details concerning further disinfectants for your thermometer model.

Battery Exhaustion

When the «▽» symbol (upside-down triangle) appears on the right side of the display, the battery is exhausted and the thermometer needs to be replaced. For battery disposal please refer to «Important safety instructions».

Technical specifications

Type:	Maximum thermometer
Measurement range:	32.0 °C to 43.9 °C Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low) Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high) ± 0.1 °C; 34 °C – 42 °C ± 0.2 °C; 32.0 – 33.9 °C and 42.1 – 43.9 °C
Measurement accuracy:	
Operating conditions:	10 – 40 °C; 15 – 95 % relative maximum humidity
Storage conditions:	-25 – +60 °C; 15 – 95 % relative maximum humidity
Battery:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Battery lifetime:	approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Class:	IP67
Reference to standards:	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Expected service life:	5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Garantee

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will repair or replace the defective product free of charge. Opening or altering the device invalidates the guarantee. The following items are excluded from the guarantee:

- Transport costs and risks of transport.
- Damage caused by incorrect application or non-compliance with the instructions for use.
- Damage caused by leaking batteries.
- Damage caused by accident or misuse.
- Packaging/storage material and instructions for use.
- Regular checks and maintenance (calibration).
- Accessories and wearing parts: Battery.

Should guarantee service be required, please contact the dealer from where the product was purchased, or your local Microlife service. You may contact your local Microlife service through our website: www.microlife.com/support

Compensation is limited to the value of the product. The guarantee will be granted if the complete product is returned with the original invoice. Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not limited by this guarantee.

Descrierea acestui termometru

- 1 Butonul pornit/oprit
- 2 Afişaj
- 3 Senzor pentru măsurare/sondă pentru măsurare
- 4 Suprafaţa pentru dezinfectare şi curăţare(întrega suprafaţă a termometrului)

Instrucţiuni de siguranţă importante

- Urmaţi instrucţiunile de utilizare. Acest document oferă informaţii importante privind funcţionarea şi siguranţa dispozitivului. Citiţi cu atenţie acest document înainte de a utiliza dispozitivul şi păstraţi-l pentru a fi utilizat în viitor.
- Acest aparat este doar pentru măsurarea temperaturii corpului uman - oral, rectal sau axilar. Nu încercaţi să măsuraţi temperatura în alte moduri, cum ar fi auricular, pentru că apar măsuratori false şi pot rezulta răni.
- Nu folosiţi acest aparat dacă credeţi că este deteriorat sau avertizează ceva neobişnuit.
- Recomandăm să curăţaţi acest aparat conform instrucţiunilor de curăţare înainte de prima utilizare, din raţiuni de igienă personală.
- Pentru siguranţă (risc de perforaţie rectală), măsurarea rectală a temperaturii la copii sub 3 ani trebuie realizată doar de personal medical avizat (uz profesional). Se recomandă utilizarea altei metode de măsurare. Pentru măsurarea rectală a temperaturii la copii sub 3 ani, utilizaţi termometru cu cap flexibil.
- Nu utilizaţi măsurarea rectală a temperaturii la pacienţii cu patologii rectală. Folosind această cale de măsurare se agrava patologia existentă.
- Aveţi grijă să nu lăsaţi instrumentul nesupravegheat la îndemâna copiilor; unele părţi componente sunt suficient de mici pentru a putea fi înghiţite. Bateria este încapsulată în interiorul termometrului, pentru a reduce riscul de a fi înghiţită de către copii.
- Nu utilizaţi instrumentul în apropierea câmpurilor electromagnetice puternice, cum ar fi telefoane mobile sau instalaţii radio. Păstraţi distanţa minimă de 3,3 m de la aceste dispozitive când folosiţi instrumentul.
- Protejaţi instrumentul împotriva lovirii şi căderii!
- Evitaţi temperaturile ambiante mai mari de 60 °C. NICIODATĂ NU fierbeţi instrumentul!
- Utilizaţi doar dezinfectanţi comerciali, care sunt afişaţi la capitolul «Curăţarea şi dezinfectarea» pentru a curăţa termometrul şi pentru a nu îl deteriora.
- Recomandăm verificarea termometrului la fiecare 2 ani sau după impact mecanic (de ex. căderea accidentală). Vă rugăm să contactaţi reprezentantul local Microlife.

ATENŢIE: Rezultatul obţinut în urma măsurării cu acest dispozitiv nu este un diagnostic! Nu vă bazaţi doar pe rezultatul măsurătorii.

Bateriile şi instrumentele electronice trebuie salubrizate în concordanţă cu reglementările locale în vigoare, şi nu împreună cu deşeurile menajere.

Citiţi instrucţiunile cu atenţie înainte de a utiliza acest aparat.

Partea aplicată – de tip BF

Pornirea termometrului

Pentru a porni termometrul, apăsaţi butonul Pornit/Opriţi 1. Se efectuează un test al afişajului. Toate elementele trebuie să fie afişate. Apoi în cazul unei temperaturi ambiante mai mici de 32 °C, apare un «L» şi un «C» clipind pe afişaj 2. În acest moment termometrul este gata de utilizare.

Testarea funcţionării

Funcţionarea corectă a termometrului este testată automat la fiecare pornire a acestuia. În cazul în care este detectată o funcţionare necorespunzătoare (lipsă de precizie a măsurătorii), acest lucru este indicat prin apariţia «ERR» pe afişaj, şi efectuarea unei măsurători devine imposibilă. În această situaţie, termometrul trebuie înlocuit.

Utilizarea termometrului

Alegeţi metoda preferată de măsurare. Atunci când se face o măsurătoare, temperatura curentă este afişată în mod continuu şi simbolul «C» clipeşte. Dacă «C» nu mai clipeşte, înseamnă că temperatura măsurată creşte cu mai puţin de 0,1 °C în 16 secunde şi termometrul poate fi citit în aceste momente.

Pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei, opriţi termometrul prin apăsarea scurtă a butonului Pornit/Opriţi 1. În caz contrar, termometrul se va opri automat după circa 10 minute.

Memorarea valorilor măsurate

Dacă butonul Pornit/Opriţi 1 este ţinut apăsat mai mult de 3 secunde la pornirea termometru, va fi afişată temperatura maximă memorată automat pe durata ultimei măsurători. În acelaşi timp, un «M» de la memorie va apărea pe afişaj. După circa 2 secunde de la eliberarea butonului, valoarea temperaturii dispare şi termometrul este gata de a efectua o măsurătoare.

Metode de măsurare / Temperatura normală a corpului

► Subsuoară (axilar) / 34,7 – 37,3 °C

Ştergeţi axila cu un prosop uscat. Plasaţi senzorul de măsurare 3 sub braţ în mijloc astfel încât senzorul să atingă pielea şi poziţionaţi mâna pacientului pe corpul acestuia. Această manevră asigură faptul că aerul atmosferic nu interferează cu măsurarea. Pentru că măsurarea axilară necesită mai mult timp pentru stabilizarea temperaturii, aşteptaţi cel puţin 5 minute, indiferent dacă se aude semnalul sonor.

► În gură (oral) / 35,5 – 37,5 °C

Nu mâncaţi sau nu beţi nimic fierbinte sau rece cu 10 minute înainte de a măsura temperatura.

Puneţi termometrul în una din cele două cavităţi de sub limbă, în stânga sau dreapta rădăcinii limbii. Senzorul de măsurare 3 trebuie să vină bine în contact cu ţesutul. Închideţi gura şi respiraţi uniform pe nas pentru a preveni influenţarea măsurătorii de aerul inhalat/expirat. Dacă nu este posibil datorită obstrucţiei căilor respiratorii, folosiţi altă metodă de măsurare.

Durată aproximativă a măsurătorii: 1 minut

► În anus (rectal) / 36,6 – 38,0 °C

Atenţie! Pentru a preveni perforaţia rectală la copii (mai mici de 3 ani), recomandăm folosirea altei metode de măsurare sau folosiţi un termometru cu vârf flexibil. Introduceţi cu grijă senzorul de măsurare 3 al termometrului 1-2 cm în orificiul anal. Folosirea unui capişon şi folosirea lubrefiantului este recomandată. Dacă nu sunteţi sigur de această metodă de măsurare, consultaţi un profesionist pentru îndrumare/însuşire.

Durată aproximativă a măsurătorii: 1 minut


Curăţarea şi dezinfectarea

Pentru dezinfectarea acasă, folosiţi comprese cu izopropilic 70%, sau o piesă din bumbac înmuiată în alcool izopropilic 70%, pentru a îndepărta reziduurile de pe sonda de măsurare. Începeţi ştergerea de la capătul sondei de măsurare (aproximativ mijlocul termometrului) până la vârful acesteia. Apoi tot termometrul (vedeţi nr 4) După imersare lăsaţi dezinfectantul să se usuce 1 minut până la o nouă utilizare.

Pentru uzul profesional: Adicional, puteţi folosi capişoane de protecţie pentru sonda de măsurare (disponibile ca accesorii). Contactaţi Microlife pentru mai multe detalii cu privire la alte substanţe de dezinfectare pentru modelul dumneavoastră de termometru.

Baterie epuizată

Când simbolul «▽» (triunghi inversat) apare pe afişaj, bateria este epuizată şi termometrul trebuie să fie înlocuit. Pentru salubritatea bateriei, vă rugăm să citiţi paragraful «Instrucţiuni de siguranţă importante».



Сpecificații tehnice

Тип:	Termometru maximal
Domeniul de măsurare:	32,0 °C la 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: se afișează «L» prea joasă Temp. > 43,9 °C: se afișează «H» prea înaltă
Precizia măsurătorii:	± 0,1 °C; 34 °C – 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 – 33,9 °C și 42,1 – 43,9 °C
Condiții de funcționare:	10 – 40 °C; 15 – 95 % umiditate relativă maximă
Condiții de păstrare:	-25 – +60 °C; 15 – 95 % umiditate relativă maximă
Bateria:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Durata de viață baterie:	aprox. 4500 măsurări (utilizând o baterie nouă)
Clasa IP:	IP67
Standarde de referință:	EN 12470-3, termometre clinice; ASTM E1112: IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Durata de viață probabilă:	5 ani sau 10000 măsurări

Acest dispozitiv îndeplinește cerințele Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

Garanția

Acest instrument are o garanție pe viața de la data achiziției. În această perioadă de timp, Microlife va repara sau înlocui produsul defect gratis. Deschiderea sau modificarea instrumentului anulează garanția. Urmaătoarele sunt excluse din garanție:
• Costul transportului și riscul transportului.
• Deteriorări produse prin aplicarea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
• Deteriorare produsă prin curgerea bateriilor
• Deteriorare produsă prin accident sau folosirea incorectă.
• Material pentru ambalare/depozitare și instrucțiuni de utilizare.
• Verificări periodice și mentenanță (calibrare).
• Accesorii și piesele supuse uzului: Baterii.
Dacă aveți nevoie de service în garanție, vă rugăm să contactați vânzătorul produsului sau service-ul local Microlife. Puteți contacta service-ul local Microlife prin pagina noastră web – www.microlife.com/support
Compensarea este limitată la valoarea produsului. Garanția este acordată dacă produsul este returnat complet și însoțit de factura originală. Repararea sau înlocuirea în timpul garanției nu prelungește sau reînnoiește perioada de garanție. Drepturile și cererile legale ale consumatorului nu sunt limitate la această garanție.

Описание термометра

- 1 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 Дисплей
- 3 Измерительный датчик / измерительный наконечник
- 4 Зона очистки и дезинфекции (вся поверхность термометра)

Важные указания по безопасности

- Следуйте инструкциям по использованию. В этом документе содержится важные сведения о работе и безопасности этого устройства. Перед использованием устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте этот документ и сохраните его для дальнейшего использования.
- Это устройство предназначено только для измерения температуры тела человека орально, ректальным или подмышечным (аксиллярным) способами. Не пытайтесь измерять температуру в других местах, например, в ухе, так как это может привести к ложным показаниям и стать причиной травмы.
- Не используйте изделие, если Вам кажется, что оно повреждено, или если Вы заметили что-либо необычное.
- Мы рекомендуем очищать это устройство перед использованием для соблюдения личной гигиены.
- По соображениям безопасности (риск травмирования прямой кишки) измерение ректальным способом у детей младше 3 лет должно проводиться только обученным медицинским персоналом (квалифицированный пользователь). Вместо этого используйте другой метод измерения. Для измерения ректальным способом у маленьких детей младше 3 лет имеются термометры с гибким наконечником.
- Не пытайтесь проводить измерения ректальным способом у лиц с нарушениями ректального характера. Это может усугубить имеющиеся расстройства.
- Позаботьтесь о том, чтобы дети не могли использовать прибор без присмотра взрослых, поскольку некоторые его мелкие части могут быть проглочены.
- Батарея запаяна в корпусе термометра, для того чтобы избежать риска проглатывания детьми.
- Не используйте устройство вблизи источников сильных электромагнитных полей, например рядом с мобильными телефонами или радиостанциями. Во время использования устройства минимальное расстояние от источников таких полей должно составлять 3,3 м.
- Оберегайте прибор от ударов и падений!
- При хранении и использовании прибора температура окружающей среды не должна превышать 60 °C. НИКОГДА не подвергайте прибор кипячению!
- Для очистки устройства используйте только дезинфицирующие средства, перечисленные в разделе «Очистка и дезинфекция», чтобы избежать повреждения устройства.
- Мы рекомендуем проверять это устройство на точность каждые два года или после механического удара (например, падение). Пожалуйста, свяжитесь с местным сервисом Microlife чтобы организовать проверку.

ВНИМАНИЕ: Результат измерения, сделанный этим прибором не является диагнозом! Не полагайтесь только на результат измерения.

Батарейки и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

Изделие типа BF

Включение термометра

Для включения термометра нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 1. Производится тест дисплея. На дисплее появляется набор символов, подтверждающих исправность прибора.
Затем, при температуре окружающей среды менее 32 °C, на дисплее 2 появляется символ «L» и мигающий символ «°C». Термометр готов к работе.

Функциональная проверка

Правильность работы термометра проверяется автоматически при каждом включении. При обнаружении ошибок (неточность измерения) на дисплей выводится сообщение «ERR», и измерение становится невозможным. В этом случае термометр необходимо заменить.

Использование термометра

Выберите предпочтительный метод измерения. Во время измерения на дисплее непрерывно отображается текущая температура, символ «°C» мигает. Измерение прекращается, когда увеличение температуры составляет менее 0,1 °C за 16 секунд. Когда символ «°C» прекращает мигать, измерение закончено. Теперь показания термометра можно считать.
Для продления срока службы батареи выключайте термометр кратким нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 1. Автоматически термометр выключается примерно через 10 минут.

Сохранение результатов измерения

При нажатии кнопки ВКЛ/ВЫКЛ 1 дольше 3 секунд при включении термометра на дисплее отображается максимальная температура, автоматически сохраненная во время последнего измерения. При этом на дисплее отображается символ «M» (память). Через 2 секунды после того, как кнопка была опущена, значение температуры исчезает, и термометр готов к новому измерению.

Способы измерения / Нормальная температура тела

- В подмышечной впадине (аксиллярно) / 34,7 – 37,3 °C**
Протрите область подмышечной впадины сухим полотенцем. Поместите измерительный датчик 3 под руку в центр подмышечной впадины так, чтобы наконечник касался кожи, и прижмите руку пациента рядом с телом пациента. Это гарантирует, что воздух в помещении не влияет на показания. Поскольку измерение температуры данным методом требует больше времени для достижения стабильной температуры, подождите не менее 5 минут, независимо от звукового сигнала.

Во рту (орально) / 35,5 - 37,5 °C

Не ешьте и не пейте ничего горячего или холодного за 10 минут до измерения. Подержите рот закрытым за 2 минуты до начала измерения.

Расположите термометр в подязычной области, слева или справа от корня языка. Измерительный датчик 3 должен находиться в хорошем контакте с тканями. Закройте рот и ровно дышите носом, чтобы вдыхаемый/выдыхаемый воздух не влиял на результат измерения.

Если это невозможно из-за проблем с дыхательными путями, следует использовать другой метод измерения.

Приблизительное время измерения: 1 минута

- В заднем проходе (ректально) / 36,6 - 38,0 °C**
Внимание: для предотвращения возможной травмы прямой кишки у детей (младше 3 лет) мы рекомендуем использовать другой метод измерения или использовать термометр с гибким наконечником
Осторожно введите измерительный датчик 3 термометра на 1-2 сантиметра в анальное отверстие.
Рекомендуется использовать гигиенический колпачок и смазку. Если вы не уверены в этом методе измерения, вам следует проконсультироваться с квалифицированным персоналом для руководства / обучения.

Приблизительное время измерения: 1 минута

Очистка и дезинфекция

Для дезинфекции в домашних условиях используйте раствор из 70% изопропилового спирта или хлопчатобумажную ткань, смоченную 70% изопропиловым спиртом, чтобы удалить загрязнения вещества с термометра. Всегда начинайте протирать с юнца термометра (примерно посередине термометра) по направлению к наконечнику термометра. После этого термометр (см. цифру 4 на рисунке) следует погрузить в 70% -ный изопропиловый спирт как минимум на 5 минут (макс. 24 часа). После погружения дайте дезинфицирующему средству высохнуть в течение 1 минуты перед следующим использованием.
Для профессионального использования: Кроме того, Вы можете использовать гигиенические колпачки для датчиков (доступны как принадлежность). Свяжитесь с Microlife для получения более подробной информации о других дезинфицирующих средствах для Вашей модели термометра.

Выработка ресурса батареи

Если на дисплее появился символ «√» («перевернутый» треугольник), значит батарея разряжена, и термометр необходимо заменить. По утилизации батареи обратитесь к разделу «Важные указания по безопасности».

Технические характеристики

Тип:	Электронный термометр
Диапазон измерений:	от 32,0 °C до 43,9 °C Temp. < 32,0 °C: отображается «L» (слишком низкая) Temp. > 42,9 °C: отображается «H» (слишком высокая)
Точность измерений:	± 0,1 °C; 34 °C – 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 – 33,9 °C и 42,1 – 43,9 °C
Условия применения:	10 – 40° C; максимальная относительная влажность 15 – 95 %
Условия хранения и транспортировки:	-25 – +60° C; максимальная относительная влажность 15 – 95 %
Батарея:	LR41 (1.5B) / SR41 (1.55B)
Срок службы батареи:	примерно 4500 измерений (при использовании новой батареек) IP67
Класс защиты:	EN 12470-3, медицинские термометры
Соответствие стандартам:	ASTM E1112: IEC 60601-1-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Ожидаемый срок службы:	5 лет или 10000 измерений

Данный прибор соответствует требованиям директивы ЕС о медицинском оборудовании 93/42/EEC.
Право на внесение технических изменений сохраняется за производителем.

Гарантия

На данное устройство распространяется «пожизненная» гарантия со дня покупки. В течение этого гарантийного периода, по нашему усмотрению, Microlife бесплатно отремонтирует или заменит неисправный продукт.
Вскрытие или изменение устройства аннулирует гарантию.
Следующие пункты исключены из гарантии:
• Транспортные повреждения и риски, связанные с транспортом.
• Повреждения, вызванные неправильным применением или несоблюдением инструкции по применению.
• Повреждения, вызванные утечкой батарей.
• Повреждения, вызванные несчастным случаем или неправильным использованием.
• Упаковка и инструкции по применению.
• Регулярные проверки и обслуживание (калибровка).
• Аксессуары и изнашиваемые детали: батареи.
Если требуется гарантийное обслуживание, обратитесь в местную службу поддержки Microlife. Вы можете связаться с местным сервисом Microlife через наш сайт: www.microlife.ru/support
Гарантия будет предоставлена, если товар будет возвращен целиком с оригинальным чеком или гарантийным талоном. Ремонт или замена в рамках гарантии не продлевает и не восстанавливает начала гарантийный срок. Юридические претензии и права потребителей не ограничены этой гарантией.



Microlife UAB
P. Lukšio g. 32
08222 Vilnius, Lithuania
eurep@microlife.lt



Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road,
NeiHu Taipei 11492,
Taiwan, China