



EN

Description of this Thermometer

- ① ON/OFF button
- ② Display
- ③ Battery compartment cover
- ④ Measuring sensor

Important Safety Instructions

- The instrument may be used only for measuring body temperature!
- The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!
- Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.
- The function of this device may be compromised when used close to strong electromagnetic fields such as mobile phones or radio installations and we recommend a distance of at least 1 m. In cases where you suspect this to be unavoidable, please verify if the device is working properly before use.
- Protect the instrument from impact and dropping!
- Avoid bending the tip more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the instrument.
- We recommend this instrument is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact Microlife-Service to arrange the test.

Batteries and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button ①; a short beep signals «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display ② automatically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the display field ②. The thermometer is now ready for use.

Function Test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the Thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «C» symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer flashing, the predictive end-temperature has been determined and the thermometer can be read now.

10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference: Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval time between measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button ①. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Measuring methods / Normal body temperature

In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor ④ must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

Approx. measuring time: 10 seconds!

In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring sensor ④ of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

Approx. measuring time: 10 seconds!

In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

To receive more reliable results we recommend measuring temperature orally or rectally.

Cleaning and Disinfecting

Use an alcohol swab or cotton tissue moistened with alcohol (70% isopropyl) to clean the thermometer. Avoid wiping the display with isopropyl alcohol to protect it from fading.

Please never immerse into liquids!

Battery Replacement

When the ▼ symbol (upside-down triangle) appears at the display field, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover ③ from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical Specifications

Type: Predictive maximum thermometer

Measurement range: 32.0 °C to 42.9 °C

Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)

Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)

Measurement accuracy: ± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C

Operating conditions: 10 - 40 °C; 15-95 % relative maximum humidity

Storage conditions: -25 - 60 °C; 15-95 % relative maximum humidity

Battery: 1.5/1.55 V; SR41

Battery lifetime: approx. 2700 measurements (using a new battery)

IP Class: IP22

Reference to standards: EN 12470-3, clinical thermometers;

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11

Expected service life: 5 years or 10000 measurements

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.

Garantie

We grant you a 2 year guarantee after the date of purchase. Any damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack your defective instrument well and send with sufficient postage to the Microlife distributor.

microlife®

EN

Beskrivning av termometer

- ① PÅ/AV-knapp
- ② Bildskärm (display)
- ③ Batterifackets lock
- ④ Målesensor

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Detta instrument får endast användas för att mäta kroppstemperatur.
- Den föreskrivna mätiden måste följas även till pippljud!
- Se till att instrumentet inte hänger av smärt barn. Vissa delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Var medveten om risken för strypning i det fall detta instrument är utrustad med kablar och slanger.
- Funktionen av denna apparat är att mäta temperaturen nära särskilda punkter, såsom mobiltelefoner och radiostationer. Vi rekommenderar ett avstånd på minst 1 meter. I de fall detta ej går kontrollera att apparaten fungerar innan användning.
- Skydda instrumentet mot stötar och tappa det inte i golvet.
- Undvik att boja spetsen mer än 45°!
- Undvik omgivningstemperatur över 60 °C. Doppa ALDRIG instrumentet i kokande vatten!
- Använd endast desinfektionsmedlet som nämnats i listan i avsnitt «Rengöring och desinficering» för att rengöra instrumentet. Instrumentet måste vara intakt då det doppas i desinfektionsmedlet.
- Vi rekommenderar att instrumentet kontrolleras noggrant varannan års eller efter mekanisk skada (Lex. om instrumentet har tappats i golvet). Vänligen kontakta din Microlife-återförsäljare för eventuell kontroll.

Batterier och elektronika instrument skall avfallshanteras enligt gällande miljölagsförfatning. Släng inte i hushållssoporna.

Läs instruktionerna noggrant innan du använder instrumentet.

Tillämpningsklass BF

Starta termometern

Tryck på PÅ/AV-knappen ① för att starta termometern, ett kort pippljud ljuder «termometer PÅ». Ett test utförs på bildskärmen. Alla segment ska visas.

Senaste mätning visas i displayen ② automatiskt i 2 sekunder med ikonen «M».

Vid en omgivningstemperatur under 32 °C visas ett «L» och ett blinande «C» på bildskärmen ②. Termometern är nu klar att användas.

Funktionstest

Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gång den startas. Om ett fel uppkommer (måttfel) visas detta med «ERR» på bildskärmen och mätning kan inte utföras. Termometern kan i detta fall inte användas och måttet ersättas.

Användning av termometern

Välj den mätningstestmetoden vil du vill ha. Under en mätning visas den aktuella temperaturen i displayen hela tiden och symbolen «C» blinkar. Om det pippljud hörs 10 gånger och «C» sluttar blinka, det bedömda slutvärdet har fastställts och resultatet kan utläsas.

10 kort pippljud ljuder när temperaturen är högre än 37.5 °C och visar att patienten har feber. Referens: Oral (mun) temperatur.

Vänta 1 minut mellan uppdrags mätningar för att erhålla jämförbara mätvärden.

Stäng av termometern genom att trycka PÅ/AV-knappen ① en kort stund för att spara på batteriet. I annat fall stänger termometern av sig automatiskt efter 10 minuter.

Mätmetoder / Normal kroppstemperatur

I munnen (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Placer termometern i en i fickorna under tungan, till vänster eller höger om tungrotten. Målesensor ④ skall ligga mot vänviden. Stäng munnen och andas lugnt genom näsan så att mätningen påverkas av in-/utandningsflödet.

Mätt cirka 10 sekunder!

I anus (rektalt) / 36.6 - 38.0 °C

Detta är den mest tillförlitlig metoden och passar bäst för spädbarn och yngre barn. Placer måttsensor ④ försiktigt ca. 2 till 3 cm in i anus.

Mätt cirka 10 sekunder!

I armhålan (axellat) / 34.7 - 37.3 °C

Vi rekommenderar att temperaturen mäts oralt eller rektalt för att erhålla säkra resultaten.

Rengöring och desinficering

Använd en alkoholstoll eller en bomullstuss fuktad med alkohol (70% isopropylalkohol) för rengöring av termometern. Undvika att torka av skärmen med isopropylalkohol för att skydda den från bleknings.

Doppa ej ned i vätska!

Byte av batteri

När den ▼ symbolen (uppsöndrad triangel) visas på bildskärmen är batteriet tömt och måste bytas. Öppna batterifackets lock ③ på termometern. Lägg i ett nytt batteri med +-polen uppåt. Kontrollera att batteriet är av samma typ som det gamla batteriet. Batterierna finns att köpa i alla butiker som säljer batterier.

Tekniska data

Type: Prognostisk maximum termometer

Mätområde: 32.0 °C till 42.9 °C

Temp. < 32.0 °C: Visar «L» vid låg (för låg)

Temp. > 42.9 °C: Visar «H» vid hög (för hög)

Mätgränshet: ± 0.1 °C mellan 34 °C och 42 °C

Driftsförhållanden: 10 - 40 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet

Förvaringsförhållanden: -25 - +60 °C; 15-95 % maximal relativ luftfuktighet

Batteri: 1.5/1.55 V, SR41

Batteriets livslängd: ca. 2700 mätningar (använd ett nytt batteri)

IP Klass: IP22

Uppfyllda normer: EN 12470-3, kliniska termometrar;

ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11

Förväntad användningstid: 5 år eller 10000 mätningar

Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/42/EEC.

Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.

Garanti

Vi ger 2 års garanti på detta instrument från och med datumen för köpet. Garantin ersätter inte skador som uppkommit på grund av ovarsam eller felaktig hantering av instrumentet. Garantin gäller inte för batteri och förpackning. Övriga anspråk på skadestad tas inte i beaktande. Anspråk på ersättning måste förföljas av inköpskvitto. Förpacka instrumentet väl, betala ett tillräckligt porto och skicka det till återförsäljare av Microlife.

Kuumemitterin kuvaus

- ① ON/OFF-painike
- ② Näyttö
- ③ Paristolokeron kanssi
- ④ Mittausanturi

Tärkeät turvallisuusohjeet

- Tältä laitetta voidaan käytää ainoastaan kehonlämmön mittauksineen.
- Mittausta on aina jatkettava siisti asti, kunnes kuumemitteri antaa äänimerkin mittauksien loppumiseesta!
- Huolehdii siitä, että lapsen ei vältä käytetä ilman valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nötäväksi. Ole tietoinen tukehtumis-vaaran riskistä siinä tapauksessa, että laitteesta muotia toimitetaan kaapeleita ja putkia.
- Tämän laitteen toiminta voi vaarantua, jos sitä käytetään läheillä voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä, kuten matkapuhelimet tai radiolaitteet ja suosittelen vähintään 1 m käytöltästä.
- Tapauksissa, joissa laite on käytössä ennen käyttöä.
- Suojaa laite kirkkaasta valossa.
- Älä käytä kuumemitteriä yli 60 °C:n lämpötilassa. ÄÄLÄ MILLOINKAAN aseta laitetta kiehuvaltaan veteen!
- Käytä ainoastaan osiossa «Puhdistus ja desinfiointi» mainitulla puhtaudistusaineella tuottama puhdistusaine.
- Suositteleme tuottoon tarkkuuden testaamista joka toinen vuosi tai mekaanisen irtisanomisen jälkeen (esim. jos laite on päässyt putoomiseen).
- Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävitää paikallisten, voimassaolevien määräysten mukaan.

Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävitää paikallisten, voimassaolevien määräysten mukaan.

Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.

Soveltuvuusluokka BF

Kuumemitterin käynnistäminen

Käynnistä kuumemitteri painamalla ON/OFF-painiketta ①; lyhyt äänimerkki merkitsee siitä, että «kuumemitteri on käynnistynyt». Mittari suorittaa näytötestin ja näyttää kaikki parametrit.

Yleisimpiä mittoustuloksia ② ja kuvake «M» näkyvät automatisesti 2 sekunnin ajan.

Ympäröivän lämpötilan ollessa alle 32 °C, «L»-merkki ja viikkuva «C» ilmestyy näytöllä ②. Nyt kuumemitteri on valmis käyttöön.

Toimintatesti

Kuumemitteri tarkistaa oman toimintansa automatisesti jokaisen käynnistysyhteydessä. Jos tähä näyttää esintyneen viru (mittauksen epätarkkuutta), niin näytöön tullee siitä ilmoitus «ERR» eli viru.

Tämän jälkeen kuumemitteri antaa 10 lyhyttä äänimerkkiä, jos lämpötila on korkeampi kuin 37.5 °C, varoituksesta siitä, että potilaalla on kuumetta. Mittauskelloa suun lämpötilaa.

Saadaksesi vertailukelvotilaisuuden mittauksen automatisesti mittaustuloksesta 10 minuuttiin tauko.

Pariston käytökkää voi pidentää sammuttamalla mittari painamalla lyhyesti ON/OFF-painiketta ①. Muussa tapauksessa kuumemitteri sammuttaa automatisesti noin 10 minuutin kuluttua.

Mittaustavat / Normali ruumiilämpö

Mittaustavuus (rektal) / 36.6 - 38.0 °C

Aseta kuumemitteri toiseen kielen alapuolella olevista taskuista, joko kielen juuren vasemmasta tai oikeasta puolestaan. Mittaus tarkkuus ④ täytyy olla asetettu tiivisteillä kuudessä sekunnissa.


Tämän jälkeen tulostetaan saamiseksi suosittelen lämpötilan mittauksesta 10 sekunnin ajan.

Arvioitu mittausaika: 10 sekuntia!

Mittaustavuus (oraalin) / 35.5 - 37.5 °C

Aseta kuumemitteri toiseen kielen alapuolella olevista taskuista, joko kielen juuren vasemmasta tai oikeasta puolestaan. Mittaus tarkkuus ④ täytyy olla asetettu tiivisteillä kuudessä sekunnissa.

Tämän jäl

**Šī termometra apraksts****LV**

- ① Poga ON/OFF (IESLĒGT/IZSLĒGT)
- ② displejs
- ③ Bateriju nodalījuma apvāks
- ④ Mērišanas sensors

Svarīgas drošības instrukcijas

- Instrumentu var izmantot tikai kermēja temperatūras mērišanai!
- Minimālais mērišanas laiks ir jāievēro bez izņēmumiem līdz skanjas signāla izdzīšēšanai!
- Pārliecībēs, ka bērni neizmanto šo ierīci bez uzraudzības! Dažas tās saistības ar pārliecību, kas lāsi varētu norīt. Jāzīpīnās, ja ir iespējams nozīmīgās riski, jo ierīce ir piegādāta kopā ar kabeļiem vai caurēm.
- Šīs ierīces funkcija var tikt traucēta, ja to izmanto tuvi spēcīgiem elektromagnētiskajiem laukiem, piemēram, mobilajiem tālruniem vai radio iestādēm, un mēs rekomēdējam ievērot vismaz 1 m attālumu. Gadījumos, kad uzskaļat, ka no tā nav iespējams izvairīties, lūzu, pirms lietošanas pārbaudiet, vai ierīce darbojas pareizi.
- Instrumentu nemest zem un pasargāt par triecieniem!
- Nenolek ierīmetra uzgalī vairāk kā par 45°!
- Izvairieties no situācijas, kad apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 60 °C. NEKAD nevārēt iestrādājumu!
- Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai pārdošanā pieejamos dezinfekcijas līdzekļus, kas uzsādzīt nodāja «Tīrīšana un dezinficēšana». Instrumentam jābūt nebojātam, ja tās tiek iegremētās šķidrās dezinfekcijas līdzekļi.
- Mēs esākam pārbaudīt šī instrumenta precīzitāti katru otru gadu vai pēc mehāniskās ietekmes (piemēram, nometot to zemē). Lūzu, sazinieties ar Microlife dienestu - par testa veikšanu.

Baterijas un elektronikas iestrādājumi ir jālielkā saskaņā ar vietējo likumdošanu, nevis jāizmēt sadzīves atkritumos.

Pirms šīs ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasīt instrukciju.

Aizsardzības klase: BF**Termometra iestēšanās**

Lai iestēgtu termometru, nospiediet ON/OFF pogu (1); Tss skanjas signāls signalizē, ka «termometrs ir iestēts». Tieki veikts displeja tests. Jāuzrāda viena segmenta.

Pēdējais mēriju noslēgums automātiski parādīsies displejā (2) un 2 sekundes mīros «M» simbols.

Pēc tam pārveids temperatūra, kas ir mazāka nekā 32 °C, «L» un mīgojōs «C» parādās uz displeja (2). Tagad termometrs ir gatavs lietošanai.

Funkcionešanas tests

Termometra pareiza funkcionešanā tiek automātiski pārbaudīta katra reizi, kad termometrs tiek iestēts. Ja tiek atlikta nepareiza darbība (mērišanas neprecīzitāte), tad tiks norādīta ar «ERR» uz displeja, un mērišanai veikt nav iespējams. Sādā gadījumā termometrs ir jāmaiņa.

Termometra lietošana

Izvēlieties veiksmīgā mēriju metodī. Veicot mērišanu, displejā tiek attēlotā pašreizējā temperatūra, un mīros «C», ja skanjs signāls tiek izdzīrdēts 10 reizes, un displeja nemirgo «C», tad temperatūra ir izmērīta.

Pēc tam pārveids temperatūra, kas ir mazāka nekā 32 °C, «L» un mīgojōs «C» parādās uz displeja (2). Tagad termometrs ir gatavs lietošanai.

Mērišanas metodes / Normāla kermēja temperatūra**► Mutē (orālī) / 35,5 - 37,5 °C**

Novejot termometriem vienā no dienīm iedobumiem zem mēles - pa labi vai pa kreisi no mēles saknes. Mērišanas sensoram (4) ir jābūt saskarē ar audiem. Aizveriet muti un vienmērīgi elpojiet caur degunu, lai novērstu ieeplūdu/zelpotu gaisa ietekmi uz mēriju. **Aptuvenais mērišanas ilgums: 10 sek.**

► Anālāja atvērē (taisnāja zarna) / 36,6 - 38,0 °C

Šī ir visuzticamākā mērišanas metode, un jo īpaši ir piemērīta zīdaijumam un maziem bērniem. Uzmanīgi ievādiet termometru mērišanas sensoru (4) 2-3 cm anālāja atvērē.

Aptuvenais mērišanas ilgums: 10 sek.**► Padusē / 34,7 - 37,3 °C**

Iesakām pirms lietošanas ielikt termometru padusē, pēc tam piespiest pogu. Lai saņemtu daudz uzticamākus rezultātus, mēs iemaksām mēriņu mutēt vai taisnājā zarnā.

Tirišana un dezinficēšana

Lai notīrītu termometru korpusu un mērišanas galīnu izmantojot alkoholu (70% izopropilu) samērīgi vates tamponu. Izvairieties slaucīt displejā ar izopropilu, lai pasargātu no izbalzēšanas.

Lūdzu neiegredēt šķidrumos!**Bateriju nomainīšana**

Kad uz displeja parādās «▼» simbols (otrādi apgrieztis trīsstūris), baterija ir nosēdusies un to nepieciešams apmaiņīt. Lai nomainītu bateriju, nonemiet bateriju nodalījuma vāciņu (3) no termometra. Leleciet jaunu bateriju ar + uz augšu. Pārliecībēs, ja jums ir tāda paša veida baterija nomainījumi. Bateriju galima iegūtās jebkurā elektronisko preču veikalā.

Tehniskās specifikācijas

Veids: Prognozējošais maksimālais temperatūras termometrs

Mērišanas diapasons: 32,0 - 42,9 °C

Tem. < 32,0 °C: displejā parādās «L» (low), kas nozīmē zema temp. (pārāk zema).

Tem. > 42,9 °C: displejā parādās «H» (high), kas nozīmē augsta temp. (pārāk augsta).

Mērišanas precīzitāte: ± 0,1 °C starp 34 °C un 42 °C

Darbības nosacījumi: 10 - 40 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums

Uzglabāšanas nosacījumi: -25 - +60 °C; 15-95 % relatīvais maksimālais mitrums

Baterija: 1,5/1,55 V; SR41

Baterijas derīguma termins: apmēram 2700 mēriju (lietojot jaunu bateriju)

IP klasē: IP22

Atsauce uz standartiem: EN 12470-3, medicīniskajiem termometriem; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-11

Paredzētās lietderīgas kalpošanas terminijs: 5 gadi vai 10000 mērījumi

Šī ierīce atbilst direktīvas 93/42/EEC prastībām par medicīnās ierīcēm. Tieki saglabātas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Garantija

Mēs garantējam Jums 2 gadu garantiju pēc legādāšanas datuma. Garantija neatneicās uz jebkādiem zaudējumiem, kas radusies neatbilstošās lietošanas rezultātā. Arī uz baterijām un iepakojumiem garantija neatneicās. Visas pārējās sūdzības par zaudējumiem netiek izskaitītas. Garantijas sūdzības ir jāiesniedz kopā ar pirkuma čeku. Lūdz, iessainojiet bojāto iestrādājumu un nosūtiet to Microlife izplatītājam, sedzot pastā izdevumus.

• Tækki má einringus nota til að mæla líkamshita!

• Þáð parf að báðum hældum lágmarks mælingartíma þangað til síði heyrst.

• Getti þess að bár handfati ekki tækki óann í effritis; sumir hlutar

þess eru bár litlir að hægt er að gleypa þá. Hafa skal í huga hætt að köfnun er ófussað til.

• Virkin þessa tækis getur skerj þegar þáð er notað slægt sterku rafsegulvítlíði t.d. farsínum eda hjartsíkabúnaði og við mælum með að minnsta kosti 1 m af tækifægi. Í tilfellum þar sem bér grunur að þetta er óumfyljanlegt, vinsamlegast samneynni að tækio virki á réttan hátt fyrir notkun.

• Þáð er að tækio verði ekki fyrr hnijaski.

• Forðast að beygja endan meira en 45°!

• Forðast umhverfishta haari en 60 °C. Þáð má EKKI sjóða tækio.

• Notaðu aðeins auglýst söðhreinsiefni sem eru talin upp í kafanum «Brif og söðhreinsun» til að hreinsa tækio. Tækio verður að vera samsett þegar því er dýft í söðhreinsiefni.

• Við mælum með að tækio sé nákvæmisprófá að tveggja ára fresti

ed að þarf hefur orðið fyrr hnijaski (t.d. ef þáð hefur dottið).

Vinsamlegast hafðu samband við umboðsaðila Microlife til að skipuleggi profið.

Farga ber rafhlöðum og rafeindabúnaði í samræmi við gildandi reglur á hverjum stað en ekki með venjulegum heilmisráðum.

Lestu leiðbeiningarnar vandlega áður en þú notar tækio.

Sá hluti sem snertir notanda, BF-ger

Kveikt á hitamælinum

Til að kveikja á hitamælinum, ýttu að ON/OFF takaðinn (1). Stutt þip sýnir «kveikt á hitamælinum». Profún er gerð á skjá. Skjámyndir eru sýndar. Síðasta mæling verður sýnd á skjánum (2) sjálfkrafa í 2 sekundur með «M» merkinu.

Ef umhverfishti er lægri en 32 °C bírtist «L» og blikkandi «C» á skjánum (2). Núna er hitamælinn tilbúinn til notkunar.

Prófun af virkni

Réttu virkni hitamælisins er prófuð sjálfkrafa þegar kveikt er á mælinum. Ef bilun grünist (ónákvænni í mælingu), er þá gefið til kynna með «ERR» á skjánum, þá er ekki hægt að mæla. Ef þetta gerist verður að skipta um hitamæli.

Notkun hitamælisins

Þegar mæling er tekin er nýverandi hiti stóðugt sýndur og «C» merkið blikkar. Ef pipi heyrst 10 sinnum og «C» merkið blikkar ekki lengur, þá hefur lokit hitatig verið aðkvárdar og hægt er að lesa af hitamælinum.

10 stutt hljómerki og rautt bakkjós að LCD-skjánum gefur sjúklingi til skjánum (2). Núna er hitamælinn tilbúinn til notkunar.

Prófun af virkni

Réttu virkni hitamælisins er prófuð sjálfkrafa þegar kveikt er á mælinum. Ef bilun grünist (ónákvænni í mælingu), er þá gefið til kynna með «ERR» á skjánum (2), þá er ekki hægt að mæla. Ef þetta gerist verður að skipta um hitamæli.

Notkun hitamælisins

Þegar mæling er tekin er nýverandi hiti stóðugt sýndur og «C» merkið blikkar. Ef pipi heyrst 10 sinnum og «C» merkið blikkar ekki lengur, þá hefur lokit hitatig verið aðkvárdar og hægt er að lesa af hitamælinum.

10 stutt hljómerki og rautt bakkjós að LCD-skjánum gefur sjúklingi til skjánum (2). Núna er hitamælinn tilbúinn til notkunar.

Aðferð við mælingu / Edillegur líkamshiti

► I munu (munnum) / 35,5 - 37,5 °C

Profúxu tærmetómetrið í óslíkti. Stutt þip sýnir «kveikt á hitamælinum». Profún er gerð á skjá. Skjámyndir eru sýndar. Síðasta mæling verður sýnd á skjánum (2) sjálfkrafa í 2 sekundur með «M» merkinu.

Ef umhverfishti er lægri en 32 °C bírtist «L» og blikkandi «C» á skjánum (2). Núna er hitamælinn tilbúinn til notkunar.

Aðferð við mælingu / Edillegur líkamshiti

► I endabarm (endabarmur) / 35,6 - 38,0 °C

Profúxu tærmetómetrið í óslíkti. Stutt þip sýnir «kveikt á hitamælinum». Settu hitamælinn í annan af veimur vösuum undir tungunni, til vinstrí eða hægri við rót tungunnar. Mælinennin (4) verður að vera í góðri sneringu við nefin. Lokadu munnumin og andauði í gegnum nefið til 10 stutt hljómerki og rautt bakkjós að LCD-skjánum gefur sjúklingi til skjánum (2). Núna er hitamælinn tilbúinn til notkunar.

Ef umhverfishti er lægri en 32 °C bírtist «L» og blikkandi «C» á skjánum (2). Núna er hitamælinn tilbúinn til notkunar.

Aðferð við mælingu / Edillegur líkamshiti

► Undir handarkrika (handarkrika) / 34,7 - 37,3 °C

Til að nákvæmum mælingum mælim að með að mæla í munni endabarm.

► Próf og söðhreinsun

Notaðu spritturniku eða bönnuláklutí vœtan i alcohol (70% Isopropyl) til að hreinsa hitamælinn. Forðast að þurrka skjánum með Isopropyl alcoholu til að vernda hann frá því að dofn.

Vinsamlegast dýfi ekki vökva!

Skipt um rafhlöður

Þegar «▼» merki (þrihyringur á hvöflvi) bírtist að skjánum er rafhlöðan tóm og þá er því að setja í nýja. Til að skipta um rafhlöðu fjarlægðu hlif fyrir rafhlöðuhólf (3) af hitamælinum. Settu nýju rafhlöðumar í með + eft. Passaðu að þér með réttu þér gerð að rafhlöðu. Hægt er að kaup rafhlöðu í rafhlöðubúðum.

Tæknileysing

Tegund: Sjálfvirkur hámarks hitamæli

Mælisvöld: 32,0 - 42,9 °C

Hitt: < 32,0 °C. Skjár «L» af lagur hitt

Hitt: > 42,9 °C. Skjár «H» af hár hitt

Nákvæmni mælingar: ± 0,1 °C milli 34 °C og 42 °C

Aðstæður við notkun: 10 - 40 °C; 15-95 % hámarksrakastig

Aðstæður við geymslu: -25 - +60 °C; 15-95 % hámarksrakastig

Rafhlöður: 1,5/1,55 V; SR41

Rafhlöðu líftími: U.p.b 2700 mælingar (með nýju rafhlöðum)