


## DESCRIPTION DU PRODUIT DESCRIZIONE PRODOTTO



**Leggere attentamente le istruzioni prima di usare questo dispositivo. Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.**

Parte applicata tipo BF  
Partie appliquée du type BF

### IMPORTANTI MISURE PRECAUZIONALI

- Il termometro serve esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea!
- Il tempo di misurazione minimo va sempre rispettato senza eccezioni anche dopo il beep!
- Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza la supervisione di un adulto. Alcune parti sono piccole e potrebbero essere ingerite. Prestare attenzione al rischio di strangolamento in presenza di cavi o tubi.
- La funzionalità di questo dispositivo può essere compromessa se usato vicino a forti campi elettromagnetici, come telefoni cellulari o installazioni radio. Si raccomanda di mantenere una distanza minima di 1 m. Nei casi in cui sia impossibile mantenere la distanza raccomandata, verificare che il dispositivo funzioni correttamente prima dell'uso.
- Proteggere il dispositivo da urti e cadute!
- Evitare di piegare la sonda oltre i 45°!
- Evitare temperature ambientali superiori ai 60 °C: NON IMMERGERE il dispositivo in acqua bollente!
- Usare solo i disinfettanti elencati nella sezione «pulizia e disinfezione» per pulire il termometro. Il termometro deve essere intatto quando lo si immerge nel liquido disinfettante.
- Il produttore raccomanda di verificare la precisione da un laboratorio autorizzato ogni 2 anni.

**IT**

Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni locali e non come i rifiuti domestici.

### ACCENSIONE DEL TERMOMETRO

Per accendere il termometro premere il tasto di accensione e spegnimento; un breve segnale acustico indica che il termometro è acceso. Viene automaticamente eseguito un test del display. Tutti i segmenti vengono visualizzati. Quando la temperatura ambiente è minore di 32 °C comparirà nel display una «--» e in alto a destra una «°C» lampeggiante. Il termometro è ora pronto all'uso.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare il metodo preferito. Quando si effettua una misurazione, la temperatura rilevata viene continuamente visualizzata ed il simbolo «°C» lampeggia. Quando verrà emesso il segnale acustico beep per 10 volte ed il simbolo «°C» smette di lampeggiare significa che l'incremento della temperatura è inferiore a 0.1°C in 8 secondi e che il termometro è pronto per la lettura.

Per prolungare la durata della batteria, spegnere il termometro dopo l'uso premendo brevemente il tasto di accensione e spegnimento. Il termometro, si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.

### REGISTRAZIONE DEI VALORI MISURATI

Se si tiene premuto il tasto di accensione e spegnimento per più di tre secondi quando si accende il termometro comparirà automaticamente sul display la temperatura registrata durante l'ultima misurazione e una piccola «M» indicherà che la lettura è di un dato in memoria. Circa 2 secondi dopo il rilascio del tasto, questo valore scomparirà ed il termometro sarà pronto per la misurazione.

### TIPICI MISURAZIONE / Temperatura corporea normale Orale / 35.5 - 37.5 °C

Introdurre il termometro in una delle due sacche, a sinistra o a destra, accanto alla radice della lingua. Il sensore del termometro deve essere bene in contatto con il tessuto. Chiudere la bocca e respirare solo dal naso per non alterare la misurazione. Tempo di misurazione approssimativo: 20 secondi.

### Rettale / 36.6 - 38.0 °C

È il metodo più sicuro e particolarmente indicato per lattanti e bambini. Introdurre con precauzione la sonda del termometro nell'ano sino a un massimo di 2 - 3 cm.

Tempo di misurazione approssimativo: 10 secondi.

### Ascellare / 34.7 - 37.3 °C

Per un risultato più affidabile effettuare la misurazione della temperatura corporea, orale o rettale. Tempo di misurazione approssimativo: 20 - 90 secondi.

### PULIZIA E DISINFEZIONE

Tipologia: Alcohol isopropilico 70%; immersione max. 24 ore.

### SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Quando appare il simbolo «▼» (triangolo capovolto) sulla destra del display, la batteria è esaurita e deve essere sostituita. Aprire il coperchio del vano batteria e inserire la nuova batteria con la polarità «+» rivolta verso l'alto. Assicurarsi che la nuova batteria sia dello stesso tipo. Buttare via le batterie secondo le disposizioni indicate nelle «Importanti misure precauzionali».

### IMPORTANTES PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'utiliser le thermomètre que pour la mesure des températures corporelles.
- Toujours respecter la durée de mesure minimale en attendant que le signal sonore se déclenche.
- Ne laissez jamais les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. Possible risque d'étouffement dans le cas où l'appareil est fourni avec des câbles ou des tuyaux.
- Le fonctionnement de l'appareil risque d'être altéré dans le cas d'une utilisation proche d'un champ électromagnétique tels que les téléphones mobiles ou des postes de radio ainsi nous recommandons de respecter une distance de 1 mètre. Dans le cas où ces conditions ne peuvent être respectées, merci de vérifier que l'appareil fonctionne correctement avant toute mesure.
- Veiller à ne pas faire tomber le thermomètre et à ne pas le cogner.
- Eviter de plier la sonde à plus de 45°!
- Ne pas exposer le thermomètre à des températures ambiantes supérieures à 60 °C. Ne JAMAIS faire bouillir l'instrument!
- Pour procéder au nettoyage, n'utiliser que l'un des produits répertoriés dans le paragraphe «Nettoyage et désinfection du thermomètre». Le thermomètre doit être en bon état, (absence de fissures), lorsqu'il est plongé dans un liquide désinfectant.
- Le fabricant recommande de faire contrôler la précision du thermomètre par un laboratoire agréé tous les 2 ans.

**FR**

Les piles et appareils électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

### MISE EN MARCHÉ DU THERMOMETRE

Pour activer le thermomètre, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Un bref signal sonore (bip) indique que le thermomètre est en marche. Un test d'affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran. Pour une température ambiante inférieure à 32 °C, «--» s'affiche et un «°C» se met à clignoter dans le coin supérieur droit de l'écran. Le thermomètre est prêt à l'emploi.

### UTILISATION DU THERMOMETRE

Choisir la méthode de mesure. Pendant une mesure, la température en cours est affichée en permanence et le symbole «°C» clignote. Si le bip retentit 10 fois et si le «°C» ne clignote plus, l'augmentation de température est inférieure à 0.1 °C en 8 secondes. La mesure peut alors être lue.

Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton marche/arrêt. Certes, le thermomètre s'arrête automatiquement, mais après environ 10 minutes.

### ENREGISTREMENT DE LA DERNIERE MESURE

Pour obtenir le rappel de la dernière température mesurée, maintenir la pression sur l'interrupteur pendant plus de 3 secondes lors de la mise en marche. Simultanément, un petit symbole «M» de mémoire s'affiche à droite de l'écran. Cette valeur disparaît et le thermomètre s'éteint environ deux secondes après que son utilisateur a relâché le bouton.

### METHODES DE MESURE / Température normale corporelle Température buccale (dans la bouche) / 35.5 - 37.5 °C

Placer le thermomètre dans l'une des deux cavités situées à gauche ou à droite du frein de la langue. L'embout thermosensible doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspiré/expiré. Mesure effectuée en 20 secondes environ!

### Température rectale (dans le rectum) / 36.6 - 38.0 °C

Il s'agit de la méthode la plus sûre. Elle convient plus particulièrement aux bébés et aux enfants. Introduire doucement l'embout d'env. 2 - 3 cm dans le rectum.

Mesure effectuée en 10 secondes environ!

### Température axillaire (sous l'aisselle) / 34.7 - 37.3 °C

Pour obtenir des résultats plus fiables, nous vous recommandons de mesurer la température de façon orale ou rectale. Mesure effectuée en 20 - 90 secondes environ!

### NETTOYAGE ET DESINFECTION DU THERMOMETRE

Nom: Alcool isopropyl 70%; immersion: max. 24 heures.

### REMPLACEMENT DE LA PILE

Lorsque le symbole «▼» (triangle inversé) s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran, la pile est usée et doit être changée. Pour effectuer son remplacement, enlever le couvercle du logement de la pile du thermomètre. Remplacer la pile usée par une nouvelle pile du même type en veillant à bien orienter la borne positive (+) vers le haut. Les piles appropriées peuvent être achetées chez tout électricien. Pour jeter les piles usées, se reporter aux «Précautions d'emploi».

	SPECIFICHE TECNICHE	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
<b>Tipo / Type:</b>	Termometro a misurazione massima	Thermomètre à maxima
<b>Range di misurazione / Etendue de mesure:</b>	Da 32.0 °C a 42.9 °C Temperatura inferiore a 32.0 °C: «--» (troppo basso) Temperatura superiore a 42.9 °C: «H» (troppo alto)	de 32.0 °C à 42.9 °C un «--» s'affiche pour les températures inférieures à 32.0 °C un «H» s'affiche pour les températures supérieures à 42.9 °C
<b>Precisione di misurazione / Précision:</b>	± 0.1 °C tra i 34 °C e i 42 °C	± 0.1 °C entre 34 °C et 42 °C
<b>Condizioni di esercizio / Conditions d'utilisation:</b>	10 - 40 °C; 15 - 95 % umidità relativa	10 - 40 °C; 15 - 95 % d'humidité relative maximum
<b>Autotest di funzionamento / Dispositif d'autocontrol:</b>	Test automatico a 37 °C; se viene rilevata una differenza superiore a 0.1 °C, comparirà sul display. «ERR» (errore)	Contrôle interne automatique à la valeur test de 37 °C. Pour tout écart supérieur à 0,1 °C le symbole «ERR» s'affiche
<b>Display / Affichage:</b>	Display a cristalli liquidi (LCD). Unità minima di misurazione 0.1 °C	Écran à cristaux liquides avec 3 chiffres unité d'affichage minimale 0.1 °C
<b>Segnale acustico / Signal sonore:</b>	Segnala che il termometro è pronto all'uso e che l'aumento di temperatura è inferiore a 0.1 °C ogni 8 secondi	Pour indiquer que le thermomètre est prêt à l'emploi ou que l'augmentation de température est inférieure à 0.1 °C en 8 secondes
<b>Memoria / Mémoire:</b>	Visualizza l'ultimo valore misurato	Pour enregistrer la dernière mesure
<b>Condizioni di stoccaggio / Conditions de stockage:</b>	Da -25 °C a +60 °C; 15 - 95 % umidità relativa	-25 °C - +60 °C; 15 - 95 % d'humidité relative maximum
<b>Batteria / Pile:</b>	1.5/1.55 V; SR 41	1.5/1.55 V; SR 41
<b>Durata batterie / Durée de vie des piles:</b>	approssim. 4500 misurazioni (usando una batteria nuova)	env. 4500 mesures (avec une pile neuve)
<b>Classe IP / Classe IP:</b>	IP67	IP67
<b>Riferimento agli standard / Référence aux normes:</b>	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
<b>Aspettativa di vita del prodotto in uso / Espérance de fonctionnement:</b>	2 anni o 4500 misurazioni	2 ans ou 4500 mesures

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC. Con riserva di apportare modifiche tecniche.

### GARANZIA

Offriamo una garanzia a vita dalla data di acquisto. Qualsiasi danno causato da un uso improprio non può essere coperto da garanzia. La batteria e gli imballi sono esclusi dalla garanzia. Altri reclami per danni sono esclusi. Qualsiasi reclamo per danni coperti da garanzia deve essere accompagnato dalla ricevuta di acquisto. Prego imballare bene il termometro difettoso e spedito per posta ordinaria a:

Data di acquisto:


Cet appareil est conforme aux exigences de la directive relative aux appareils médicaux 93/42/EEC. Sous réserve de modifications techniques.

### GARANTIE

Nous vous accordons une garantie à vie à compter de la date d'achat. Aucun dommage occasionné par une mauvaise manipulation n'est couvert par la garantie. La pile et l'emballage sont également exclus de la garantie. Tout autre sinistre exclu. Toujours joindre la preuve d'achat à toute déclaration de sinistre. Veuillez emballer correctement votre thermomètre défectueux et adresser le paquet affranchi au tarif en vigueur à:

Data d'achat:

## GERÄTEBESCHREIBUNG BESCHRIJVING VAN DIT PRODUCT



**Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau lesen.**  
 **Lees alvorens deze deken te gebruiken de instructies aandachtig door.**

**Anwendingstiel des Typs BF**  
 **Geleverd onderdeel type BF**

### SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Thermometer ist ausschliesslich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt!
- Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten!
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen; einige Teile sind so klein, dass sie verschluckt werden könnten. Beachten Sie das Strangulierungsrisiko sollte dieses Gerät mit Kabeln oder Schläuchen ausgestattet sein.
- Die Funktion dieses Gerätes kann durch starke elektromagnetische Felder wie z.B. Mobiltelefone oder Funkanlagen beeinträchtigt werden. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 1 m. Falls Sie den Mindestabstand nicht einhalten können, überprüfen Sie die ordnungsgemässe Funktion des Gerätes bevor Sie es benutzen.
- Schützen Sie das Thermometer vor starken Schlägen und Stössen!
- Vermeiden Sie das Biegen der Messspitze von mehr als 45°!
- Vermeiden Sie Umgebungstemperaturen über 60 °C. Thermometer NIEMALS auskochen!
- Verwenden Sie zum Reinigen ausschliesslich Wasser oder die unter Punkt «Reinigung und Desinfektion» angegebenen Desinfektionsmittel.
- Der Hersteller empfiehlt die Genauigkeit des Thermometers alle 2 Jahre durch ein autorisiertes Labor überprüfen zu lassen.

Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll sondern müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

### INBETRIEBNAHME DES THERMOMETERS

Zum Einschalten drücken Sie die Taste am hinteren Ende; ein kurzer Signalton signalisiert «Thermometer EIN». Gleichzeitig wird eine Anzeige-Kontrolle (alle Segmente der Anzeige erscheinen) sowie ein interner Funktionstest durchgeführt. Alle Segmente sollten angezeigt sein. Abschliessend erscheint bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 32 °C ein «--» sowie ein blinkendes «°C» rechts oben in der Anzeige. Das Thermometer ist jetzt bereit zur Messung.

### BIEDIENUNG

Wählen Sie die bevorzugte Messart. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das «°C»-Zeichen blinkt. Wenn der Signalton 10-mal ertönt und das «°C» nicht mehr blinkt, ist der Temperaturanstieg kleiner als 0,1 °C in 8 Sekunden und somit ist das Thermometer bereit zum Ablesen. Zur Verlängerung der Batterielebensdauer schalten Sie bitte das Gerät nach Gebrauch durch kurzes Drücken der Bedienungstaste aus. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Minuten von selbst aus.

### MESSWERTSPEICHER

Wenn Sie beim Einschalten die Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten, erscheint der bei der letzten Messung automatisch gespeicherte Temperatur-Höchstwert. Gleichzeitig erscheint rechts in der Anzeige ein kleines «M» für Memory. Etwa 2 Sekunden nach Loslassen des Knopfes verschwindet dieser Wert, und das Thermometer ist wieder zur Messung bereit.

### MESSARTEN / Normale Körpertemperatur

**In der Mundhöhle (oral) / 35,5 - 37,5 °C**  
Führen Sie das Thermometer in eine der beiden Wärmetaschen unter der Zunge, links oder rechts an der Zungenwurzel. Der Mess-Sensor muss einen guten Gewebekontakt haben. Schliessen Sie den Mund und atmen Sie ruhig durch die Nase; so wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinflusst. Mindestmesszeit: ca. 20 Sekunden.

**Im After (rektal) / 36,6 - 38,0 °C**  
Dies ist die sicherste Messmethode. Sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Die Thermometerspitze wird vorsichtig 2 - 3 cm weit in den After eingeführt. Mindestmesszeit: ca. 10 Sekunden.

**Unter dem Arm (axillär) / 34,7 - 37,3 °C**  
Microlife empfiehlt Ihnen, die Temperatur oral oder rektal zu messen, um zuverlässigere Messergebnisse zu erhalten. Mindestmesszeit: ca. 20 - 90 Sekunden.

### REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG

Name: Isopropylalkohol 70 %; Eintauchen: max. 24 Stunden.

### BATTERIEWECHSEL

Sobald rechts in der LCD-Anzeige das Symbol «▼» (umgedrehtes Dreieck) erscheint, ist die Batterie leer und ein Batteriewechsel ist fällig. Ziehen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab und legen Sie die neue Batterie mit dem + Zeichen nach oben ein. Für die Batterie-Entsorgung beachten Sie bitte die «Sicherheitshinweise».

	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	TECHNISCHE SPECIFICATIES
<b>Typ / Type:</b>	Maximum-Thermometer	Maximum thermometer
<b>Messbereich / Meetbereik:</b>	32,0 °C bis 42,9 °C Temp. < 32,0 °C: Anzeige «--» für low (zu tief) Temp. > 42,9 °C: Anzeige «H» für high (zu hoch)	32,0 °C tot 42,9 °C Temp. < 32,0 °C: display «--» voor laag (te laag). Temp. > 42,9 °C: display «H» voor hoog (te hoog).
<b>Messgenauigkeit / Meetnauwkeurigheid:</b>	± 0,1 °C zwischen 34 °C und 42 °C	± 0,1 °C tussen 34 °C en 42 °C
<b>Betriebsbed. / Werkingscondities:</b>	10 - 40 °C; 15 - 95 % relative max. Luftfeuchtigkeit	10 - 40 °C; 15 - 95 % maximale relatieve vochtigheid
<b>Selbst-Test / Zelf-test:</b>	Automatische interne Überprüfung auf Testwert 37 °C; bei Abweichung > 0,1 °C wird «ERR» (Fehler) angezeigt	Automatische interne test op een test waarde van 37 °C, als er een afwijking is > 0,1 °C zal er «ERR» worden weergegeven.
<b>Anzeige / Display:</b>	Flüssigkristall-Anzeige (LCD) mit 3 Ziffern; kleinste Anzeige-Einheit 0,1 °C	LCD met 3 cijfers. Kleinste waarde: 0,1 °C
<b>Signalton / Signaal:</b>	Zur Kontrolle der Betriebsbereitschaft und wenn Temperaturanstieg weniger als 0,1 °C / 8 Sek.	Geeft aan dat de thermometer klaar voor gebruik is en ook dat de temperatuur stijging kleiner is dan 0,1 °C per 8 seconden.
<b>Speicher / Geheugen:</b>	Zur autom. Speicherung des letzten Messwertes.	Voor de laatst gemeten waarde.
<b>Aufbewahrungsbedingungen / Bewaarcondities:</b>	-25 °C - +60 °C; 15 - 95 % relative max. Luftfeuchtigkeit	-25 °C tot + 60 °C; 15 - 95 % maximale relatieve vochtigheid
<b>Batterie / Batterij:</b>	1.5 / 1.55 V; SR 41	1.5 / 1.55 V; SR 41
<b>Batterie-Lebensdauer / Levensduur batterij:</b>	ca. 4500 Messungen (mit neuer Batterie)	ongeveer 4500 metingen (met een nieuwe batterij)
<b>IP Klasse / IP Klasse:</b>	IP67	IP67
<b>Verweis auf Normen / Verwijzing naar normen:</b>	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11	EN 12470-3; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
<b>Durchschnittliche Lebensdauer / Verwachte levensduur:</b>	2 Jahre oder 4500 Messungen	2 jaar of 4500 metingen

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie für Medizinische Geräte 93/42/EWG.  
Technische Änderungen vorbehalten.

### GARANTIE

Wir gewähren Ihnen eine lebenslange Garantie ab Kaufdatum. Schäden, die aus unsachgemässer Handhabung entstanden sind, sind von der Garantieleistung ausgeschlossen. Die Batterie ist von der Garantie ebenso ausgeschlossen, wie die Verpackung. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen. Die Garantie muss mit dem Kaufbeleg geltend gemacht werden. Bitte senden Sie das defekte Thermometer gut verpackt und ausreichend frankiert an:

Kaufdatum:

### BELANGRIJKE VEILIGHEIDS INSTRUCTIES

- Deze thermometer mag alleen gebruikt worden voor het meten van lichaamstemperatuur!
- De meettijd tot het geluidssignaal, moet zonder uitzondering minimaal worden aangehouden!
- Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt. Wees alert op het gevaar van verstrengeling, indien het apparaat is voorzien van kabels of slangen.
- De werking van dit apparaat kan worden verstoord, wanneer het gebruikt wordt in de buurt van sterk elektromagnetische velden bijvoorbeeld rondom mobiele telefoons en radio installaties, wij adviseren dan ook een afstand van tenminste 1 meter. In het geval dat het vermijden van sterk magnetische velden niet mogelijk is, verifieer voor ingebruikname eerst of het apparaat goed functioneert.
- Bescherm het instrument tegen schokken en vallen!
- De punt niet meer dan 45° buigen!
- Vermijd omgevingstemperaturen van meer dan 60°C. Kook het instrument NOOIT!
- Gebruik alleen de gangbare reinigingsmiddelen vermeld in het hoofdstuk «Reinigen en desinfecteren» om de thermometer mee schoon te maken. De thermometer moet heel zijn wanneer hij schoongemaakt wordt.
- De fabrikant raad aan om de nauwkeurigheid door een erkend laboratorium elke 2 jaar te laten controleren.

Batterien en elektronische instrumenten moeten volgens de plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huishoudelijke afval.

### AANZETTEN VAN DE THERMOMETER

Om de thermometer aan te zetten drukt u de aan/uit knop; een korte piep geeft aan dat de thermometer ingeschakeld is. Een weergave test wordt uitgevoerd. Alle functiemogelijkheden worden weergegeven. Bij een omgevingstemperatuur van minder dan 32 °C, een «--» en een knipperende «°C» worden in de rechterbovenhoek weergegeven. De thermometer is nu gereed voor gebruik.

### GEBRUIK VAN DE THERMOMETER

Kies de gewenste meetmethode. Tijdens het meten wordt de huidige temperatuur continue weergegeven en het «°C» symbool knippert. Klinkt er 10 keer een piep en het «°C» knippert niet langer, dan betekent dit dat de gemeten variatie in temperatuur minder is dan 0,1 °C in 8 seconden en dat de thermometer nu afgelezen kan worden. Om de batterij te sparen, druk op de knop hem eerder uit te zetten. Anders zal de thermometer automatisch uitschakelen na ongeveer 10 minuten.

### OPSLAAN VAN DE GEMETEN WAARDES

Als u de knop langer dan 3 seconden indrukt wanneer de thermometer aan staat, zal de maximum temperatuur die het laatst is opgeslagen weergegeven worden. Tegelijkertijd zal er een kleine «M» voor geheugen verschijnen in de rechterbovenhoek van het display. Na ongeveer 2 seconden dient u de knop los te laten, deze waarde zal verdwijnen en de thermometer zal klaar zijn voor metingen.

### MEETMETHODEN / Normale lichaamstemperatuur

**In de mond (oraal) / 35,5 - 37,5 °C**  
Plaats de thermometer aan een van de twee kanten onder de tong, aan de linker of rechter kant van de tong. De meetsensor moet goed contact maken met het weefsel. Sluit de mond en adem door de neus, hierdoor voorkomt men dat de meting beïnvloed wordt door het in- en uitademen.  
Meettijd: ongeveer 20 seconden.

**In de anus (rectaal) / 36,6 - 38,0 °C**  
Dit is de meest nauwkeurige methode en is speciaal geschikt voor kinderen. Plaats voorzichtig de punt van de thermometer 2 tot 3 cm. in de anus. Meettijd: ongeveer 10 seconden

**Onder de oksel (axillair) / 34,7 - 37,3 °C**  
Om meer betrouwbare resultaten te verkrijgen raden wij aan om oraal of anaal te meten. Meettijd: ongeveer 20 - 90 seconden.

### REINIGEN EN DESINFECTEREN

Naam: Isopropyl alcohol 70%; onderdompelen: max. 24 uur.

### LEGE BATTERIJ

Wanneer het symbool «▼» (driehoekje) verschijnt in de rechter onderhoek van het display, is de batterij uitgeput en moet vervangen worden. Plaats een nieuwe batterij met de + aan de bovenzijde. Voor het weggooiën verzoeken wij u de «veiligheids instructies» in acht te nemen.

Dit apparaat komt overeen met de normen van het Medical Device Directive 93/42/EEC.  
Technische wijzigingen voorbehouden.

### GARANTIE

Wij bieden u een levenslange garantie vanaf de aankoopdatum. Schade door oneigenlijk gebruik wordt niet door de garantie gedekt. De batterij en de verpakking vallen niet onder de garantie. Alle andere schadeclaims zijn uitgesloten. Een garantieclaim dient samen met het aankoopbewijs te worden ingediend. Gelieve uw defectieve thermometer goed te verpakken en voldoende gefrankeerd te sturen naar:

Aankoopdatum: