

## DESCRIPTION OF THIS PRODUCT DESCRIPTION DU PRODUIT

Measuring sensor: anallergic, no nickel in direct contact with the skin  
Embout thermosensible: anallergique, sans nickel en contact direct avec le corps

Display field  
Ecran d'affichage

Battery compartment cover  
Couvercle du logement de la pile

ON/OFF button  
Interrupteur marche/arrêt



**Read the instructions carefully before using this device.  
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.**



Type BF applied part  
Partie appliquée du type BF

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- The thermometer is suitable exclusively for measurement of the body temperature!
- The minimum measurement time until the signalling tone [beep] must be maintained without exception!
- The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be swallowed by children. Therefore never leave the thermometer unattended to children.
- Protect the thermometer from hitting and striking!
- Avoid bending the tip more than 45°!
- Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the thermometer!
- Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and disinfecting» to clean the thermometer. The thermometer must be intact when immersed in liquid disinfectant.
- The manufacturer recommends verifying the accuracy by an authorised laboratory every 2 years.

**EN**


Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

### TURNING ON THE THERMOMETER

To turn on the thermometer, push the button on the top; a short signalling tone [beep] signals «thermometer ON.» A display test is performed. All segments should be flashing. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, «--» and a flashing «°C» appear at the upper right of the display. The thermometer is now ready for use.

### USING THE THERMOMETER

Choose the preferred method. During a measurement, the current temperature is displayed continuously. The «°C» symbol flashes during this period of time. If the signalling tone sounds [beep-beep-beep 10 times] and the «°C» is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is now less than 0.1 °C in 8 seconds and that the thermometer is ready for reading.

To prolong the life of the battery, turn the thermometer off after use by pressing the operating button briefly. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

### MEASURING METHODS / NORMAL BODY TEMPERATURE

#### In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

#### In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

This is the most reliable measuring method, and is especially appropriate for infants and small children. Carefully insert the tip of the thermometer 2 - 3 cm into the anal aperture.

#### Approx. measuring time: 10 seconds!

#### In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

From a medical viewpoint, this method will always provide inaccurate readings, and should not be used if precise measurements are required.

Approx. measuring time: 20 - 90 seconds after beep tone (depending on ambient temperature).

### STORAGE OF MEASURED VALUES

If you hold the button down for more than 3 seconds when turning the thermometer on, the maximum temperature stored automatically at the last measurement will be displayed. At the same time, a small «M» for memory will appear at the right of the display. About 2 seconds after release the button, this value will disappear and the thermometer is ready for measurement.

### CLEANING AND DISINFECTING

Name: Isopropyl alcohol 70%; immerse: max. 24 hours.

### BATTERY REPLACEMENT

When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears in the lower right of the display, the battery is exhausted and needs replacing. For the battery replacement please remove the compartment lid of the thermometer. Replace the exhausted battery by positioning the + at the top. Make sure a battery of the same type is on hand. Batteries can be purchased at any electrical goods shops. For battery disposal please refer to «Safety instructions».

### IMPORTANTES PRECAUTIONS D'EMPLOI

- N'utiliser le thermomètre que pour la mesure des températures corporelles.
- Toujours respecter la durée de mesure minimale en attendant que le signal sonore se déclenche.
- Le thermomètre contient de petites pièces (pile, etc.) qui peuvent être avalées par les enfants. Aussi, n jamais laisser le thermomètre aux enfants sans surveillance.
- Veiller à ne pas faire tomber le thermomètre et à ne pas le cogner.
- Éviter de plier la sonde à plus de 45°!
- Ne pas exposer le thermomètre à des températures ambiantes supérieures à 60 °C. **N jamais** le mettre à bouillir!
- Pour procéder au nettoyage, n'utiliser que l'un des produits répertoriés dans le paragraphe «Nettoyage et désinfection du thermomètre». Le thermomètre doit être en bon état. (absence de fissures), lorsqu'il est plongé dans un liquide désinfectant.
- Le fabricant recommande de faire contrôler la précision du thermomètre par un laboratoire agréé tous les 2 ans.

**FR**


Les piles et instruments électroniques doivent être éliminés en conformité avec les prescriptions locales, séparément des ordures ménagères.

### MISE EN MARCHÉ DU THERMOMÈTRE

Pour activer le thermomètre, appuyez sur le bouton dessus. Un bref signal sonore (bip) indique que le «thermomètre est en marche». Un test d'affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran. Pour une température ambiante inférieure à 32 °C, «--» s'affiche et un «°C» se met à clignoter dans le coin supérieur droit de l'écran. Le thermomètre est alors prêt à l'emploi.

### UTILISATION DU THERMOMÈTRE

Choisir la méthode de mesure. Pendant la mesure, la température en cours est affichée en permanence. Le symbole «°C» clignote pendant ce temps. Si le signal sonore (10 bips consécutifs) se déclenche et si le symbole «°C» ne clignote plus, cela indique que l'augmentation de la température est désormais inférieure à 0,1 °C en 8 secondes, la mesure peut alors être lue sur l'écran.

Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre après utilisation en appuyant brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt. Certes, le thermomètre s'arrête aussi automatiquement, mais après environ 10 minutes.

### MÉTHODES DE MESURE / TEMPÉRATURE NORMALE CORPORELLE

#### Température buccale (dans la bouche) / 35.5 - 37.5 °C

Placer le thermomètre dans l'une des deux cavités situées à gauche ou à droite du frein de la langue. L'embout thermosensible doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspiré.

#### Température rectale (dans le rectum) / 36.6 - 38.0 °C

Il s'agit de la méthode la plus sûre. Elle convient plus particulièrement aux bébés et aux enfants. Introduire doucement l'embout d'environ 2 - 3 cm dans le rectum.

#### Température axillaire (sous l'aisselle) / 34.7 - 37.3 °C

D'un point de vue purement médical, cette méthode n'est pas fiable et ne doit pas être utilisée si des mesures précises sont attendues.

Mesure effectuée en 20 - 90 secondes après le bip sonore (en fonction de la température ambiante).

### ENREGISTREMENT DE LA DERNIÈRE MESURE

Pour obtenir le rappel de la dernière température mesurée, maintenir la pression sur l'interrupteur pendant plus de 3 secondes lors de la mise en marche. Simultanément, le petit symbole «M» de mémoire s'affiche à droite de l'écran. Cette valeur disparaît environ 2 secondes après que son utilisateur a relâché le bouton et le thermomètre est prêt à mesurer.

### NETTOYAGE ET DÉSINFECTIION DU THERMOMÈTRE

Nom: Isopropyl alcohol 70%; Immersion: max. 24 heures.

### REMPLACEMENT DE LA PILE

Lorsque le symbole «▼» (triangle inversé) s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran, la pile est usée et doit être changée. Pour effectuer son remplacement, enlever le couvercle du logement de la pile du thermomètre. Remplacer la pile usée par une nouvelle pile du même type en veillant à bien orienter la borne positive (+) vers le haut. Les piles appropriées peuvent être achetées chez tout électricien. Pour jeter les piles usées, se reporter aux «Précautions d'emploi».

	TECHNICAL SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
<b>Type / Type:</b>	Maximum thermometer	Thermomètre à maxima
<b>Measurement range / Etendue de mesure:</b>	32.0 °C to 42.9 °C Temp. < 32.0 °C: display «--» for low (too low) Temp. > 42.9 °C: display «H» for high (too high)	De 32,0 °C à 42,9 °C «--» s'affiche pour les températures inférieures à 32,0 °C «H» s'affiche pour les températures supérieures à 42,9 °C
<b>Measurement accuracy / Précision:</b>	± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C	± 0.1 °C entre 34 °C et 42 °C
<b>Operating temperature / Température de fonctionnement:</b>	10 - 40 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity	10 - 40 °C; 15 - 95% d'humidité relative maximum
<b>Self-test / Dispositif d'autocontrôle:</b>	Automatic internal check at a test value of 37.0 °C; if there is a deviation of > 0.1 °C, «ERR» (error) is displayed.	Contrôle interne automatique à la valeur test de 37 °C Pour tout écart supérieur à 0,1 °C le symbole «ERR» (erreur) s'affiche
<b>Display / Affichage:</b>	Liquid crystal display (LCD) with 3 digits; Smallest unit of display: 0.1 °C	Écran à cristaux liquides avec 3 chiffres unité d'affichage minimale 0,1 °C
<b>Signal tone / Signal sonore:</b>	For signalling that the thermometer is ready to use and that the temperature increase is less than 0.1 °C / 8 seconds.	Pour indiquer que le thermomètre est prêt à l'emploi ou que l'augmentation de température est inférieure à 0,1 °C en 8 secondes
<b>Memory / Mémoire:</b>	For storing the last measured value.	Pour enregistrer la dernière mesure.
<b>Storage temperature / Température de stockage:</b>	-25 - +60 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity	-25 - +60 °C; 15 - 95% d'humidité relative maximum
<b>Battery / Pile:</b>	1.5 / 1.55 V; LR41	1,5 / 1,55 V; LR41
<b>Reference to standards / Référence aux normes:</b>	EN 12470-3, clinical thermometers; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3, thermomètres médicaux; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC. Technical alterations reserved.

### GUARANTEE

We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any damage caused by improper handling shall not be covered by the guarantee. The battery and packaging are also excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must be submitted with the purchase receipt. Please pack your defective thermometer well and send with sufficient postage to:

Date of purchase:


Cet appareil est conforme aux exigences de la directive relative aux appareils médicaux 93/42/EEC. Sous réserve de modifications techniques.

### GARANTIE

Nous vous accordons une garantie à vie à compter de la date d'achat. Aucun dommage occasionné par une mauvaise manipulation n'est couvert par la garantie. La pile et l'emballage sont également exclus de la garantie. Tout autre sinistre exclu. Toujours joindre la preuve d'achat à toute déclaration de sinistre. Veuillez emballer correctement votre thermomètre défectueux et adresser le paquet affranchi au tarif en vigueur à:

Date d'achat:

## DESCRIZIONE PRODOTTO GERÄTEBESCHREIBUNG



Sensore: anallergico, senza nichel a contatto con la pelle  
Mess-Sensor: antiallergen, kein Nickel in direktem Kontakt mit der Haut

Display  
Anzeige-Sichtfeld

Coperchio vano batteria  
Batterie-Abdeckung

Tasto ON/ OFF (accesso/spento)  
Ein-/Aus-Taste



**Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo termometro.  
Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau studieren.**



Parte applicata tipo BF  
Anwendungsteil des Typs BF

### ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Il termometro serve esclusivamente per la misurazione della temperatura corporea!
- Il termometro termina correttamente la misurazione della temperatura corporea solo dopo il segnale acustico!
- Il termometro contiene piccoli componenti (batterie, ecc.) che possono essere ingeriti da bambini. Non lasciare mai il termometro alla portata dei bambini!
- Proteggere il termometro da urti e cadute!
- Non piegare la sonda a più di 45°!
- Evitare le temperature ambientali superiori ai 60 °C; non bollire MAI il termometro!
- Usare solo i disinfettanti elencati nella sezione «pulizia e disinfezione» per detergere il termometro.
- Il produttore raccomanda di far verificare l'accuratezza del termometro da un laboratorio autorizzato ogni 2 anni.

**IT**

Le batterie e gli strumenti elettrici devono essere smaltiti in conformità alle normative locali: non smaltire come rifiuto domestico.

### ACCENSIONE DEL TERMOMETRO

Per accendere il termometro premere il tasto ON/OFF; un breve segnale acustico indica che il termometro è acceso. Viene automaticamente eseguito un test del display. Tutti i segmenti vengono visualizzati. Quando la temperatura ambiente è minore di 32 °C comparirà sul display una «-» (Low - temperatura troppo bassa per essere rilevata) e in alto a destra una «°C» lampeggiante. Il termometro è ora pronto all'uso.

### ISTRUZIONI PER L'USO

Scegliere il tipo di misurazione che si intende utilizzare. Durante la misurazione, la temperatura viene visualizzata sul display in modo continuo e il simbolo «°C» lampeggia. Quando l'incremento della temperatura è inferiore a 0,1 °C ogni 8 secondi il segnalatore acustico (beep-beep-beep per 10 volte) avviserà che la misurazione della temperatura è terminata, il simbolo «°C» cesserà di lampeggiare ed il termometro sarà pronto per la lettura della temperatura corporea. Per prolungare la durata della batteria, spegnere il termometro dopo l'uso premendo brevemente il tasto ON/OFF. In caso contrario il termometro, si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.

### TIPI DI MISURAZIONE / TEMPERATURA CORPOREA NORMALE

#### Orale / 35,5 - 37,5 °C

Introdurre il termometro in una delle due sacche, a sinistra o a destra, accanto alla radice della lingua. Il sensore del termometro deve essere bene in contatto con il tessuto. Chiudere la bocca e respirare solo dal naso per non alterare la misurazione. Tempo di misurazione approssimativo: 20 secondi.

#### Rettale / 36,6 - 38,0 °C

È il metodo più sicuro e particolarmente indicato per lattanti e bambini. Introdurre con precauzione la sonda del termometro nell'ano sino a un massimo di 2 - 3 cm. Tempo di misurazione approssimativo: 10 secondi!

#### Ascellare / 34,7 - 37,3 °C

Dal punto di vista del modo questo metodo di misurazione fornisce risultati inaffidabili. Pertanto ne sconsigliamo l'uso qualora occorrono risultati precisi. Tempo di misurazione approssimativo: 20 - 90 secondi dopo il segnale acustico (a seconda della temperatura ambientale).

### REGISTRAZIONE DEI VALORI MISURATI

Se si tiene premuto il tasto ON/OFF per più di tre secondi quando si accende il termometro comparirà automaticamente sul display la temperatura registrata durante l'ultima misurazione. Una piccola «M» indicherà che la lettura è quella di un dato memorizzato. Circa 2 secondi dopo il rilascio del pulsante, questo valore scomparirà ed il termometro sarà pronto per la misurazione.

### PULIZIA E DISINFEZIONE

Nome: Alcolol Isopropilico 70%; immergere per non più di 24 ore.

### SOSTITUZIONE BATTERIE

Quando il simbolo «▼» compare in basso a destra del display, la batteria è esaurita e deve essere sostituita. Aprire il coperchio del vano batteria e inserire la nuova batteria con la polarità «+» rivolta verso l'alto. Assicurarsi che la nuova batteria sia dello stesso tipo. La batteria può essere acquistata in qualsiasi negozio di materiale elettrico. Per lo smaltimento della batteria fare riferimento alle istruzioni importanti per la sicurezza».

### SICUREZZASHINWEISE

- Dieses Thermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körpertemperatur bestimmt!
- Die Mindestmessdauer bis zum Signalton ist ausnahmslos einzuhalten!
- Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, usw.) die von Kindern verschluckt werden könnten. Gerät daher nicht unbeaufsichtigt Kindern überlassen!
- Schützen Sie das Thermometer vor starken Schlägen und Stößen!
- Vermeiden Sie das Biegen der Messspitze um mehr als 45°!
- Vermeiden Sie Umgebungstemperaturen über 60 °C. Thermometer NIEMALS auskochen!
- Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich Wasser oder die unter Punkt «Reinigung und Desinfektion» angegebenen Desinfektionsmittel.
- Der Hersteller empfiehlt, die Genauigkeit des Thermometers alle 2 Jahre durch ein autorisiertes Labor überprüfen zu lassen.

**DE**

Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll sondern müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

### INBETRIEBNAHME DES THERMOMETERS

Zum Einschalten drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am hinteren Ende; ein kurzer Signalton signalisiert «Thermometer EIN». Gleichzeitig wird ein sog. LCD-Test (Kontrolle, ob alle Segmente der Anzeige erscheinen) sowie ein interner Funktionstest durchgeführt. Alle Segmente sollten angezeigt sein. Anschliessend erscheint bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 32 °C «-» sowie ein blinkendes «°C» rechts oben in der Anzeige. Das Thermometer ist jetzt bereit zur Messung.

### BEDIENUNG

Wählen Sie die bevorzugte Messmethode. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt. Das «°C»-Zeichen blinkt während dieser Zeit ständig. Wenn ein Signalton ertönt und das «°C» nicht mehr blinkt, bedeutet dies, dass der Temperaturanstieg jetzt kleiner als 0,1 °C in 8 Sekunden ist und das Thermometer bereit zum Ablesen ist. Zur Verlängerung der Batterielebensdauer schalten Sie bitte das Gerät nach Gebrauch durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste aus. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Minuten von selbst aus.

### MESSARTEN / NORMALE KÖRPERTEMPERATUR

#### In der Mundhöhle (oral) / 35,5 - 37,5 °C

Führen Sie das Thermometer in eine der beiden Wärmetaschen unter der Zunge, links oder rechts an der Zungenwurzel. Der Mess-Sensor muss einen guten Gewebekontakt haben. Schliessen Sie den Mund und atmen Sie ruhig durch die Nase; so wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinflusst. Mindestmesszeit: 20 Sekunden.

#### Im After (rektal) / 36,6 - 38,0 °C

Dies ist die sicherste Messmethode. Sie eignet sich besonders für Säuglinge und Kleinkinder. Die Thermometerspitze wird vorsichtig 2 - 3 cm weit in den After eingeführt. Mindestmesszeit: 10 Sekunden!

#### Unter dem Arm (axillar) / 34,7 - 37,3 °C

Diese Messart ergibt aus medizinischer Sicht immer ungenauere Werte. Sie ist deshalb zur Durchführung von genauen Messungen ungeeignet. Mindestmesszeit: 20 - 90 Sekunden nach Ploetjen (je nach Umgebungstemperatur).

### MESSWERTSPEICHER

Wenn Sie beim Einschalten die Ein-/Aus-Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten, erscheint der bei der letzten Messung automatisch gespeicherte Temperatur-Höchstwert. Gleichzeitig erscheint rechts in der Anzeige ein kleines «M» für Memory. Etwa 2 Sekunden nach Lösen des Knopfes erlischt dieser Wert, und das Thermometer ist wieder zur Messung bereit.

### REINIGUNG UND DESINFEKTION

Name: Isopropyl alcohol 70%; Eintauchen: max. 24 Stunden.

### BATTERIEWECHSEL

Sobald rechts in der LCD-Anzeige das Symbol «▼» erscheint, ist die Batterie erschöpft und ein Batteriewechsel ist fällig. Dazu ziehen Sie die Abdeckung des Batterie-fachs ab und ersetzen die erschöpfte Batterie mit dem «+» Zeichen nach oben. Achten Sie darauf, dass der gleiche Batterietyp verwendet wird. Batterien erhalten Sie in jedem Elektrofachgeschäft. Für die Entsorgung beachten Sie bitte den Hinweis unter «Sicherheits-hinweise».

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
<b>Typo / Typ:</b>	Termometro a massima	Maximum-Thermometer
<b>Gamma di misurazione / Messbereich:</b>	da 32,0 °C a 42,9 °C. Temp. < 32,0 °C: viene visualizzata «-» troppo bassa. Temp. > 42,9 °C: viene visualizzata «H» troppo alta.	32,0 °C bis 42,9 °C Temp. < 32,0 °C: Anzeige «-» low (zu tief) Temp. > 42,9 °C: Anzeige «H» für high (zu hoch)
<b>Precisione di misurazione / Messgenauigkeit:</b>	± 0,1 °C tra i 34 °C e i 42 °C	± 0,1 °C zwischen 34 °C und 42 °C
<b>Temperatura d'esercizio / Betriebstemperatur:</b>	da 10 - 40 °C; da 15 - 95% di umidità relativa massima	10 - 40 °C; 15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit
<b>Auto-test / Selbst-Test:</b>	Test interno automatico a 37 °C; se viene rilevata una differenza superiore a 0,1 °C, comparirà «ERR» (errore) sul display.	Automatische interne Überprüfung auf Testwert 37,0 °C; bei Abweichung > 0,1 °C wird «ERR» (Fehler) angezeigt
<b>Display / Anzeige:</b>	Display con 3 segmenti digitali. Unità minima di misurazione 0,1 °C.	Flüssigkristall-Anzeige (LCD) mit 3 Ziffern: kleinste Anzeige-Einheit 0,1 °C
<b>Segnale acustico / Signalton:</b>	Segnala che il termometro è pronto all'uso e che l'aumento di temperatura è inferiore a 0,1 °C ogni 8 secondi.	Zur Kontrolle der Betriebsbereitschaft und wenn der Temperaturanstieg weniger als 0,1 °C / 8 Sekunden.
<b>Memoria / Speicher:</b>	Memorizza l'ultimo valore misurato.	Zur automatischen Speicherung des letzten Messwertes.
<b>Temperatura d'immagazzinaggio / Lagertemperatur:</b>	da -25 - +60 °C; da 15 - 95% di umidità relativa massima	-25 - +60 °C; 15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit
<b>Batteria / Batterie:</b>	1,5 / 1,55 V; LR41	1,5 / 1,55 V; LR41
<b>Standard di riferimento / Verweis auf Normen:</b>	EN 12470-3, termometri clinici; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)	EN 12470-3, klinische Thermometer; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Lo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva 93/42/CEE.

Microlife si riserva la facoltà di realizzare modifiche tecniche.

### GARANZIA

Il termometro è garantito a vita dalla data d'acquisto. Qualsiasi danno causato da uso improprio non è coperto da garanzia. La batteria e i materiali di confezionamento sono escluse dalla garanzia. La richiesta di riparazione o sostituzione in garanzia devono essere effettuata allegando lo scontrino fiscale. Per ulteriori domande o informazioni chiedere al farmacista, al rivenditore di fiducia o contattare il servizio Customer Service Microlife:

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie für Medizinische Geräte 93/42/EWG. Technische Änderungen vorbehalten.

### GARANTIE

Wir gewähren Ihnen eine lebenslange Garantie ab Kaufdatum. Schäden, die aus unsachgemäßer Behandlung entstanden sind, werden von der Garantieleistung nicht erfasst. Die Batterie ist von der Garantie ebenso ausgeschlossen, wie die Verpackung. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen. Die Garantie muss mit dem Kaufbeleg geltend gemacht werden. Bitte senden Sie das defekte Thermometer gut verpackt und ausreichend frankiert an:  
Kaufdatum: