

**Description of this Thermometer**

EN

The thermometer is not intended for professional use.

Battery Replacement

When the **▼** symbol (upside-down triangle) appears in the display, the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove the battery compartment cover (3) from the thermometer. Insert the new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Important Safety Instructions

•

Follow instructions for use. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.

•

This device is only to be used for measuring human body temperature through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take temperatures at other sites, such as in the ear, as it may result in false readings and may lead to injury.

•

Do not use this device if you think it is damaged or notice anything unusual.

•

We recommend cleaning this device according to the cleaning instructions before first use for personal hygiene.

•

The minimum measurement time until the beep is heard must be maintained without exception!

•

Consider that different measurement locations may require continued measuring even after the beep, see section «Measuring methods / Normal body temperature».

•

Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.

•

Ensure that children do not use this device unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. Be aware of the risk of strangulation in case this device is supplied with cables or tubes.

•

Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance of 3.3 m from such devices when using this device.

•

Protect the device from impact and dropping!

•

Avoid bending the thermometer probe more than 45°!

•

Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!

•

Use only the commercial disinfectants listed in the section «Cleaning and Disinfecting» to clean the device to avoid damage to the device.

•

We recommend this device is tested for accuracy every two years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your local Microlife-Service to arrange the test.

⚠ **WARNING:** The measurement result given by this device is not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.

Battery and electronic devices must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.

Read the instructions carefully before using this device.

Type BF applied part

Turning on the Thermometer

To turn on the thermometer, press the ON/OFF button (1); a short beep signals «thermometer On». A display test is performed. All segments should be displayed.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an **→→** and a flashing **°C** appear at the display field (2). The thermometer is now ready for use.**Function Test**

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the ThermometerChoose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the **°C** symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the **°C** is no longer flashing, this means that the measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 8 seconds.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button (1). Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.

Storage of Measured ValuesIf the ON/OFF button (1) is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same time, a **M** for memory will appear on the display. About 3 seconds after the button is released, the temperature value disappears and the thermometer will automatically turn off.**Measuring methods / Normal body temperature**

In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C

Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor (4) under the arm into the center of the armpit so the tip is touching the skin and position the patient's arm next to the patient's body. This ensures that the room air does not affect the reading. Because the axillary takes more time to reach its stable temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes before starting a reading.

Position the thermometer in one of the two pockets under the tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring sensor (4) must be in good contact with the tissue. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air.

If this is not possible due to blocked airways, another method for measuring should be used.

Approx. measuring time: 20 seconds!

In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Carefully insert the measuring sensor (4) of the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.

The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended. If you are unsure of this measurement method, you should consult a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 10 seconds!**Cleaning and Disinfecting**

For disinfection in home use environment, use a 70% Isopropyl alcohol swab, or a cotton tissue moistened with 70% Isopropyl alcohol to wipe surface pollutants off the thermometer probe (note: consider the application and safety instruction of the disinfectant manufacturer). Always start wiping from the end of the thermometer probe (approx. at the middle of the thermometer) towards the thermometer tip. Afterwards the entire thermometer probe (see number (5) in the drawing) should be immersed in 70% Isopropyl alcohol for at least 5 minutes (max. 24 hours). After immersion, let the disinfectant dry off for 1 minute before next use. Avoid immersing or wiping the display to protect it from fading.

Tiltipligtsklass BF

Starta termometern

Tryck på PA/AV-knappen (1) för att starta termometern, ett kort plijpudljuder «termometer PA». Ett test utförs på bildskärmen. Alla segment ska visas.

Vid en omgivningstemperatur under 32 °C visas ett **→→** och ett blinkande **°C** på bildskärmen (2). Termometern är nu klar att användas.**Funktions-test**

Termometern funktionskontrolleras automatiskt varje gång den startas. Om ett fel uppkommer (mätfel) visas detta med «ERR» på bildskärmen och mätning kan inte utföras. Termometern kan i detta fall inte användas och måste ersättas.

Användning av termometernVälj föredragnat mätmetod. När man gör en mätning, visas aktuell temperatur kontinuerligt på displayen och **°C** symbolen blinkar. När**microlife®**

ett pip hörs under 10 sekunder och «**°C**» blinkar ej längre, detta innebär att ökningen i temperatur är mindre än 0,1 °C under 8 sekunder.

Stäng av termometern genom att trycka PÅ/AV-knappen (1) en kort stund för att spara på batteriet. I annat fall stänger termometern av sig automatiskt efter 10 minuter.

Spara uppmyttad värdenHåll på PÅ/AV-knappen (1) i mer än 3 sekunder när termometern startas. Då visas den senast mätta temperaturs högsta värde som sparats automatiskt på bildskärmen. Samtidigt visas ett «**M**» för minne på bildskärmen. Temperaturvärdet försvinner ca. 3 sekunder efter att knappen släppts och termometern stängs av automatiskt.**Mätmetoder / Normal kroppstemperatur**

I armpalten (axill) / 34.7 - 37.3 °C

Torka underarmen med en torrt handduk (trasa). Placerä mätsensur (4) under armen i centrum av armlådan så att spetsen berör skinnet och placera patientens arm närmast kroppen. Detta gör att roms luften ej påverkar mätningen.

Då mätning i armpalten tar längre tid för att nå en stabil temperatur, vänta åtminstone 5 minuter, utan hänsyn till pip-ljudet.

I munnen (oral) / 35.5 - 37.5 °C

Drick eller åt inget varmt eller kalat 10 minuter före mätningen. Munnen skall hållas stängd 2 minuter före start av mätningen.

Placerä mätmetern i en i fickorna under tungan, till vänster eller höger om tungtornet. Mätsensur (4) skall ligga mot vänvänden. Stäng munnen och andas lugnt genomsnitts så att inte mätningen påverkas av in-utandningslunden.

Om detta ej är möjligt beredende på blockerade luftvägar, välj en annan metod för mätning.

Mättid cirka 20 sekunder!

I anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C

Placerä mätsensur (4) försiktigt ca. 2 till 3 cm in i anus.

Användning av plast hölje eller användning av en salva rekommenderas.

Om du är osäker på denna mätt-metod, så skall du konsultera en professionell avhandvare för råd/träning.

Mättid cirka 10 sekunder!**Rengöring och desinficering**

I armpalten (axill) / 34.7 - 37.3 °C

Placerä mätsensur (4) försiktigt ca. 2 till 3 cm in i anus.

Användning av plast hölje eller användning av en salva rekommenderas.

Garanti

Detta är en garanti för 2 år från köpsdatoen. Denne garantiperiode till Mikrolife efter vores skøn reparere eller udskiftet defekt produkt gratis.

Åbning eller ændring af apparatet annullerer garantien.

Følgende dele er ikke omfattet af garantien:

• Transportpostkostninger og risici ved transport.

• Skader forårsaget af forkert anvendelse eller manglende overholdeels af brugsanvisningen.

• Skader forårsaget af uheld eller forkert brug.

• Emballage / opbevaringsmateriale og brugsanvisning.

• Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse (kalibrering).

• Tilbehør og tilslutteledder: Batterier.

Hvis garantiservice er nødvendigt, kontakt forhandleren hvor du har købt produktet eller din lokale Microlife service. Du kan kontakte din lokale Microlife service via websiden:

www.microlife.com/support

Kompenstation er begrænset til værdien af produktet. Garantien ydes, hvis det komplette produkt returneres med den originale faktura.

Reparation eller udskifting inden for garantiperioden forlænger ikke garantiperioden. Forbrugernes retlige krav og rettigheder er det ikke.

Beskrivelse af dette termometer

PÅ/AV-tast

Display

Batteriorrents deskels

Målesensor / målespids

Rengörings- og desinficeringsområde (bare termometer)

GarantiDette apparat er dækket af en **2 års garanti** fra købsdatoen. Denne garantiperiode til Mikrolife efter vores skøn reparere eller udskiftet defekt produkt gratis.

Åbning eller ændring af apparatet annullerer garantien.

Følgende dele er ikke omfattet af garantien:

• Transportpostkostninger og risici ved transport.

• Skader forårsaget af forkert anvendelse eller manglende overholdeels af brugsanvisningen.

• Skader forårsaget af uheld eller forkert brug.

• Emballage / opbevaringsmateriale og brugsanvisning.

• Regelmæssig kontrol og vedligeholdelse (kalibrering).

• Tilbehør og tilslutteledder: Batterier.

Hvis garantiservice er nødvendigt, kontakt forhandleren hvor du har købt produktet eller din lokale Microlife service ved at ringe til deres tekniske support:

www.microlife.com/support

Kompenstation er begrænset til værdien af produktet. Garantien ydes, hvis det komplette produkt returneres med den originale faktura.

Reparation eller udskifting inden for garantiperioden forlænger ikke garantiperioden. Forbrugernes retlige krav og rettigheder er ikke.

Beskrivelse af dette termometer

PÅ/AV-tast

Display

Batteriorrents deskels

Målesensor / målespids

Rengörings- og desinficeringsområde (bare termometer)

GarantiDette apparat er dækket af en **2 års garanti** regnet fra købsdatoen.

Microlife vil reparere eller erstatte defekt produkt gratis i løbet af garantiperioden.

Åbning eller endring af enheden ugyldiggjør garantien.

Følgende elementer er ekskluderet fra garantien:

• transportkostnader og risikoansvar under transport.

• Skader forårsaket af fejl bruk eller manglende overholdelse av brugsanvisningen.

• Skader forårsaket af batterilekkasjer.

• Skader forårsaket af ulykker eller misbruk.

• Pakkning/fragtsmateriale og brugsanvisning.

• Tilbehør og tilslutteledder: batteri.

Hvis det skulle være behov for garantiperioden, kontakt forhandleren hvor du kjøpte produktet eller den lokale Microlife-serviceavdelingen. Du kan

