

SINGLE HEAD STETHOSCOPE ST-71

Features

- Comfortable fit
- High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Eartips with soft cone-shaped bell

Used for listening to various sounds of the heart, lung and organs in human body. Consists of lightweight aluminum chestpiece, adjustable chrome-plated brass binaural, durable one-piece molded PVC «Y» tubing and eartips with black soft cone-shaped bell.

Стетоскоп с односторонней головкой

Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, лёгких и других органов. Составные части: лёгкая алюминиевая головка, съёмные хромированные металлические ушные трубки с наружной пружиной, прочная одинарная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида, чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Внимание!

Изделия зарегистрированы в МЗ РФ за № 2003/377 от 19 марта 2003 г.
Сертификат соответствия ГОСТа стандарта России
Согласно Закону о защите прав потребителей (ст. 2, п. 5) срок службы приборов - не менее 10 лет.

СТЕТОСКОП З ОДНОСТОРОННЬОЮ ГОЛОВКОЮ

Характеристики

- Зручність використання
- Висока якість
- Надійність
- Добрі акустичні характеристики
- Чорні вушні оливи з м'якого матеріалу з воронкою конічної форми

Призначений для прослуховування різних тонів серця, легенів та інших органів. Складові частини: легка алюмінієва головка, знімні хромовані металеві вушні трубки з зовнішньою пружиною, міцна одинарна звукопровідна труба з литого полівинілхлориду, чорні вушні оливи з м'якого матеріалу з воронкою конічної форми.

Вироби зареєстровані в МОЗ України за № 1645/2003 від 14 березня 2008 р.

microlife®



DUAL HEAD STETHOSCOPE ST-72

Features

- Comfortable fit
- High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Bell with non-chilled ring
- Eartips with soft cone-shaped bell
- Opposite directions, featured two functions

Used for listening to various sounds of the heart, lung and organs in human body. Consists of aluminum chest-piece with non-chilled ring and bell which face opposite directions to function each head, adjustable chrome-plated brass binaural, durable one-piece molded PVC «Y» tubing and eartips with black soft cone-shaped bell.

Стетоскоп с двусторонней головкой

Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.
- Двусторонняя многофункциональная головка.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, легких и других органов. Составные части: двусторонняя многофункциональная алюминиевая головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом. Поворачивающаяся хромированная ушная трубка, прочная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида Y-образной формы, черные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Внимание!

Изделия зарегистрированы в МЗ РФ за № 2003/377 от 19 марта 2003 г.
Сертификат соответствия ГОСТа стандарта России
Согласно Закону о защите прав потребителей (ст. 2, п. 5) срок службы приборов - не менее 10 лет.

СТЕТОСКОП З ДВОСТОРОННЬОЮ ГОЛОВКОЮ

Характеристики

- Зручність використання
- Висока якість
- Надійність
- Добрі акустичні характеристики
- Головка з кільцем для запобігання контакту тіла з холодним металом
- Чорні вушні оливи з м'якого матеріалу з воронкою конічної форми
- Двостороння багатofункціональна головка

Призначений для прослуховування різних тонів серця, легенів та інших органів. Складові частини: двостороння багатofункціональна алюмінієва головка з кільцем для запобігання контакту тіла з холодним металом, хромована вушна трубка, що повертається, міцна звукопровідна труба з литого полівинілхлориду Y-подібної форми, чорні вушні оливи з м'якого матеріалу з воронкою конічної форми. Вироби зареєстровані в МОЗ України за № 1645/2003 від 14 березня 2008 р.

microlife®

