

SINGLE HEAD STETHOSCOPE ST-71

Features

- Comfortable fit
- High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Eartips with soft cone-shaped bell

Used for listening to various sounds of the heart, lung and organs in human body. Consists of lightweight aluminum chestpiece, adjustable chrome-plated brass binaural, durable one-piece molded PVC «Y» tubing and eartips with black soft cone-shaped bell.

Стетоскоп с односторонней головкой

Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, лёгких и других органов. Составные части: лёгкая алюминиевая головка, съёмные хромированные металлические ушные трубки с наружной пружиной, прочная одинарная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида, чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Внимание!

Изделия зарегистрированы в МЗ РФ за № 2003/377 от 19 марта 2003 г.

Сертификат соответствия Госстандарта России

Согласно Закону о защите прав потребителей (ст. 2, п. 5) срок службы приборов - не менее 10 лет.

Caratteristiche

- Utilizzo confortevole
- Elevata qualità
- Ideale per l'uso domiciliare
- Buona accuratezza sonora
- Morbide olivette auricolari coniche

Indicato per auscultare i vari toni del cuore, dei polmoni e di altri organi del corpo umano. E' costituito da una testina auscultatoria in alluminio leggero, un archetto biauricolare regolabile di ottone cromato, un tubo a «Y» in PVC realizzato in un unico pezzo e da morbide olivette auricolari coniche.



microlife®



DUAL HEAD STETHOSCOPE ST-72

Features

- Comfortable fit
- High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Bell with non-chilled ring
- Eartips with soft cone-shaped bell
- Opposite directions, featured two functions

Used for listening to various sounds of the heart, lung and organs in human body. Consists of aluminum chest-piece with non-chilled ring and bell which face opposite directions and feature two functions. Turning the convertible axis to function each head, adjustable chrome-plated brass binaural, durable one-piece molded PVC «Y» tubing and eartips with black soft cone-shaped bell.

Стетоскоп с двусторонней головкой

Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.
- Двусторонняя многофункциональная головка.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, легких и других органов. Составные части: двусторонняя многофункциональная алюминиевая головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом. Поворачивающаяся хромированная ушная трубка, прочная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида Y-образной формы, чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Внимание! Изделия зарегистрированы в МЗ РФ за № 2003/377 от 19 марта 2003 г.

Сертификат соответствия Госстандарта России

Согласно Закону о защите прав потребителей (ст. 2, п. 5) срок службы приборов - не менее 10 лет.

Caratteristiche

- Utilizzo confortevole
- Elevata qualità
- Ideale per l'uso domiciliare
- Buona accuratezza sonora
- Campana con guarnizione antifreddo
- Morbide olivette auricolari coniche
- Testina auscultatoria con doppia funzionalità contrapposta

Indicato per auscultare i vari toni del cuore, dei polmoni e di altri organi del corpo umano. Le due testine contrapposte in alluminio sono dotate di guarnizione antifreddo e permettono l'auscultazione toracica e cardiaca. E' costituito da una testina auscultatoria in alluminio con doppia funzionalità, un archetto biauricolare regolabile di ottone cromato, un tubo a «Y» in PVC realizzato in un unico pezzo e da morbide olivette auricolari coniche.

