

SINGLE HEAD STETHOSCOPE ST-71

Features

- Comfortable fit
- High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Ear tips with soft cone-shaped bell

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Consists of lightweight aluminum chest piece, adjustable chrome plated brass binaural, with durable one-piece molded PVC «Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.

Стетоскоп с односторонней головкой

Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, лёгких и других органов. Составные части: лёгкая алюминиевая головка, съёмные хромированные металлические ушные трубки с наружной пружиной, прочная одинарная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида, чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Caratteristiche

- Utilizzo confortevole
- Elevata qualità
- Ideale per l'utilizzo domiciliare
- Buona accuratezza sonora
- Morbide olivette auricolari coniche

Indicato per auscultare i vari toni del cuore, dei polmoni e di altri organi del corpo umano. E' costituito da una testina auscultatoria in alluminio leggero, un archetto biauricolare regolabile di ottone cromato, un tubo a «Y» in PVC realizzato in un unico pezzo e da morbide olivette auricolari coniche.

Özellikler

- Konforlu kullanım
- Yüksek kalite
- Daha iyi bakım
- Güçlü akustik yanıt
- Yumuşak konik kulaklık ucu

İnsan vücudunda kalp, akciğerler ve diğer organlardaki çeşitli sesleri dinlemek için kullanılır. Hafif alüminyum dinleme parçası, ayarlanabilir krom kaplama pirinç kulaklık, dayanıklı PVC kaplanmış «Y» hortumu ve siyah yumuşak konik kulaklıklardan oluşur.



EN

Ear tips / Ушные оливы /
Olivette auricolari /
Kulaklıklar

Binaural / Ушные трубки
Archetto biauricolare /
İki Kulaklık

Chest piece / Головка
Testina auscultatoria /
Dinleme parçası

Y-Tubing / Y-образная звукопроводящая
трубка / Tubo a Y / Y-Hortum

RU

IT

TR

IB ST-71-72 EN-RU-IT-TR 2015

DUAL HEAD STETHOSCOPE ST-72

Features

- Comfortable fit
- High quality
- Better healthcare
- Good acoustic response
- Bell with non-chilling ring
- Ear tips with soft cone-shaped bell
- Opposite direction, two feature function

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Consists of an aluminium chest piece with a non-chilling ring and bell which faces in opposite directions and has a two feature function. Turning on a convertible axis to function each head is an adjustable chrome plated brass binaural, with durable one-piece moulded PVC «Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.

Стетоскоп с двусторонней головкой

Характеристики

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность.
- Хорошие акустические характеристики.
- Головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.
- Двусторонняя многофункциональная головка.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, легких и других органов. Составные части: двусторонняя многофункциональная алюминиевая головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом. Поворачивающаяся хромированная ушная трубка, прочная звукопроводящая труба из литого поливинилхлорида Y-образной формы, черные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Caratteristiche

- Utilizzo confortevole
- Elevata qualità
- Ideale per l'utilizzo domiciliare
- Buona accuratezza sonora
- Campana con guarnizione antifreddo
- Morbide olivette auricolari coniche
- Testina auscultatoria con doppia funzionalità contrapposta

Indicato per auscultare i vari toni del cuore, dei polmoni e di altri organi del corpo umano. Le due testine contrapposte in alluminio sono dotate di guarnizione antifreddo e permettono l'auscultazione toracica e cardiaca. E' costituito da una testina auscultatoria in alluminio con doppia funzionalità, un archetto biauricolare regolabile di ottone cromato, un tubo a «Y» in PVC realizzato in un unico pezzo e da morbide olivette auricolari coniche.

Özellikler

- Konforlu kullanım
- Yüksek kalite
- Daha iyi bakım
- Güçlü akustik yanıt
- Kromaj gövde
- Yumuşak konik kulaklık
- İki yönlü kullanım özelliği

İnsan vücudunda kalp, akciğerler ve diğer organlardaki değişik sesleri dinlemek için kullanılır. Farklı yönlere bakan ve iki fonksiyonu olan kromaj gövdeli alüminyum dinleme parçasından oluşur. Her bir başlıklı çalıştırmak üzere, hareketli eksenli dönüştürmek suretiyle, ayarlanabilir krom kaplı pirinç kulaklık, dayanıklı yekpare döküm PVC «Y» hortumu ve siyah yumuşak konik kulaklıklardan ibarettir.



EN

Ear tips / Ушные оливы
Olivette auricolari / Kulaklıklar

Binaural / Ушные трубки /
Archetto biauricolare /
İki Kulaklık

Chest piece / Головка
Testina auscultatoria /
Dinleme parçası

Y-Tubing / Y-образная
звукопроводящая трубка /
Tubo a Y / Y-Hortum

RU

IT

TR