



Ознакомьтесь с ассортиментом Microlife

Каталог продукции 2023

Тонометры 8

Автоматические тонометры на плечо	11
Автоматические тонометры на запястье	18
Полуавтоматические тонометры на плечо	20
Манжеты и принадлежности	21
Обзор по тонометрам	22
Анероидные тонометры	24
Стетоскопы	27

Глюкометры 30

Мониторинг сахарного диабета	32
------------------------------	----

Термометры 38

Термометры с функцией Bluetooth®	40
Инфракрасные термометры	41
Цифровые термометры	47
Обзор по инфракрасным и цифровым термометрам	54

Ингаляторы, пульсоксиметры, пикфлоуметр 56

Компрессорные ингаляторы	58
Пикфлоуметр	63
Обзор по ингаляторам	64
Пульсоксиметр	66

Молокоотсосы 68

Молокоотсосы	70
Обзор по молокоотсосам	73

Весы 74

Диагностические весы	76
Весы	79

Microlife Connected Health+ 80

Тонометры WatchBP 82

Профессиональные тонометры	86
Амбулаторные тонометры	88
Тонометры для использования в домашних условиях	89
Манжеты и принадлежности	90
Обзор по семейству WatchBP	92



“Наше видение заключается в расширении возможностей людей для управления собственным состоянием с помощью наших изделий и сервисов в целях улучшения личного здоровья.”

A partner for people. For life.

Microlife является одним из мировых лидеров в разработке и изготовлении медицинского диагностического оборудования для домашнего мониторинга и профессионального использования. Тонотометры, цифровые термометры, приборы для лечения респираторных заболеваний - это основное производство Microlife.

Расширение возможностей людей

Microlife - ведущий мировой производитель термометров. Компания также является одним из лидеров мирового рынка в разработке и производстве медицинского диагностического оборудования для использования в домашних условиях, и в медицинских учреждениях. Приборы для измерения артериального давления, цифровые термометры, устройства для контроля астмы являются одними из наших основных продуктов.

Наш руководящий принцип

Microlife - лидер и первопроходец по производству безртутных цифровых термометров, изделия Microlife не содержат опасные для окружающей среды вещества. Мы стремимся к высочайшим стандартам качества, надежности и точности. Мы разрабатываем технологии в пользу Вашего здоровья, и наш масштаб качества одинаковый как для изделий домашнего использования, так и для профессионального применения.

Наши изделия

Наши медицинские приборы обеспечивают высочайший уровень безопасности, и валидированы для использования в медицинских учреждениях. Они надежные, и удобные в использовании. В области измерения температуры и артериального давления, управления собственным весом, и заботы о ребенке, наши технологии предлагают точные и надёжные решения.

Наша главная тема – домашняя диагностика

Мы поставляем всё необходимое для контроля Вашего здоровья в домашних условиях, и поддерживаем вас в стремлении следить за состоянием здоровья самостоятельно. Это наше будущее.



Рекомендовано Национальным институтом здравоохранения и медицинской помощи (NICE)

Microlife WatchBP Home A - это единственный тонометр, официально рекомендованный институтом NICE, для использования во время измерения артериального давления для всех врачей общей практики и профессионалов первичной медико-санитарной помощи в Соединенном Королевстве (NHS).




reddot

Премия Red Dot Design Award

Ведущим моделям тонометров и цифровых термометров была присвоена одна из самых уважаемых в мире наград за дизайн продукта - «red dot».


“Наши планы на будущее – продолжать работу, чтобы делать то, что мы лучше всего умеем: обеспечивать людей инновационными решениями для здоровья.”



- Региональные штабы
Тайвань
Швейцария
США
- Филиалы
Китай
Литва
Россия
Нидерланды
Франция
Великобритания
США
- Производственная площадка
Китай

Тонометры

Знание своего артериального давления и выявление риска мерцательной аритмии являются первыми шагами к предотвращению инсульта



Технологии контроля артериального давления



Технология MAM

Анализ трёх последовательных измерений менее, чем за 3 минуты



Технология AFIBsens

AFIBsens надёжно выявляет фибрилляцию предсердий (AF) (мерцательную аритмию) во время измерения артериального давления в домашних условиях.



Технология PAD

PAD (выявление аритмии пульса) анализирует частоту пульса и обнаруживает сердечную аритмию во время измерения артериального давления.



Gentle+

Оптимальное управление скоростью накачки и спуска давления для максимального комфорта во время измерения.



Комфорт+

Обеспечивает безболезненное и точное измерение во время накачивания манжеты.



Microlife Connected Health+

Полезное приложение для простого контроля Вашего артериального давления и других важных показателей здоровья таких, как температура и вес.



BP Analyzer+

Данное программное обеспечение помогает Вам получить более обширную информацию о Ваших показателях артериального давления.



Клиническая валидация

Пройдена по протоколу ESH и ISO81060-2: 2013.



Клиническая валидация

Пройдена в соответствии с протоколом BHS с A/A. Кроме того, эти тонометры утверждены для использования специальными группами пациентов, включающих: преэклампсию беременных, почечную недостаточность, ожирение и диабет. А так же, для детей от 12 лет



BP A6 PC

Тонометр с функцией выявления риска мерцательной аритмии



Выявление риска инсульта

Высокая точность в выявлении фибрилляции предсердий (AF) для предотвращения инсульта



Режим оптимального значения Microlife (MAM) 3 последовательных измерения одним нажатием



Программное обеспечение включено

Простой анализ данных с программным обеспечением для ПК BPA+ и кабелем USB



reddot design award
winner 2013

Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление мерцательной аритмии с помощью AFIBsens
- MAM - 3 последовательных измерения одним нажатием
- Оптимальное управления накачивания манжеты с Gentle+
- Цветной индикатор для классификации артериального давления
- Коническая мягкая манжета M-L (22-42 см)
- 2 пользователя
- Память на 99 измерений для каждого пользователя
- Среднее значение измерений сохраняется
- Программное обеспечение для ПК «BPA+» и USB-кабель в комплекте
- Индикатор правильности надевания манжеты и индикатор движения руки
- Переключатель для блокировки панели управления
- Проверено на использование для специальных групп пациентов

www.microlife.ru/a6-pc

Знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Любое использование таких знаков Microlife Corp. находится под лицензией. Другие торговые и именные марки являются собственностью их соответствующих владельцев.



BP A150 AFIB



Тонометр с функцией выявления риска инсульта и управлением одним нажатием



Выявление риска инсульта

Высокая точность определения фибрилляции предсердий (AF) для предотвращения инсульта



Режим оптимального значения Microlife (MAM)

3 последовательных измерения одним нажатием



Управление одним нажатием

Простота использования

Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление мерцательной аритмии (AF) с помощью AFIBsens
- MAM - 3 последовательных измерения одним нажатием
- Оптимальное управление накачивания манжеты с Gentle+
- Коническая мягкая манжета M-L (22-42 см)
- Моющийся чехол манжеты
- Память на 1 измерение
- Проверено на использование для специальных групп пациентов

www.microlife.ru/a150-afib



BP A200 AFIB



Автоматический тонометр с функцией выявления мерцательной аритмии



Выявление риска инсульта

Высокая точность определения фибрилляции предсердий (AF) для предотвращения инсульта



Режим оптимального значения Microlife (MAM)

3 последовательных измерения одним нажатием



Память на 200 измерений

Автоматическое сохранение 200 показаний измерения артериального давления

Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление мерцательной аритмии (AF) с помощью AFIBsens
- MAM - 3 последовательных измерения одним нажатием
- Оптимальное управление накачивания манжеты с Gentle+
- Коническая мягкая манжета M-L (22-42 см)
- Моющийся чехол манжеты
- Память на 200 измерений
- Проверено на использование для специальных групп пациентов

* Связь с ПК с помощью USB

www.microlife.ru/a200-afib



BP A2 Basic



Тонометр с функцией выявления аритмии сердца



Выявление аритмии сердца

Выявление аритмии пульса (PAD) для своевременного предупреждения о возможных изменениях сердечного ритма



Gentle+

Оптимальное управление скоростью накачивания манжеты для комфортного измерения



Моющаяся мягкая манжета M-L (22–42 см)

Удобный универсальный размер манжеты

Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление аритмии сердца с помощью технологии PAD
- Световой индикатор классификации артериального давления
- Память на 30 измерений
- Коническая мягкая манжета M-L (22–42 см)
- Сохраняется среднее значение из измерений
- Проверка правильности надевания манжеты, и индикатор движения руки
- Проверено на использование для специальных групп пациентов

www.microlife.ru/a2-basic



BP A2 EASY



Тонометр с управлением одним нажатием



Выявление аритмии сердца

Выявление аритмии пульса (PAD) для своевременного предупреждения о возможных изменениях сердечного ритма



Gentle+

Оптимальное управление скоростью накачивания манжеты для комфортного измерения



Управление одним нажатием

Простота использования

Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление аритмии сердца с помощью технологии PAD
- Световой индикатор классификации артериального давления
- Коническая мягкая манжета M-L (22–42 см)
- Моющийся чехол манжеты
- Память на 1 измерение
- Проверка правильности надевания манжеты и индикатор движения руки
- Проверено на использование для специальных групп пациентов

www.microlife.ru/a2-easy



BP A1 BASIC



Автоматический тонометр с функцией выявления аритмии пульса



Выявление аритмии сердца
Выявление аритмии пульса (PAD) для своевременного предупреждения о возможных изменениях сердечного ритма



Gentle+
Оптимальное управление скоростью накачивания манжеты для комфортного измерения



Память на 30 измерений и показ среднего значения измерений
Память на 30 измерений для долгосрочного отслеживания Вашего артериального давления

Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление аритмии сердца с помощью технологии PAD
- Оптимальное управление скоростью накачивания манжеты для комфортного измерения
- Память на 30 измерений
- Коническая мягкая манжета M-L (22-42 см)
- Сохраняется среднее значение из измерений
- Проверка правильности надевания манжеты и индикатор движения руки
- Проверено на использование для специальных групп пациентов

www.microlife.ru/a1-basic

BP A1 EASY



Тонометр с управлением одним нажатием



Выявление аритмии сердца
Выявление аритмии пульса (PAD) для своевременного предупреждения о возможных изменениях сердечного ритма



Gentle+
Оптимальное управление скоростью накачивания манжеты для комфортного измерения



Управление одним нажатием
Простота использования

Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление аритмии сердца с помощью технологии PAD
- Оптимальное управление скоростью накачивания манжеты для комфортного измерения с Gentle+
- Управление одним нажатием
- Коническая мягкая манжета M-L (22-42 см)
- Моющийся чехол манжеты
- Память на 1 измерение
- Проверка правильности надевания манжеты и индикатор движения руки
- Проверено на использование для специальных групп пациентов

www.microlife.ru/a1-easy



BP W100

Тонометр на запястье



Клинически проверено
согласно протоколу ISO



PAD

Выявление аритмии сердца
Выявление аритмии пульса (PAD) для своевременного предупреждения о возможных изменениях сердечного ритма



Память на 200 измерений
Автоматическое сохранение последних 200 измерений



Световой индикатор
Помогает быстро определить значения артериального давления

- Характеристики**
- Автоматический тонометр на запястье
 - Технология Gentle+
 - Светодиодный дисплей для позиционирования
 - Портативный - идеально для путешествий
 - Жёсткая манжета на запястье (13,5–21 см)
 - Световой индикатор для классификации артериального давления
 - Индикатор движения руки
 - Индикатор низкого уровня заряда батарейки
- www.microlife.ru/w100



BP N1 BASIC

Полуавтоматический тонометр с оповещением о гипертензии



Клинически проверено
согласно протоколу BHS A/A



PAD

Выявление аритмии сердца

Выявление аритмии пульса (PAD) для своевременного предупреждения о возможных изменениях сердечного ритма



Управление одним нажатием

Простота использования



Коническая мягкая манжета M (22-32 см)

Комфортная манжета конической формы

Характеристики

- Полуавтоматический тонометр на плечо
- Оповещение о гипертензии
- Коническая мягкая манжета M (22–32 см)
- Память на 30 измерений
- Индикатор движения руки
- Индикатор низкого уровня заряда батареек
- Проверено на использование для специальных групп пациентов

www.microlife.ru/n1-basic

Манжеты и принадлежности

Манжеты так же важны, как и тонометры



Жёсткая манжета

Манжета на плечо конической формы, для максимального комфорта

Характеристики

- Коническая, веерообразная манжета для оптимальной посадки
- Совместим со всеми автоматическими тонометрами Microlife
- Жесткий материал для удобства при самостоятельном надевании манжеты
- Клинически проверены
- Доступные размеры окружности руки: M-L (22–42 см)

www.microlife.ru/rigid-cuff

Мягкая манжета

Коническая мягкая манжета на плечо с моющимся чехлом

Характеристики

- Моющийся чехол манжеты для длительного и гигиеничного использования
- Коническая веерообразная манжета для оптимальной посадки
- Совместимы со всеми автоматическими тонометрами Microlife
- Металлическая скоба для удобства самостоятельного надевания манжеты
- Клинически подтверждены по всем размерам
- Доступные размеры: S (17–22 см) / M (22–32 см) / M/L (22–42 см) / L (32–42 см) / L/XL (32–52 см)

www.microlife.ru/soft-cuff

Обзор

Найдите свой идеальный тонометр



 M	Объем памяти данных	2 x 99	1	200	30		1	30	1	200	30
 AFIB sens	Выявление мерцательной аритмии	•	•	•							
 3 MAM	Режим оптимального значения Microlife	•	•	•							
 PAD	Выявление аритмии пульса	•	•	•	•		•	•	•	•	•
 Gentle+		•	•	•	•		•	•	•	•	
	Программное обеспечение и связь с ПК	•		•							
	Световой индикатор	•	•	•	•		•			•	
	Управление одним нажатием		•				•		•		
 1 2	2 пользователя	•									
 M average	Указание среднего значения	•		•	•			•		•	
	Сетевой адаптер включён	•	•	•	•		•			Нет подключения сетевого адаптера	Нет подключения сетевого адаптера
 5 year guarantee	Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет		5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет



BP AG1-30

Эргономичный и профессиональный комплект механического тонометра



Точный контроль спуска воздуха

Встроенный нагнетатель поддерживает накачивание и спуск воздуха



Профессиональная манжета размерами «М» 22-32 см и «L» 32-42 см

Мягкая широкая манжета для профессионального использования



Эргономичная эксплуатация

Большой манометр для простого считывания показателей измерения

Характеристики

- Ручной комплект механического тонометра
- Точный манометр
- Встроенный стетоскоп
- Нагнетатель и клапан
- Профессиональная манжета (с металлической скобой)
- Мягкая сумка

www.microlife.ru/bp-ag1-30



BP AG1-20

Доступный базовый набор механического тонометра



Готовое решение

Стетоскоп входит в комплект



Простое использование

Простое чтение измерений, легкое нагнетание и спуск воздуха



Мягкая манжета размерами «М» 22-32 см и «L» 32-42 см

Мягкая манжета для простого надевания (с металлической скобой)

Характеристики

- Ручной комплект aneroidного тонометра
- Точный манометр
- Стетоскоп
- Нагнетатель и клапан
- Мягкая сумка

www.microlife.ru/bp-ag1-20



BP AG1-10

Эргономичный и профессиональный механический тонометр



Точное управление спуском воздуха
Встроенный манометр и нагнетатель воздуха обеспечивают стабильную поддержку во время накачивания и спуска манжеты



Профессиональная манжета (25–40 см)
Мягкая широкая манжета для профессионального использования



Эргономичная эксплуатация
Большой манометр для простого и профессионального чтения показателей

Характеристики

- Ручной комплект механического тонометра
 - Точный манометр
 - Нагнетатель и клапан
 - Профессиональная манжета (без металлической скобы)
 - Мягкая сумка
- www.microlife.ru/bp-ag1-10



ST 77

Легкий стетоскоп Раппопорта с поворотной акустической головкой



Высокая точность звука



Надёжное качество



Принадлежности включены

Характеристики

- 3 запасные ушные оливки разных размеров
 - 3 акустические головки
 - 2 запасные прозрачные пластмассовые диафрагмы
 - Доступно в 2 цветах: черный, темно-синий
- www.microlife.ru/st-77



ST 72

Легкий стетоскоп с одной плоской акустической головкой



Высокая точность звука



Надежное качество



Лёгкая акустическая головка

Характеристики

- Легкая алюминиевая акустическая головка
- Регулируемые хромированные трубки из бинауральной латуни
- Прочный цельный шланг из ПВХ в форме «Y»
- Мягкие конусообразные ушные оливы

www.microlife.ru/st-72



ST 71

Легкий стетоскоп с одной плоской акустической головкой



Высокая точность звука



Надёжное качество



Лёгкая акустическая головка

Характеристики

- Легкая алюминиевая акустическая головка
- Регулируемые хромированные трубки из бинауральной латуни
- Прочный цельный шланг из ПВХ в форме «Y»
- Мягкие конусообразные ушные оливы


www.microlife.ru/st-71

microlife®

A partner for people. For life.

Глюкометры

Высокая точность, меньше
болезненных ощущений,
благодаря инновационной
технологии для контроля
сахара в крови



Gluco-A⁺

Система контроля сахара в крови



Возмещение гематокрита

Увеличение точности для пациентов с высоким показателем гематокрита (HCT)



Настройки АС/РС

Настройки измерения до и после приёма пищи



Индикатор риска

Идеально подходит для использования в домашних условиях и в пути

Характеристики


- Для анализа капиллярной и венозной крови
- Широкий диапазон измерения гематокрита
- Золотой электрод
- 4 настройки тревожного сигнала
- Не требует кодирования
- Автоматическое включение/отключение
- Измерение за 7 секунд
- Среднее значение измерений за 7, 14, 28, 60, 90 дней
- Память на 1000 измерений

www.microlife.com/gluco-a



DiaRite

Система контроля сахара в крови



5
sec

Быстрое измерение

Измерение за 5 секунд



0.5µL

Образец крови 0,5 мкл

Маленький образец крови в размере 0,5 мкл



strip

Вытаскиватель тест-полоски

Легкое извлечение тест-полосок

Характеристики

- Извлечение тест-полоски
- АС/РС (перед/после)
- Образец крови 0,5 мкл
- Измерение за 5 секунд
- Настройки АС/РС
- Автоматическое включение/ выключение
- Среднее значение измерений за 7, 14, 30, 90 дней
- Память на 450 измерений
- Не требуется кодирование

www.microlife.ru/diarite



Gluco-A⁺ Тест-полоски

Для Microlife Gluco-A⁺



GDH

Реагент GDH-FAD

7
sec

Время тестирования 7 секунд

1µL

1 мкл образца крови

Характеристики

- Тест-полоски Microlife Gluco-A⁺ для определения уровня глюкозы используются с глюкометрами Microlife Gluco-A⁺
- Предназначены для проведения тестирования на диабет как самостоятельно дома, так и медицинским персоналом в клинических условиях
- Для определения концентрации глюкозы в капиллярной цельной крови из кончиков пальцев, предплечья, плеча, ладони, икры или бедра
- Эти тест-полоски обеспечивают высокую точность тестирования на глюкозу в крови пациентов с помощью продвинутой трёхэлектродной технологии измерения глюкозы с золотым электродным напылением тест-полосок

www.microlife.com/gluco-accessories



DiaRite Тест-полоски

Для Microlife DiaRite



GDH

Реагент GDH-FAD

5
sec

Время тестирования 5 секунд

0.5µL

0,5 мкл образца крови

Характеристики

- Тест-полоски Microlife DiaRite для определения уровня глюкозы используются с глюкометрами Microlife DiaRite
- Предназначены для проведения тестирования на диабет как самостоятельно дома, так и медицинским персоналом в клинических условиях
- Для определения концентрации глюкозы в капиллярной цельной крови из кончиков пальцев
- Они предназначены для тестирования вне тела (диагностика in vitro только)
- Доступны по 25, 50, 2x25 и 2x50 штук

www.microlife.com/gluco-accessories



Контрольный раствор Уровень 1

Для всех моделей глюкометров
Microlife



Для неинвазивного самотестирования



Для диагностики in vitro

Характеристики

- Контрольный раствор Microlife предназначен для использования со всеми моделями глюкометров Microlife с целью определения исправности прибора и правильности полученных результатов

www.microlife.com/gluco-accessories



Контрольный раствор Уровень 3

Для всех моделей глюкометров
Microlife



Для неинвазивного самотестирования



Для диагностики in vitro

Характеристики

- Контрольный раствор Microlife предназначен для использования со всеми моделями глюкометров Microlife с целью определения исправности прибора и правильности полученных результатов.

www.microlife.com/gluco-accessories

microlife®

A partner for people. For life.

Термометры

Высокая точность,
качественные инновационные
технологии для
измерения температуры





NC 150 BT

Бесконтактный термометр с Bluetooth® для простого измерения температуры.



3
sec

Измерение за 3 секунды

Быстрое и простое бесконтактное измерение

Bluetooth

Технология Bluetooth®

Мгновенный контроль температуры на Вашем смартфоне

36.2°C
37.6°C

Технология Silent Glow™

Сигнал тревоги

Зеленый: до 37,4° C

Красный: выше 37,4° C

Характеристики

- Инфракрасный лобный термометр
- Позволяет легко контролировать температуру с помощью Bluetooth® Smart
- Подключается к приложению «Microlife Connected Health +» (для iOS и Android)
- Синий свет трекинга - удобно использовать ночью
- Многофункциональный (температура тела, объекта и окружающей среды)
- Память на 30 измерений (хранятся с датой и временем)
- Управление звуком - опция бесшумного режима для измерения ночью
- Клинически проверенный и рекомендованный врачами

www.microlife.ru/nc-150-bt



NC 200

Бесконтактный термометр с автоизмерением и контролем правильного расстояния



3
sec

Измерение за 3 секунды

Бесконтактное измерение за 3 секунды



Автоматическое измерение с дистанционным управлением

Измеряет автоматически на расстоянии до 5 см



Система наведения для самостоятельного измерения

Световой индикатор на задней панели показывает пользователю, что устройство находится на правильном расстоянии

Характеристики

- Инфракрасный лобный термометр
- Точный и гигиеничный
- Память на 30 измерений (хранятся с датой и временем)
- Многофункциональный (температура тела, объекта и окружающей среды)
- Синий свет трекинга - удобно использовать ночью
- Световой индикатор лихорадки: технология Silent Glow™
- Управление звуком - опция бесшумного режима для измерения ночью
- Клинически протестирован в Европе
- Red Dot Award: Дизайн продукта 2018 г.

www.microlife.ru/nc-200



NC 400

Инфракрасный термометр с дизайном для детей



- 3 sec** Измерение за 3 секунды
Быстрое и простое бесконтактное измерение
-  **Синий свет трекинга**
Синий светодиод указывает на правильную зону измерения и расстояние
-  **Технология Silent Glow™**
Сигнал тревоги
Зеленый: до 37,4° C
Красный: выше 37,4° C

- Характеристики**
- Инфракрасный лобный термометр
 - Уникальный дизайн дельфина специально разработан, чтобы сделать измерение более приятным для детей.
 - Точный и гигиеничный
 - Многофункциональный (температура тела, объекта и окружающей среды)
 - Память на 30 измерений (хранятся с датой и временем)
 - Управление звуком - опция бесшумного режима для измерения ночью
 - Клинически протестирован в Европе
- www.microlife.ru/nc-400



IR 200



Ушной термометр
с системой наведения для точного
позиционирования

1
sec

1-секундное измерение

Надежное и точное измерение
температуры тела в ухе

ACCU
sens

Система наведения ACCUsens

Подтверждает правильное положение в ухе
сообщением «Good» на дисплее LCD и звуковым
сигналом



Зонд с подсветкой и технологией «Очисти меня» ("Clean me")

Синий светодиодный свет позволяет найти
правильное положение уха в темноте

Характеристики

- Инфракрасный ушной термометр
- Технология Silent Glow™ с оповещением о повышенной
температуры
- Память на 30 измерений (хранятся с датой / временем)
- Многофункциональный (температура тела, объекта и
окружающей среды)
- Управление звуком - опция бесшумного режима для
измерения ночью
- Без колпачков
- Клинически протестирован в Европе

www.microlife.ru/ir-200



IR 210



Ушной термометр с гигиеническими
колпачками и системой наведения
ACCUsens

1
sec

1-секундное измерение

Надежное и точное измерение
температуры тела в ухе

ACCU
sens

Система наведения ACCUsens

Подтверждает правильное положение в ухе
сообщением «GOOD» на ЖК-дисплее, а также
звуковым сигналом



Гигиенические колпачки

Колпачки без BPA и латекса обеспечивают
гигиеническое и безопасное измерение

Характеристики


- Инфракрасный ушной термометр с гигиеническими
колпачками
- Безопасно и гигиенично для использования всей семьей
- Освещенный зонд и дисплей для удобных измерений
- Технология Silent Glow™ и оповещение о повышенной
температуре
- Память на 30 измерений (хранятся с датой/временем)
- Многофункциональный (температура тела, объекта и
окружающей среды)
- Управление звуком - опция бесшумного режима для
измерения ночью
- 20 гигиенических колпачков в комплекте (без BPA и
латекса)

www.microlife.ru/ir-210



IFR 100

Двойной режим для измерения температуры в ухе, на лбу, и окружающей среды



Быстрое измерение

Позволяет измерить температуру в ухе всего за 1 секунду, на лбу за 3 секунды



Технология Silent Glow™

Сигнал тревоги
Зеленый: до 37,4° C
Красный: выше 37,4° C



Идеально для детей и всей семьи

Надежное, точное и быстрое измерение температуры удобным и безопасным способом

Характеристики

- Двойной режим измерения
- Многофункциональный: измеряет в ухе, на лбу, и температуру окружающей среды
- Подсветка дисплея/наводка световым сигналом
- Большой ЖК-дисплей
- Память на 12 измерений
- Звуковое предупреждение о повышенной температуре
- Клинически протестированы и рекомендованы врачами для домашнего использования

www.microlife.ru/ifr-100



MT 800

Цифровой термометр для быстрого, простого и удобного измерения



10
sec

Измерение за 10 секунд

Точно, быстро и удобно



Гибкий измерительный наконечник

Для нежного и комфортного измерения



Оповещение о повышенной температуре

Звуковой сигнал, при температуре выше 37,4° C

Характеристики

- Цифровой термометр
- Большой дисплей для удобного использования
- Звуковой сигнал
- 100% водонепроницаемый
- Память последнего измерения
- Не содержит ртути
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батарейки

www.microlife.ru/mt-800



MT 700



MT 710

NEW

MT 700/710

Цифровой термометр с гибким наконечником и дизайном для детей



30
sec

Измерение за 30 секунд
Точно, быстро и удобно



Идеально для детей
Привлекательный дизайн ориентирован на детей



Гибкий измерительный наконечник
Для нежного и комфортного измерения

Характеристики

- Цифровой термометр
- Память последнего измерения
- Не содержит ртути
- Звуковой сигнал
- Простая замена батарейки
- Индикация низкого уровня заряда батарейки
- Автоматическое отключение
- Клинически протестирован

www.microlife.ru/mt-700

www.microlife.ru/mt-710



NEW

MT 600

Цифровой термометр для надежного и простого измерения



60
sec

Измерение за 60 секунд
Точное и надежное измерение



100% водонепроницаемый
Безопасно и гигиенично



Память на 1 измерение
Сохраняется последний результат измерения

Характеристики

- Цифровой термометр
- Простая замена батарейки
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батарейки
- Не содержит ртути
- Клинически протестирован

www.microlife.ru/mt-600



MT 1671

Цифровой термометр для надежного и простого измерения



60
sec

Измерение за 60 секунд
Высочайшая точность за 60 секунд



100% водонепроницаемый
Безопасно и гигиенично



Звуковой сигнал
После завершения измерения

Характеристики

- Цифровой термометр
- Запоминание последнего измерения
- Точность измерения $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Не содержит ртути
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батарейки

www.microlife.ru/mt-1671



MT 3001

Цифровой термометр для безопасного измерения



60
sec

Измерение за 60 секунд
Высочайшая точность за 60 секунд



Звуковой сигнал
После завершения измерения



Память на 1 измерение
Сохраняется последний результат измерения

Характеристики

- Цифровой термометр
- Звуковой сигнал
- Точность измерения $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Не содержит ртути
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батарейки

www.microlife.ru/mt-3001



MT 1931

Цифровой термометр с гибким наконечником и технологией Gold Temp™



60
sec

Измерение за 60 секунд

Высочайшая точность и комфорт за 60 секунд



Гибкий измерительный наконечник

Для нежного и комфортного измерения



Технология Gold Temp™

Идеально подходит для людей, которые чувствительны к никелю

Характеристики

Цифровой термометр

- Звуковой сигнал
- Гибкий наконечник / мягкое касание
- 100% водонепроницаемый
- Память последнего измерения
- Не содержит ртути
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батареек

www.microlife.ru/mt-1931



MT 1622 Базальный

Цифровой термометр с золотым наконечником и 4-х значным дисплеем - для планирования семьи



60
sec

Измерение за 60 секунд

Высочайшая точность и комфорт за 60 секунд



100% водонепроницаемый

Безопасно и гигиенично



Технология Gold Temp™

Идеально подходит для людей, которые чувствительны к никелю

Характеристики

- Цифровой термометр
- Звуковой сигнал
- 4-х значный дисплей позволяет использование для планирования семьи
- Сохранение последнего измерения
- Точность измерения $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Не содержит ртути
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батареек


www.microlife.ru/mt-1622

Обзор
Найдите свой инфракрасный термометр



	Время измерения	3 сек.	3 сек.	3 сек.	1 сек.	1 сек.	3 сек. / 1 сек.
	Диапазон измерения	0–100 °C	0–100 °C	0–100 °C	0–100 °C	0–100 °C	0–100 °C
	Бесконтактное измерение	●	●	●			
	Ушное измерение				●	●	●
2in1	Двойной режим						●
3in1	Многофункциональность	●	●	●	●	●	●
	Bluetooth® и приложение	●					
	Автоизмерение			●			
	Технология ACCUSens				●	●	
	Синий цвет трекинга	●	●	●			
	Технология Silent Glow™	●	●	●	●	●	●
	Отключение звука	●	●	●	●	●	
	Зонд с подсветкой				●	●	
	Гигиенические колпачки				●		
	Дисплей с подсветкой	●	●	●	●	●	
	Память на 30 измерений (с датой и временем)	●	●	●	●	●	● (12)
	Смена C° / F°	●	●	●	●	●	●
	Клинически проверено	●	●	●	●	●	
	Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	2 года

Найдите свой цифровой термометр



	Время измерения	10 сек.	30 сек.	60 сек.	60 сек.	60 сек.	60 сек.	60 сек.
	Диапазон измерения	32.0–43.9 °C	32.0–42.9 °C	32.0–43.9 °C	32.0–43.9 °C	32.0–43.9 °C	32.0–43.9 °C	32.0–43.9 °C
	Гибкий наконечник	●	●				●	
	Оповещение о повышении температуры	●						
	Звуковой сигнал	●	●	●	●	●	●	●
	Дисплей с подсветкой					●		
	Водонепроницаемый	●		●	●		●	●
	Наконечник Gold Temp™				●		●	●
	Автоматическое отключение	●	●	●	●	●	●	●
	Без ртути	●	●	●	●	●	●	●
	Клинически проверено	●	●	●	●	●	●	●
	Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет	5 лет

Ингаляторы, пульсоксиметры, пикфлоуметры

Эффективная
ингаляция и лёгкое
дыхание с Microlife



NEB PRO



Профессиональный компрессорный небулайзер 2 в 1



Эффективное лечение

Высокопроизводительная система для верхних и средних/нижних дыхательных путей

2 in 1

Эффективная аэрозольная терапия 2 в 1

Промыватель для носа предназначен для лечения верхних дыхательных путей, небулайзер поддерживаемый дыханием для лечения нижних дыхательных путей



Высокоскоростной небулайзер

Интенсивная терапия за короткий сеанс

Характеристики

- Мощный поршневой насос для непрерывного использования
- Простое управление одной кнопкой
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Большой отсек для хранения аксессуаров в чистоте и безопасности
- Место для хранения кабеля
- Гигиеничные и безопасные аксессуары - моющиеся и дезинфицируемые
- Полностью укомплектован сверхмягкими масками для взрослых и детей, мундштуком с клапаном выдоха, носовой частью и запасными фильтрами

www.microlife.ru/neb-pro



NEB 200



Компрессорный небулайзер



Эффективное лечение

Для верхних и нижних дыхательных путей



Быстрое лечение

Высокоскоростной небулайзер для коротких сеансов ингаляций



Простое управление одной кнопкой

Для всей семьи

Характеристики

- Инновационная система распыления для эффективного лечения
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Аксессуары моются и дезинфицируются
- Простота хранения и транспортировки с помощью сумочки
- Большой отсек для хранения - храните аксессуары к небулайзеру в безопасном, практичном отделении, для удобства при последующем использовании.
- Полностью укомплектован масками для взрослых и детей, мундштуком, запасными фильтрами и переносной сумкой

www.microlife.ru/neb-200



NEB 400

Компрессорный небулайзер для всей семьи



Эффективное лечение

Для верхних и нижних дыхательных путей



Высокоскоростной небулайзер

Для коротких ингаляций



Дружественный дизайн

Для комфортной и бесшумной ингаляции

Характеристики

- Быстрое и комфортное лечение для всей семьи
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Простое управление одной кнопкой
- Аксессуары моются и дезинфицируются
- Простота хранения и транспортировки с сумочкой
- Держатель небулайзера для более простого использования при очередном сеансе лечения
- В комплект входят: маска для взрослых и детей, мундштук, насадка для носа, запасные фильтры и сумочка для переноски

www.microlife.ru/neb-400



NEB 410

Компрессорный небулайзер для всей семьи



Эффективное лечение

Для верхних и нижних дыхательных путей



Высокоскоростной небулайзер

Для коротких ингаляций



Дружественный дизайн

Для комфортной и бесшумной ингаляции

Характеристики

- Быстрое и комфортное лечение для всей семьи
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Простое управление одной кнопкой
- Аксессуары моются и дезинфицируются
- Простота хранения и транспортировки с сумочкой
- Держатель небулайзера для более простого использования при очередном сеансе лечения
- В комплект входят: маска для взрослых и детей, мундштук, насадка для носа, запасные фильтры и сумочка для переноски

www.microlife.ru/neb-410



NEB NANO BASIC

Переносной компрессорный
небулайзер



Эффективная система распыления
Для верхних и нижних
дыхательных путей



**Компактный дизайн - идеально для
путешествий**
Маленький, бесшумный, и легкий - всего 180 г



Один для всех
Подходит для всех распространенных
ингаляционных растворов

Характеристики

- Запатентованная микрокомпрессорная технология
- Простое управление одной кнопкой
- Аксессуары моются и дезинфицируются
- Простота хранения и транспортировки с сумкой
- Держатель небулайзера для простоты использования
- В комплект входят маска для взрослых и детей, мундштук, насадка для носа, фильтры, сетевой адаптер медицинского назначения, кабель USB micro и сумочка для транспортировки

www.microlife.ru/neb-nano-basic



PF 200

Пикфлоуметр



Высокая точность
Измерение пикового выдоха (PEF) и объема
форсированного выдоха за одну секунду (FEV₁)



Память на 240 измерений
Сохраняет до 240 измеренных значений с
датой и временем



Индикатор результата
Интуитивное понимание данных измерений

Характеристики

- Высокая точность данных максимальной скорости воздушного потока при форсированном выдохе
 - Моющийся датчик потока
 - Легко читаемый дисплей LCD
 - Подходит для детей и взрослых
 - Программное обеспечение для управления профилем дыхания пациента
 - Поставляется с программным обеспечением, соединительным кабелем и сумочкой для переноски
- www.microlife.ru/pf-200

Обзор
Найдите свой идеальный ингалятор



NEB PRO



NEB 200

Скорость распыления	0,37 мл/мин.	0,4 мл/мин.
Размер частиц	3,5 мкм (MMAD)	2,83 мкм (MMAD)
Объём	мин.2 мл; макс.8 мл	мин.2 мл; макс.8 мл
Уровень шума	52 дБА	45 дБА
Рабочий цикл	Непрерывная работа	30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ
Вес	1765 г	1306 г
Размер	289×180×127 мм	117×69×46 мм
Гарантия	5 лет	5 лет
 Эффективное лечение	●	●
 Короткий сеанс	●	●
2 in 1 2 в 1	●	
 Портативный		
 Легкий и бесшумный		
 Моющиеся аксессуары	●	●



NEB NANO BASIC



NEB 400



NEB 410

Скорость распыления	0,25 мл / мин.	0,4 мл / мин.	0,4 мл / мин.
Размер частиц	2,9 мкм (MMAD)	2,83 мкм (MMAD)	2,83 мкм (MMAD)
Объём	мин.2 мл; макс.6 мл	мин.2 мл; макс.8 мл	мин.2 мл; макс.8 мл
Уровень шума	45 дБА	52 дБА	52 дБА
Рабочий цикл	30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ	30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ	30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ
Вес	180 г	1424 г	1300 г
Размер	117×69×46 мм	200×183×153 мм	196×140×134 мм
Гарантия	2 года	5 лет	5 лет
 Эффективное лечение	●	●	●
 Короткий сеанс		●	●
2 in 1 2 в 1			
 Портативный	●		
 Легкий и бесшумный	●		
 Моющиеся аксессуары	●	●	●



OXY 210

Пульсоксиметр на палец



Точность на медицинском уровне
Определяет насыщение кислородом (SpO₂) и частоту сердечных сокращений (пульс)



Нежное использование
Простое и абсолютно безболезненное измерение



Легкий и портативный
Идеально для использования дома и в пути

- Характеристики**
- Определяет насыщение кислородом (SpO₂) и частота сердечных сокращений (пульс)
 - Двухцветный дисплей OLED
 - 6 различных режимов отображения
 - 5 регулируемых уровней яркости
 - Индикация низкого уровня заряда батарейки
 - Автоматическое отключение
 - Поставляется с сумочкой для крепления к ремню
- www.microlife.ru/oxy-210



OXY 200

Пульсоксиметр на палец



Точность на медицинском уровне
Определяет насыщение кислородом (SpO₂) и частоту сердечных сокращений (пульс)



Нежное использование
Простое и абсолютно безболезненное измерение



Легкий и портативный
Идеально для использования дома и в пути

- Характеристики**
- Определяет насыщение кислородом (SpO₂) и частоту сердечных сокращений (пульс)
 - Дисплей LED
 - Индикация низкого уровня заряда батарейки
 - Автоматическое отключение
 - Поставляется с сумочкой для крепления к ремню
- www.microlife.ru/oxy-200


Молокоотсосы

Высочайший комфорт с
молокоотсосами Microlife





BC 100 Soft



Ручной молокоотсос



Легкий, простой и практически бесшумный
Комфортное сцеживание молока в любом месте

0%
BPA

Не содержит BPA
Бутылочка не содержит BPA

0+
months

Идеально для новорожденных
Силиконовые соски и бутылочки для молока Microlife специально разработаны для новорожденных

Характеристики

- Вакуумная технология имитирует натуральное кормление для нежного и комфортного использования
- Дополнительный комфорт с двумя уровнями сцеживания
- Гигиеничны и безопасны - аксессуары чистятся и дезинфицируются
- Оснащен бутылочкой для грудного молока объемом 180 мл (полностью без BPA) с мягкой силиконовой подушкой, крышкой и подставкой для бутылок, двумя соответствующими винтовыми пробками, силиконовой соской естественной формы (с защитной крышкой) для удобного кормления
- Детали просто хранятся и переносятся с помощью удобной сумочки

www.microlife.ru/bc-100-soft



BC 200 Comfy



Электрический молокоотсос



Индивидуальное использование
10 различных режимов стимуляции для максимального комфорта



10 различных режимов сцеживания
Помогают мамам выбирать наиболее удобную настройку молокоотсоса для регулирования их потока молока



Прост в использовании
Большой дисплей с таймером для удобного отслеживания режимов стимуляции и времени сцеживания

Характеристики

- 2-х фазная вакуумная технология имитирует естественный процесс кормления
- Компактный и портативный дизайн - идеально подходит для путешествий
- Функция памяти для индивидуального использования
- Работает от батареек и от сетевого адаптера (с указанием уровня зарядки батарейки)
- Оснащен бутылкой для грудного молока объемом 180 мл (не содержит BPA) с крышкой и подставкой для бутылок, двумя соответствующими винтовыми пробками, силиконовой соской естественной формы для удобного кормления, медицинским адаптером питания и сумочкой для транспортировки

www.microlife.ru/bc-200-comfy



BC 300 Maxi 2 in 1

2in1

0% BPA

0+ months

Двойной электрический молокоотсос

- 2in1

Инновационная технология двойного режима
Подходит для одностороннего и двустороннего сцеживания
- Нежно, удобно и эффективно**
Экономия времени благодаря двухрежимной вакуумной технологии
- M

Весьма удобно
Функция памяти для индивидуального использования

- Характеристики**
- Экономия времени благодаря двухрежимной вакуумной технологии
 - Максимальный комфорт с 10 различными режимами стимуляции и сцеживания
 - Большой дисплей с подсветкой и таймером, который отслеживает стимуляцию и время сцеживания
 - Питается от батарейки и сетевого адаптера (с индикатором уровня заряда батарейки)
 - Оснащен двумя бутылками для грудного молока по 180 мл с крышками, подставками для бутылок, двумя соответствующими винтовыми пробками для бутылок, силиконовой соской натуральной формы для удобного кормления, медицинским адаптером питания и сумочкой для переноски

www.microlife.ru/bc-300-maxi-2in1

Обзор

Какой молокоотсос идеален для Вас?



BC 100 Soft



BC 200 Comfy



BC 300 Maxi 2 in 1

Ручной молокоотсос	•		
Одинарный электрический молокоотсос		•	
Двойной электрический молокоотсос			•
Двухфазная вакуумная технология	•	•	•
Частота использования	Редкое	Частое	Интенсивное
Вес	135 г	330 г	330 г
Размер	200 x 160 x 66 мм	130 x 120 x 57 мм	130 x 120 x 57 мм
Гарантия	2 года	2 года	2 года

	Количество режимов стимуляции	2	10	10
	Количество режимов сцеживания	2	10	10
M	Память		•	•
	Подсветка дисплея		•	•
	Работа от батареек и сетевого адаптера		•	•
	Лёгкий, компактный и тихий	•	•	•
0% BPA	Не содержит BPA	•	•	•
	Моющиеся аксессуары	•	•	•
0+ months	Идеально для новорождённых	•	•	•

A woman and a man are practicing Tai Chi in a park. The woman, in the foreground, is wearing a white short-sleeved shirt and grey pants, with her arms extended horizontally. The man, in the background, is also in a similar pose, wearing a white t-shirt and dark pants. They are in a grassy area with trees and a mountain in the background under a bright, hazy sky.

microlife®

A partner for people. For life.

Весы

Наши точные диагностические
весы помогают Вам найти
свой идеальный вес и
поддерживать его



WS 200 BT



Диагностические весы с Bluetooth®



Диагностика состава тела

Надёжный анализ состава Вашего тела

Автоматическая передача данных с помощью Bluetooth®



Позволяет быстро анализировать состав вашего тела с приложением Microlife Connected Health+



Покрывтие ИТО

Электрод ИТО (оксид олова и индия) с платформой для взвешивания со специальным небьющимся стеклом

Характеристики

- Анализ массы тела, процентного соотношения жира и воды в теле, мышечной и костной масс, индекс массы тела (ИМТ) с активной и базальной скоростью метаболизма
- Большой легко читаемый дисплей
- Автоматическая передача данных с помощью технологии Bluetooth®
- Мгновенное отслеживание веса на Вашем смартфоне с приложением «Microlife Connected Health+» (доступно бесплатно для iOS и Android)
- Максимальный вес 180 кг
- Точность измерения до 100 г
- Выбор единиц измерения: кг/стоун

www.microlife.ru/ws-200-bt



Microlife Connected Health+

Помогает проверить и проанализировать состояние здоровья, выполнив несколько простых шагов

Бесчисленное множество различных приложений на вашем смартфоне, чтобы отслеживать самые важные показатели здоровья?

Мы все с этим знакомы! С Microlife Connected Health+ вы можете легко перенести данные о своем артериальном давлении, температуре тела и данных о составе тела в одно приложение. Это поддерживает Вашу мотивацию контролировать их в положительном направлении в долгосрочной перспективе.

Безопасность данных. Прозрачно и понятно.

Помимо медицинских показателей, Microlife Connected Health+ также обеспечивает безопасность Ваших данных. Вы сами решаете, хотите ли Вы использовать Microlife Connected Health+ только локально, без регистрации или облачного хранения данных. Однако, если вы решили хранить свои данные в Интернете дополнительно, то всю необходимую информацию о защите данных можно легко найти в самом приложении, или на нашем вебсайте - прозрачным и понятным способом.





WS 80-N

Диагностические весы



Анализ состава тела

Надёжный анализ Вашего состава тела



Моментальное включение

Наступив ногой на весы, начинается измерение



Автоматическое отключение

Автоматически отключается через несколько секунд после измерения

Характеристики

- Измеряет вес, анализирует жировые отложения, воду в организме, мышечную и костную массы, ИМТ и скорость основного обмена
- Платформа из небьющегося стекла
- Большой дисплей
- Тонкий и компактный дизайн
- Простые в использовании
- Память на 10 пользователей
- Взвешивание от 2 до 180 кг
- Точность измерения до 100 г
- Единицы измерения: кг/фунт/стоун

www.microlife.ru/ws-80



WS 50

Весы



Моментальное включение

Включите весы, нажав на них ногой



Автоматическое отключение

Автоматически отключается через несколько секунд после измерения



Кг/Фунт/Стоун

Выбирайте разные единицы измерения

Характеристики

- Измерение веса
- Точные и простые в использовании
- Тонкий и компактный дизайн
- Платформа из небьющегося стекла
- Максимальный вес 150 кг
- Точность измерения до 100 г

www.microlife.ru/ws-50

Microlife Connected Health+

Следите за своим здоровьем с Microlife Connected Health+ для хорошего самочувствия



BP A7 Touch BT
www.microlife.ru/a7-touch-bt



BP A6 BT
www.microlife.com/a6-bt



WS 200 BT
www.microlife.ru/ws-200-bt



BP B6 Connect
www.microlife.ru/b6-connect



NC 150 BT
www.microlife.ru/nc-150-bt



Microlife Connected Health+

Помогает проверить и проанализировать состояние здоровья, выполнив несколько простых шагов

Бесчисленное множество различных приложений на вашем смартфоне, чтобы отслеживать самые важные показатели здоровья? Мы все с этим знакомы! С Microlife Connected Health+ Вы легко можете перенести данные о своем артериальном давлении, температуре тела, и данных о строении тела в одно приложение. Это поддерживает Вашу мотивацию контролировать их в положительном направлении в долгосрочной перспективе.



Безопасность данных. Прозрачно и понятно.

Помимо медицинских показателей, Microlife Connected Health+ также обеспечивает безопасность Ваших данных. Вы сами решаете, хотите ли Вы использовать Microlife Connected Health+ только локально, без регистрации или облачного хранения данных. Однако, если Вы решили хранить свои данные в Интернете дополнительно, то всю необходимую информацию о защите данных можно легко найти в самом приложении, или на нашем вебсайте.



Тонометры WatchBP

Участвуйте в движении
по борьбе против
инсульта и сердечных
заболеваний



Технологии WatchBP



Выявление мерцательной аритмии (AF)

Функция AFIB распознаёт мерцательную аритмию (AF) во время измерения артериального давления



Неинвазивное измерение центрального артериального давления

Неинвазивный, надёжный метод на основе плечевого импульса объёмной плетизмографии (PVP)



Оценка лодыжечно-плечевого индекса (ABI)

Для легкой, быстрой и точной оценки лодыжечно-плечевого индекса



Измерение на двух руках

Для легкой, быстрой и точной оценки лодыжечно-плечевого индекса



Аускультативный режим

Для пациентов пожилых, страдающих от ожирения и мерцательной аритмии



Режим среднего значения WatchBP

Три последовательных измерения подряд



Гибкий график тонометра

Чтобы помочь врачам по всему миру придерживаться рекомендаций измерения согласно разным руководствам по управлению гипертонией, Microlife разработал профессиональный прибор для измерения артериального давления с гибким графиком измерений. Эта уникальная опция предлагает профессионалу выбор частоты измерений, интервал времени между измерениями, период обратного отсчета, и даже способ вычисления среднего значения артериального давления.



Алгоритм SPRINT

Выполнение автоматизированного процесса измерения артериального давления (AOBPM)



Настраиваемые функции измерения

Устройство обновляется и дополняется полезными функциями, такими как обнаружение фибрилляции предсердий (AF – мерцательная аритмия), и функцией измерения центрального артериального давления



Связь с компьютером

Удобное для пользователя программное обеспечение в комплекте



Руководства ESH/ANA/BIHS учтены

7-дневная программа измерений





WatchBP Office ABI

Тонометр для кардиоваскулярного скрининга



- Оценка лодыжечно-плечевого индекса (ABI)**
Быстрое, простое и точное определение лодыжечно-плечевого индекса
- Выявление мерцательной аритмии (AF)**
Функция AFIB распознает мерцательную аритмию (AF) с высокой точностью (чувствительность 98%, специфичность 92%)
- Оценка различий в измерениях между руками (IAD)**
Оснащение двумя манжетами для одновременного измерения на обеих руках, чтобы определить разницу в артериальном давлении между ними (IAD)

- Характеристики**
- Отображение среднего артериального давления (MAP) и давления пульса (PP)
 - Удобное программное обеспечение в комплекте
 - Автоматизированное профессиональное измерение артериального давления (AOBPM) со встроенным алгоритмом SPRINT
 - 2 мягкие манжеты M (22 - 32 см) и 2 мягкие манжеты L (32 - 42 см)
 - Манжета на лодыжку конической формы M (22 - 32 см)
 - Аккумуляторная батарея
 - Клинически подтверждено использование для детей от 3 лет, при состоянии преэклампсии беременных, диабета, почечной недостаточности, и ожирения
- www.microlife.ru/office-abi



WatchBP Office 2G

Профессиональный автоматизированный тонометр



Bluetooth®

- Настраиваемые функции измерения**
Настройте свой автоматизированный профессиональный тонометр согласно своим потребностям такими функциями, как измерение центрального артериального давления или выявление мерцательной аритмии
- Выявление мерцательной аритмии (AF)***
Функция AFIB распознает мерцательную аритмию (AF) с высокой точностью (чувствительность 98%, специфичность 92%)
- Неинвазивное измерение**
центрального артериального давления

- Характеристики**
- Отображение среднего артериального давления (MAP) и давления пульса (PP)
 - Удобное программное обеспечение в комплекте
 - Простая передача данных через Bluetooth® или USB-кабель
 - Автоматизированное профессиональное измерение артериального давления (AOBPM) со встроенным алгоритмом SPRINT
 - 1 мягкая манжета M (22-32 см) и 1 мягкая манжета L (32-42 см)
 - Аккумуляторная батарея
 - Клинически подтверждено использование для детей от 3 лет, при состоянии преэклампсии беременных, диабета, почечной недостаточности, и ожирения
- www.microlife.ru/office-2g



WatchBP O3 Ambulatory 2G

Профессиональный прибор для круглосуточного измерения артериального давления



Амбулаторное измерение артериального давления

Удобный тонометр для круглосуточных измерений артериального давления



Настраиваемые функции измерения

Настройте свой амбулаторный тонометр согласно своим потребностям, таким как измерение центрального артериального давления и выявление мерцательной аритмии



AFIB

Выявление мерцательной аритмии (AF)*

Функция AFIB распознает мерцательную аритмию (AF) с высокой точностью (чувствительность 98%, специфичность 92%)



Bluetooth®

Характеристики

- Связь с ПК через Bluetooth® и USB
- Удобное программное обеспечение в комплекте для простого анализа данных
- Память на 330 записей, включая результаты измерений, записи о приеме медикаментов, ошибки и события запуска
- Продуманный дизайн для соблюдения стандартов гигиены
- Доступный по цене
- Полностью программируемый
- Опция беззвучного режима
- Клинически подтверждено использование для детей от 3 лет, при состоянии преэклампсии беременных, диабета, почечной недостаточности, и ожирения

www.microlife.ru/ambulatory-2g

* настраиваемо



WatchBP HOME A

Прибор для измерения артериального давления в домашних условиях с распознаванием мерцательной аритмии (AF)



AFIB

Выявление мерцательной аритмии (AF)*

Функция AFIB распознает мерцательную аритмию (AF) с высокой точностью (чувствительность 98%, специфичность 92%)



USUAL

Обычный режим

Для высокой точности результата 3 последовательных измерения проводятся автоматически в обычном режиме



DIAG.

Диагностический режим

7-дневная программа строго согласно руководствам ESH / AHA / BHS



Характеристики

- Память на 250 измерений
- Мягкая манжета M (22 - 32 см)
- Подключение к ПК и программное обеспечение включены
- Официально рекомендовано Национальным институтом здравоохранения и соблюдения стандартов в сфере здравоохранения Великобритании (NICE)
- Клинически утверждено использование для детей от 3 лет, при состоянии преэклампсии беременных, диабета, почечной недостаточности, и ожирения

www.microlife.ru/home-a

Манжеты и расходные материалы

Манжеты так же важны, как и тонометры

“Использование манжеты неподходящего размера является основной причиной ошибочного измерения артериального давления.”



WatchBP Жесткая манжета

Жёсткая веерообразная манжета на плечо, для всех приборов WatchBP Office

Характеристики

- Эргономичная манжета для высочайшего уровня комфорта
- Все манжеты и надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Для всех размеров рук
- Доступный размер: M/L (22 - 42 см)

www.microlife.ru/accessories



WatchBP Мягкая манжета

Мягкая манжета на плечо для всех приборов WatchBP Office

Характеристики

- В целях гигиены манжеты поддаются машинной стирке после выемки надувных камер
- Все надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Доступно в хлопке и нейлоне
- Доступные размеры: S (13 - 22 см), M (22 - 32 см), L (32 - 42 см), L/XL (32 - 52 см)

www.microlife.ru/accessories



WatchBP Манжета на лодыжку

Веерообразная мягкая манжета для WatchBP Office ABI и Central

Характеристики

- Манжета на лодыжку для измерения лодыжечно-плечевого индекса (ABI)
- Все надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Шланг длиной 170 см с коннектором
- Веерообразная форма обеспечивает лучшую посадку манжеты для специальных групп пациентов
- Доступные размеры: M (22 - 32 см) и L (32 - 42 см)

www.microlife.ru/accessories



WatchBP Амбулаторная манжета

Мягкая амбулаторная манжета на плечо для всех приборов WatchBP O3

Характеристики

- В целях гигиены манжеты поддаются машинной стирке после выемки надувных камер
- Все надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Доступно в хлопке и нейлоне
- Доступные размеры: S (13 - 22 см), M (22 - 32 см), L (32 - 42 см), L/XL (32 - 52 см)

www.microlife.ru/accessories



WatchBP Манжета для домашнего использования

Мягкая манжета на плечо для всех приборов WatchBP Home

Характеристики

- С металлической скобой для простого самостоятельного надевания
- Надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Доступные размеры: S (17 - 22 см), M (22 - 32 см), M/L (22 - 42 см), L (32 - 42 см), L/XL (32 - 52 см)

www.microlife.ru/accessories

Обзор

Найдите свой профессиональный прибор для измерения артериального давления




WatchBP Office ABI



WatchBP Office 2G



WatchBP O3 Ambulatory 2G



WatchBP Home A

	Память данных	Для одного пациента	Для одного пациента		330	250
	Выявление мерцательной аритмии	•	опционально		опционально	
	Измерение центрального артериального давления		опционально		опционально	
	Оценка лодыжечно-плечевого индекса (ABI)	•				
	Измерение на двух руках	•				
	3 последовательных измерения	•	•			•
	Встроенный алгоритм SPRINT	•	•			
	Тонометр для круглосуточного применения с ночным измерением				•	
	Настраиваемые функции		•		•	
	Программное обеспечение для связи с компьютером	•	•		•	•
	Кнопка «Pill»				•	
	Для заболеваний почек в остаточной стадии	•	•		•	•
	Для периода беременности	•	•		•	•
	Для детей старше 3 лет	•	•		•	
	Для детей старше 12 лет	•	•			•
	Для диабетиков	•	•		•	•