

# microlife®

A partner for people. For life.

## Передовые технологии

Интеллектуальные  
решения для лучшего  
здоровья



Ознакомьтесь с ассортиментом Microlife

## Каталог продукции 2024



|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Тонометры</b>                                | <b>8</b>  |
| Автоматические тонометры на плечо               | 11        |
| Автоматические тонометры на запястье            | 21        |
| Полуавтоматические тонометры на плечо           | 22        |
| Манжеты и принадлежности                        | 23        |
| Обзор по тонометрам                             | 24        |
| Анероидные тонометры                            | 26        |
| Стетоскопы                                      | 28        |
| <b>Глюкометры</b>                               | <b>30</b> |
| Мониторинг сахарного диабета                    | 32        |
| <b>Термометры</b>                               | <b>37</b> |
| Инфракрасные термометры                         | 38        |
| Термометры с функцией Bluetooth®                | 39        |
| Цифровые термометры                             | 44        |
| Обзор по инфракрасным и цифровым термометрам    | 50        |
| <b>Ингаляторы, пульсоксиметры, пикфлоуметр</b>  | <b>52</b> |
| Компрессорные ингаляторы                        | 54        |
| Пикфлоуметр                                     | 61        |
| Обзор по ингаляторам                            | 62        |
| Пульсоксиметры                                  | 64        |
| <b>Молокоотсосы</b>                             | <b>66</b> |
| Молокоотсосы                                    | 68        |
| Обзор по молокоотсосам                          | 71        |
| <b>Весы</b>                                     | <b>72</b> |
| Диагностические весы                            | 74        |
| Весы                                            | 77        |
| <b>Microlife Connected Health+</b>              | <b>78</b> |
| <b>Тонометры WatchBP</b>                        | <b>80</b> |
| Профессиональные тонометры                      | 84        |
| Амбулаторные тонометры                          | 86        |
| Тонометры для использования в домашних условиях | 87        |
| Манжеты и принадлежности                        | 90        |
| Обзор по семейству WatchBP                      | 92        |



“Наша цель заключается в расширении возможностей людей для управления собственным состоянием с помощью наших изделий и сервисов в целях улучшения личного здоровья.”

## A partner for people. For life.

Microlife является одним из мировых лидеров в разработке и изготовлении медицинского диагностического оборудования для домашнего мониторинга и профессионального использования. Тонометры, цифровые термометры, приборы для лечения респираторных заболеваний - это основное производство Microlife.



## Расширение возможностей людей

Microlife - ведущий мировой производитель термометров. Компания также является одним из лидеров мирового рынка в разработке и производстве медицинского диагностического оборудования для использования в домашних условиях, и в медицинских учреждениях. Приборы для измерения артериального давления, цифровые термометры, устройства для контроля астмы являются нашими основными изделиями.

## Наш руководящий принцип

Microlife - лидер и первопроходец по производству безртутных цифровых термометров, изделия Microlife не содержат опасные для окружающей среды вещества. Мы стремимся к высочайшим стандартам качества, надежности и точности. Мы разрабатываем технологии в пользу Вашего здоровья, и наш масштаб качества одинаковый как для изделий домашнего использования, так и для профессионального применения.

## Наши изделия

Наши медицинские приборы обеспечивают высочайший уровень безопасности, и валидированы для использования в медицинских учреждениях. Они надежные, и удобные в использовании. В области измерения температуры и артериального давления, управления собственным весом и заботы о ребенке, наши технологии предлагают точные и надежные решения.

## Наша главная тема –

### домашняя диагностика

Мы поставляем всё необходимое для контроля Вашего здоровья в домашних условиях, и поддерживаем вас в стремлении следить за состоянием здоровья самостоятельно. Это наше будущее.



reddot

### Премия Red Dot Design Award

Ведущим моделям тонометров и цифровых термометров была присвоена одна из самых уважаемых в мире наград за дизайн продукта - «red dot».

“Наши планы на будущее – продолжать работу, чтобы делать то, что мы лучше всего умеем: обеспечивать людей инновационными решениями для здоровья.”

# *microlife*® Карта Мира



# Где мы находимся

## Карта мира Microlife



# *microlife*<sup>®</sup>

A partner for people. For life.





# Тонометры

Знание своего артериального давления и выявление риска мерцательной аритмии являются первыми шагами к предотвращению инсульта



## Технологии контроля артериального давления



### Технология MAM

Анализ трёх последовательных измерений менее, чем за 3 минуты



### Технология AFIBsens

AFIBsens надёжно выявляет фибрилляцию предсердий (AF) (мерцательную аритмию) во время измерения артериального давления в домашних условиях.



### Технология IHB

IHB (аритмия сердцебиения) анализирует частоту пульса и обнаруживает сердечную аритмию во время измерения артериального давления.



### Технология PAD

PAD (выявление аритмии пульса) анализирует частоту пульса и обнаруживает сердечную аритмию во время измерения артериального давления.



### Gentle+

Оптимальное управление скоростью накачки и спуска давления для максимального комфорта во время измерения.



### Комфорт+

Обеспечивает безболезненное и точное измерение во время накачивания манжеты.



### Microlife Connected Health+

Полезное приложение для простого контроля Вашего артериального давления и других важных показателей здоровья таких, как температура и вес.



### BP Analyzer+

Данное программное обеспечение помогает Вам получить более обширную информацию о Ваших показателях артериального давления.



### Клиническая валидация

Пройдена по протоколу ESH и ISO81060-2: 2013.



### Клиническая валидация

Пройдена в соответствии с протоколом BHS с A/A. Кроме того, эти тонометры утверждены для использования специальными группами пациентов, включающих: преэклампсию беременных, почечную недостаточность, ожирение и диабет. А так же, для детей от 12 лет







Видео  
о продукте

## BP A7 TOUCH BT

Тонометр автоматический с передачей данных через Bluetooth® и с функцией выявления мерцательной аритмии

**AFIB  
sens**

### Выявление риска инсульта

Высокая точность обнаружения фибрилляции предсердий (ФП) для предотвращения инсульта

**3  
MAM**

### Режим определения среднего значения Microlife (MAM)

3 измерения в 1 клик и средний результат для высочайшей надежности



### В комплект входит приложение и программное обеспечение для ПК

Приложение Connected Health+ и программное обеспечение BPA+ позволяют легко анализировать артериальное давление в долгосрочной перспективе



Клинически проверено  
согласно протоколу BHS A/A

Bluetooth®



red dot

### Характеристики

- Технология AFIBsens
- Подключение по Bluetooth®
- USB-кабель и программное обеспечение BPA+ входят в комплект поставки
- Функция усреднения памяти
- Цветной индикатор для легкой классификации АД
- Функция блокировки
- Технология MAM
- В комплект входит приложение Microlife Connected Health+
- Оптимальный контроль скорости и давления с помощью Gentle+
- Память данных 2 x 99 с гостевым режимом
- Регулируемые время и дата
- Возможно использование с перезаряжаемыми батареями
- Индикация низкого заряда батареи
- Адаптер в комплекте

[www.microlife.ru/a7-touch-bt](http://www.microlife.ru/a7-touch-bt)





Видео  
о продукте

## BP B6 Connect



Клинически проверено  
согласно протоколу BHS-A/A

Bluetooth®

Тонометр автоматический с передачей данных через Bluetooth® и с функцией выявления мерцательной аритмии



### Выявление риска инсульта

Высокая точность обнаружения фибрилляции предсердий (ФП) для предотвращения инсульта



### Режим определения среднего значения Microlife (MAM)

3 измерения в 1 клик и средний результат для высочайшей надежности



### В комплект входит приложение и программное обеспечение для ПК

Приложение Connected Health+ и программное обеспечение BPA+ позволяют легко анализировать артериальное давление в долгосрочной перспективе

### Характеристики

- Технология AFIBsens
- ИНВ для обнаружения нерегулярного сердцебиения
- Оптимальный контроль скорости нагнетания с помощью Gentle+
- Индикатор для классификации результатов («Светофор»)
- Очень большой дисплей
- Проверка правильности надевания манжеты
- Отображение стрелками "MyCheck"
- 2 пользователя с памятью по 99 данных каждый
- Среднее значение сохраненных измерений за последние 28 дней.
- Среднее клиническое артериальное давление "MyBP"
- Регулируемая дата и время
- Индикатор низкого заряда батареи
- Возможно использование с перезаряжаемыми батареями

[www.microlife.ru/b6-connect](http://www.microlife.ru/b6-connect)



## BP A200 AFIB

Автоматический тонометр  
с функцией выявления мерцательной аритмии



### Выявление риска инсульта

Высокая точность определения фибрилляции предсердий (AF) для предотвращения инсульта



### Режим определения среднего значения Microlife (MAM)

3 измерения в 1 клик и средний результат для высочайшей надежности



### Память на 200 измерений

Автоматическое сохранение 200 показаний измерения артериального давления

### Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление мерцательной аритмии (AF) с помощью AFIBsens
- MAM - 3 последовательных измерения одним нажатием
- Оптимальный контроль скорости нагнетания с помощью Gentle+
- Коническая мягкая манжета M-L (22-42 см)
- Моющийся чехол манжеты
- Память на 200 измерений
- Клинически проверено на особых группах пациентов

\* Связь с ПК с помощью USB

[www.microlife.ru/a200-afib](http://www.microlife.ru/a200-afib)



Видео  
о продукте

## BP B3 AFIB

Автоматический тонометр  
с функцией выявления мерцательной аритмии



Клинически  
проверено



### Выявление риска инсульта

Высокая точность обнаружения фибрилляции предсердий (ФП) для предотвращения инсульта



### Режим определения среднего значения Microlife (MAM)

3 измерения в 1 клик и средний результат для высочайшей надежности



### Коническая мягкая манжета M-L (22 – 42 см)

Удобная манжета с моющимся чехлом для длительного и гигиеничного использования

### Характеристики

- Очень большой дисплей
- Технология AFIBsens
- INB для обнаружения нерегулярного сердцебиения
- Оптимальный контроль скорости нагнетания с помощью Gentle+
- Проверка правильности надевания манжеты
- Цветной индикатор для легкой классификации АД
- Память на 99 данных
- Среднее значение сохраненных измерений
- Регулируемая дата и время
- Индикатор низкого заряда батареи
- Возможно использование с перезаряжаемыми батареями

[www.microlife.ru/b3-afib](http://www.microlife.ru/b3-afib)



Видео  
о продукте

## BP B3 Comfort PC

Автоматический тонометр с функцией Comfort+ для более плавного измерения во время нагнетания манжеты



3  
MAM

**Режим определения среднего значения Microlife (MAM)**

3 измерения в 1 клик и средний результат для высочайшей надежности



**Comfort+**

Для быстрого, точного и очень комфортного измерения



**Подключение к ПК и программное обеспечение**

Подключение к ПК с программным обеспечением BP Analyser+ и USB-кабелем в комплекте

### Характеристики

- Технология Comfort+
- В комплект входит USB-кабель и программное обеспечение BPA+
- Технология MAM
- 2 пользователя с памятью по 2 x 99 данных каждый
- ИHB для обнаружения нерегулярного сердцебиения
- Среднее значение сохраненных измерений
- Проверка правильности надевания манжеты
- Цветной индикатор для легкой классификации АД
- Регулируемая дата и время
- Индикатор низкого заряда батареи
- Возможно использование с перезаряжаемыми батареями

[www.microlife.ru/b3-comfort-pc](http://www.microlife.ru/b3-comfort-pc)





Видео  
о продукте

## BP B2 BASIC

Автоматический тонометр с выявлением  
аритмичного сердцебиения



Клинически проверено  
согласно протоколу BHS A/A



### Обнаружение нерегулярного сердцебиения

Обнаружение нерегулярного сердцебиения (IHB) для раннего обнаружения о возможных нарушениях сердечного ритма



### Gentle+

Оптимальный контроль скорости нагнетания для комфортных измерений



### Моющаяся мягкая манжета M – L (22 – 42 см)

Удобная манжета для всех распространенных размеров руки

### Характеристики

- Технология IHB
- Технология Gentle+
- Проверка правильности надевания манжеты
- Память на 30 измерений
- Среднее значение сохраненных измерений
- Классификация АД с помощью индикатора
- Регулируемая дата и время
- Индикатор низкого заряда батареи
- Возможно использование с перезаряжаемыми батареями

[www.microlife.ru/b2-basic](http://www.microlife.ru/b2-basic)



## BP B2 EASY

Автоматический тонометр с выявлением аритмичного сердцебиения с управлением одной кнопкой



**Обнаружение нерегулярного сердцебиения**  
Для раннего обнаружения возможных нарушений сердечного ритма



**Gentle+**  
Оптимальный контроль скорости нагнетания для комфортных измерений



**Управление одной кнопкой**  
Легко использовать

### Характеристики

- Полностью автоматический на плечо
- Простой индикатор для классификации артериального давления
- Коническая мягкая манжета M – L (22 – 42 см)
- Моющийся чехол манжеты
- 1 сохранение данных
- Проверка посадки манжеты
- Индикатор движения

[www.microlife.ru/b2-easy](http://www.microlife.ru/b2-easy)



# BP B1 CLASSIC

Автоматический тонометр с оптимальной скоростью и контролем давления для комфортных измерений



Клинически проверено  
согласно протоколу BHS A/A



**Обнаружение нерегулярного сердцебиения**  
Для раннего обнаружения возможных нарушений сердечного ритма



**Gentle+**  
Оптимальный контроль скорости нагнетания для комфортных измерений



**Память на 30 измерений и указание среднего значения**  
Автоматическое сохранение последних 30 значений артериального давления и отображение среднего значения всех сохранившихся показателей

## Характеристики

- Простой индикатор для классификации артериального давления
- Прямая мягкая манжета M – L (22 – 42 см)
- Память на 30 измерений
- Регулируемая дата и время
- Проверка посадки манжеты
- Индикатор движения

[www.microlife.ru/b1-classic](http://www.microlife.ru/b1-classic)



# BP A1 BASIC

Автоматический тонометр с функцией выявления аритмии пульса



Клинически проверено  
согласно протоколу BHS A/A



## Выявление аритмии

Выявление аритмии пульса (PAD) для своевременного предупреждения о возможных изменениях сердечного ритма



## Gentle+

Оптимальное управление скоростью нагнетания манжеты для комфортного измерения



## Память на 30 измерений и показ среднего значения измерений

Память на 30 измерений для долгосрочного отслеживания Вашего артериального давления

## Характеристики

- Автоматический тонометр на плечо
- Выявление аритмии с помощью технологии PAD
- Оптимальное управление скоростью нагнетания манжеты для комфортного измерения
- Память на 30 измерений
- Коническая мягкая манжета M-L (22–42 см)
- Сохраняется среднее значение из измерений
- Проверка правильности надевания манжеты и индикатор движения руки
- Клинически проверено на особых группах пациентов

[www.microlife.ru/a1-basic](http://www.microlife.ru/a1-basic)





# BP W3 COMFORT

Автоматический тонометр на запястье с функцией Comfort+ измерение во время накачивания



Clinically Validated  
ISO protocol



## Обнаружение нерегулярного сердцебиения

Обнаружение нерегулярного сердцебиения (IHB) для раннего оповещения о возможных нарушениях сердечного ритма



## Comfort+

Очень бережное измерение во время нагнетания манжеты



## Очень большая манжета на запястье

Для окружности запястья от 13,5 см до 23 см

## Характеристики

- Бесшумное измерение с Comfort+
- Обнаружение нерегулярного сердцебиения (IHB)
- Память на 30 данных и среднее значение
- Мягкая манжета на запястье с D-образным кольцом (13,5–23 см).
- Классификация АД с индикатором
- Регулируемая дата и время
- Проверка посадки манжеты
- Возможность использования с перезаряжаемыми батареями

[www.microlife.ru/w3-comfort](http://www.microlife.ru/w3-comfort)



# BP N1 BASIC

Полуавтоматический тонометр с оповещением о гипертензии



Клинически проверено  
согласно протоколу BHS A/A



**PAD**

## Выявление аритмии

Выявление аритмии пульса (PAD) для своевременного предупреждения о возможных изменениях сердечного ритма



## Управление одним нажатием

Простота использования



## Коническая мягкая манжета М (22-32 см)

Комфортная манжета конической формы

## Характеристики

- Полуавтоматический тонометр на плечо
- Оповещение о гипертензии
- Коническая мягкая манжета М (22–32 см)
- Память на 30 измерений
- Индикатор движения руки
- Индикатор низкого уровня заряда батарейки
- Клинически проверено на особых группах пациентов

[www.microlife.ru/n1-basic](http://www.microlife.ru/n1-basic)

# Манжеты и принадлежности

Манжеты так же важны, как и тонометры



## Жёсткая манжета

Манжета на плечо конической формы, для максимального комфорта

### Характеристики

- Коническая, веерообразная манжета для оптимальной посадки
- Совместим со всеми автоматическими тонометрами Microlife
- Жесткий материал для удобства при самостоятельном надевании манжеты
- Клинически проверены
- Доступные размеры окружности руки: M-L (22–42 см)

[www.microlife.ru/rigid-cuff](http://www.microlife.ru/rigid-cuff)

## Мягкая манжета

Коническая мягкая манжета на плечо с моющимся чехлом

### Характеристики

- Моющийся чехол манжеты для длительного и гигиеничного использования
- Коническая веерообразная манжета для оптимальной посадки
- Совместимы со всеми автоматическими тонометрами Microlife
- Металлическая скоба для удобства самостоятельного надевания манжеты
- Клинически подтверждены по всем размерам
- Доступные размеры: S (17–22 см) / M (22–32 см) / M/L (22–42 см) / L (32–42 см) / L/XL (32–52 см)

[www.microlife.ru/soft-cuff](http://www.microlife.ru/soft-cuff)

## Обзор

Найдите свой идеальный тонометр



BP A7 Touch BT



BP B6 Connect



BP A200 AFIB



BP B3 AFIB



BP B3 Comfort PC

|                                                                                     |                                         |        |        |       |       |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--|
|    | Объем памяти данных                     | 2 × 99 | 2 × 99 | 200   | 99    | 2 × 99 |  |
|    | Выявление мерцательной аритмии          | •      | •      | •     | •     |        |  |
|    | Режим оптимального значения Microlife   | •      | •      | •     | •     | •      |  |
|  | Выявление аритмии пульса                |        | •      |       | •     | •      |  |
|  | Gentle+                                 | •      | •      | •     | •     |        |  |
|  | Comfort+                                |        |        |       |       | •      |  |
|  | Bluetooth® and app                      | •      | •      |       |       |        |  |
|  | Программное обеспечение и связь с ПК    | •      | •      | •     |       | •      |  |
|  | Световой индикатор                      | •      | •      | •     | •     | •      |  |
|  | Управление одним нажатием               |        |        |       |       |        |  |
|  | 2 пользователя                          | •      | •      |       |       | •      |  |
|  | Указание среднего значения              | •      | •      | •     | •     | •      |  |
|  | Индикатор правильного надевания манжеты | •      | •      | •     | •     | •      |  |
|  | Сетевой адаптер включён                 | •      | •      | •     | •     | •      |  |
|  | Гарантия                                | 5 лет  | 5 лет  | 5 лет | 5 лет | 5 лет  |  |
|  | Манжета веерообразная (S, M, M-L, L-XL) | •      | •      | •     | •     | •      |  |





BP B2 Basic



BP B2 Easy



BP B1 Classic



BP A1 Basic



BP W3 Comfort



BP N1 Basic

|  |       |       |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 30    | 1     | 30    | 30    | 30    | 30    |
|  |       |       |       |       |       |       |
|  | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|  | •     | •     | •     | •     |       |       |
|  |       |       |       |       | •     |       |
|  |       |       |       |       |       |       |
|  | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|  |       | •     |       |       |       |       |
|  |       |       |       |       |       |       |
|  | •     | •     | •     |       | •     |       |
|  | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
|  | •     | •     |       |       |       |       |
|  | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
|  | •     | •     |       | •     |       | •     |



## BP AG1-30

Эргономичный и профессиональный комплект механического тонометра

**Точный контроль спуска воздуха**

Встроенный нагнетатель поддерживает нагнетание и спуск воздуха

**Профессиональная манжета размерами**

«М» 22-32 см и «L» 32-42 см

Мягкая широкая манжета для профессионального использования

**Эргономичная эксплуатация**

Большой манометр для простого считывания показателей измерения

**Характеристики**

- Ручной комплект механического тонометра
- Точный манометр
- Встроенный стетоскоп
- Нагнетатель и клапан
- Профессиональная манжета (с металлической скобой)
- Мягкая сумка

[www.microlife.ru/bp-ag1-30](http://www.microlife.ru/bp-ag1-30)



## BP AG1-20

Доступный базовый набор  
механического тонометра



### Готовое решение

Стетоскоп входит в комплект



### Простое использование

Простое чтение измерений, легкое нагнетание  
и спуск воздуха



### Мягкая манжета размерами «М» 22-32 см и «L» 32-42 см

Мягкая манжета для простого надевания  
(с металлической скобой)

### Характеристики

- Ручной комплект anerоидного тонометра
- Точный манометр
- Стетоскоп
- Нагнетатель и клапан
- Мягкая сумка

[www.microlife.ru/bp-ag1-20](http://www.microlife.ru/bp-ag1-20)



# ST<sub>77</sub>

Легкий стетоскоп Раппопорта с поворотной акустической головкой



Высокая точность звука



Надёжное качество



Принадлежности включены

## Характеристики

- 3 запасные ушные оливы разных размеров
- 3 акустические головки
- 2 запасные прозрачные пластмассовые диафрагмы
- Доступно в 2 цветах:  
черный, темно-синий

[www.microlife.ru/st-77](http://www.microlife.ru/st-77)



# ST<sub>72</sub>

Легкий стетоскоп с одной плоской акустической головкой



Высокая точность звука



Надежное качество



Лёгкая акустическая головка

## Характеристики

- Легкая алюминиевая акустическая головка
- Регулируемые хромированные трубки из бинауральной латуни
- Прочный цельный шланг из ПВХ в форме «Y»
- Мягкие конусообразные ушные оливки

[www.microlife.ru/st-72](http://www.microlife.ru/st-72)



# microlife<sup>®</sup>

A partner for people. For life.







## Глюкометры

Высокая точность, меньше  
болезненных ощущений,  
благодаря инновационной  
технологии для контроля  
сахара в крови



# DiaRite

Система мониторинга уровня глюкозы в крови с ЖК-экраном очень большого размера. Чтобы предотвратить загрязнение, использованную полоску можно легко удалить с помощью выталкивателя полосок.

5  
sec

**Быстрое измерение**  
Измерение за 5 секунд



**Выталкиватель полосок**  
Предотвратите загрязнение от использованной тест-полоски



**Настройки АС/РС**  
Отметка измерения до/после еды



## Характеристики

- Тип пробы: капиллярная цельная кровь и венозная цельная кровь
- Большой дисплей
- Выталкивание полоски
- Реагент GDH-FAD
- Образец крови объемом 0,5 мкл.
- Измерение за 5 секунд
- Кодирование не требуется
- АС/РС (до/после)
- 4 настройки будильника
- Мгновенное тестирование после установки полоски
- Мгновенно в среднем на 7, 14, 30, 90 дней
- Хранение 450 результатов

[www.microlife.com/diarite](http://www.microlife.com/diarite)



# DiaRite Тест-полоски

Для Microlife DiaRite



Реагент GDH-FAD

5  
sec

Время тестирования 5 секунд



0.5µL

0,5 мкл образца крови

## Характеристики

- Тест-полоски Microlife DiaRite для определения уровня глюкозы используются с глюкометрами Microlife DiaRite
- Предназначены для проведения тестирования на диабет как самостоятельно дома, так и медицинским персоналом в клинических условиях
- Для определения концентрации глюкозы в капиллярной цельной крови из кончиков пальцев
- Они предназначены для тестирования вне тела (диагностика in vitro только)
- Доступны по 25, 50, 2x25 и 2x50 штук

[www.microlife.com/gluco-accessories](http://www.microlife.com/gluco-accessories)



# Multiplex



Bluetooth® (optional)

Комплексный монитор здоровья в вашем кармане для измерения уровня глюкозы, мочевой кислоты и общего холестерина.

**3 in 1**

**3 в 1**

Тестирование уровней глюкозы, мочевой кислоты и общего холестерина



**Широкий диапазон НСТ**

Коррекция гематокрита, повышающая точность измерения уровня глюкозы в крови



**Выталкиватель полосок**

Предотвращает загрязнение от использованной тест-полоски

## Характеристики

- 3 в 1 (глюкоза, мочевая кислота, общий холестерин)
- Тип выборки:
  - Для определения уровня глюкозы: капиллярная и венозная цельная кровь.
  - Для тестирования мочевой кислоты и общего холестерина: капиллярная цельная кровь
- Выталкивание полоски
- Микрообъем образца крови
- Быстрый результат: Глюкоза – 7 секунд / Мочевая кислота – 15 секунд / Общий холестерин – 26 секунд
- Подключение Bluetooth® (опция)
- Хранение 460 результатов (50 для мочевой кислоты, 50 для общего холестерина, 360 для глюкозы)

[www.microlife.com/multiplex](http://www.microlife.com/multiplex)





# Multiplex Тест-полоски



Реактив GDH-FAD

7  
sec

Время тестирования 7 секунд



Образец крови 0,7 мкл

## Особенности тест-полосок на глюкозу

- Диапазон НСТ: 0~70%
- Реагент: GDH-FAD
- Доступен по 25, 50, 100 шт. во флаконах/коробках



Образец крови 1,0 мкл

15  
sec

Время тестирования 15 секунд

## Характеристики тест-полосок на мочевую кислоту

- Диапазон НСТ: 20~70%
- Реагент: Целлюлоза
- Доступен по 10, 25 шт. во флаконах или коробках из фольги



Образец крови 0,8 мкл

26  
sec

Время тестирования 26 секунд

## Особенности тест-полосок на общий холестерин

- Диапазон НСТ: 30~70%
- Реагент: общая холестеринэстераза и оксидаза
- Доступен по 10, 25 шт. во флаконах или коробках из фольги

# *microlife*<sup>®</sup>

A partner for people. For life.





# Термометры

---

Высокая точность,  
качественные инновационные  
технологии для  
измерения температуры





## NC 200

Бесконтактный термометр с автоизмерением и контролем правильного расстояния



3  
sec

### Измерение за 3 секунды

Бесконтактное измерение за 3 секунды



### Автоматическое измерение с дистанционным управлением

Измеряет автоматически на расстоянии до 5 см



### Система наведения для самостоятельного измерения

Световой индикатор на задней панели показывает пользователю, что устройство находится на правильном расстоянии

### Характеристики

- Инфракрасный лобный термометр
- Точный и гигиеничный
- Память на 30 измерений (хранятся с датой и временем)
- Многофункциональный (температура тела, объекта и окружающей среды)
- Синий свет трекинга - удобно использовать ночью
- Световой индикатор лихорадки: технология Silent Glow™
- Управление звуком - опция бесшумного режима для измерения ночью
- Клинически протестирован в Европе
- Red Dot Award: Дизайн продукта 2018 г.

[www.microlife.ru/nc-200](http://www.microlife.ru/nc-200)





# NC 150 BT

Бесконтактный термометр с Bluetooth® для простого измерения температуры.



3  
sec

## Измерение за 3 секунды

Быстрое и простое бесконтактное измерение



## Технология Bluetooth®

Мгновенный контроль температуры на Вашем смартфоне



## Технология Silent Glow™

Сигнал тревоги

Зеленый: до 37,4° C

Красный: выше 37,4° C

## Характеристики

- Инфракрасный лобный термометр
- Позволяет легко контролировать температуру с помощью Bluetooth® Smart
- Подключается к приложению «Microlife Connected Health +» (для iOS и Android)
- Синий свет трекинга - удобно использовать ночью
- Многофункциональный (температура тела, объекта и окружающей среды)
- Память на 30 измерений (хранятся с датой и временем)
- Управление звуком - опция бесшумного режима для измерения ночью
- Клинически проверенный и рекомендованный врачами

[www.microlife.ru/nc-150-bt](http://www.microlife.ru/nc-150-bt)





# NC 400

Инфракрасный термометр с дизайном для детей



3  
sec

## Измерение за 3 секунды

Быстрое и простое бесконтактное измерение



## Синий свет трекинга

Синий светодиод указывает на правильную зону измерения и расстояние



## Технология Silent Glow™

Сигнал тревоги

Зеленый: до 37,4° C

Красный: выше 37,4° C

## Характеристики

- Инфракрасный лобный термометр
- Уникальный дизайн дельфина специально разработан, чтобы сделать измерение более приятным для детей.
- Точный и гигиеничный
- Многофункциональный (температура тела, объекта и окружающей среды)
- Память на 30 измерений (хранятся с датой и временем)
- Управление звуком - опция бесшумного режима для измерения ночью
- Клинически протестирован в Европе

[www.microlife.ru/nc-400](http://www.microlife.ru/nc-400)



## IR 200

Ушной термометр  
с системой наведения для точного  
позиционирования

1  
sec

**1-секундное измерение**  
Надежное и точное измерение  
температуры тела в ухе

ACCU  
sens ✓

**Система наведения ACCUsens**  
Подтверждает правильное положение в ухе  
сообщением «Good» на дисплее LCD и звуковым  
сигналом



**Зонд с подсветкой и технологией «Очисти  
меня» ("Clean me")**  
Синий светодиодный свет позволяет найти  
правильное положение в ухе в темноте



### Характеристики

- Инфракрасный ушной термометр
- Технология Silent Glow™ с оповещением о повышенной температуре
- Память на 30 измерений (хранятся с датой / временем)
- Многофункциональный (температура тела, объекта и окружающей среды)
- Управление звуком - опция бесшумного режима для измерения ночью
- Без колпачков
- Клинически протестирован в Европе

[www.microlife.ru/ir-200](http://www.microlife.ru/ir-200)





# IR 210

Ушной термометр с гигиеническими колпачками и системой наведения ACCUsens



1  
sec

**1-секундное измерение**  
Надежное и точное измерение температуры тела в ухе



**Система наведения ACCUsens**  
Подтверждает правильное положение в ухе сообщением «GOOD» на ЖК-дисплее, а также звуковым сигналом



**Гигиенические колпачки**  
Колпачки без BPA и латекса обеспечивают гигиеническое и безопасное измерение

## Характеристики

- Инфракрасный ушной термометр с гигиеническими колпачками
- Безопасно и гигиенично для использования всей семьей
- Освещенный зонд и дисплей для удобных измерений
- Технология Silent Glow™ и оповещение о повышенной температуре
- Память на 30 измерений (хранятся с датой/временем)
- Многофункциональный (температура тела, объекта и окружающей среды)
- Управление звуком - опция бесшумного режима для измерения ночью
- 20 гигиенических колпачков в комплекте (без BPA и латекса)

[www.microlife.ru/ir-210](http://www.microlife.ru/ir-210)



## MT 800

Цифровой термометр для быстрого, простого и удобного измерения



10  
sec

### Измерение за 10 секунд

Точно, быстро и удобно



### Гибкий измерительный наконечник

Для нежного и комфортного измерения



### Оповещение о повышенной Температуре

Звуковой сигнал, при температуре выше 37,4° C

### Характеристики

- Цифровой термометр
- Большой дисплей для удобного использования
- Звуковой сигнал
- 100% водонепроницаемый
- Память последнего измерения
- Не содержит ртути
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батарейки

[www.microlife.ru/mt-800](http://www.microlife.ru/mt-800)



MT 700



MT 710

NEW

## MT 700/710

Цифровой термометр с гибким наконечником и дизайном для детей



30  
sec

### Измерение за 30 секунд

Точно, быстро и удобно



### Идеально для детей

Привлекательный дизайн ориентирован на детей



### Гибкий измерительный наконечник

Для нежного и комфортного измерения

### Характеристики

- Цифровой термометр
- Память последнего измерения
- Не содержит ртути
- Звуковой сигнал
- Простая замена батареек
- Индикация низкого уровня заряда батареек
- Автоматическое отключение
- Клинически протестирован

[www.microlife.ru/mt-700](http://www.microlife.ru/mt-700)

[www.microlife.ru/mt-710](http://www.microlife.ru/mt-710)



## MT 500

Цифровой термометр для  
надежного и простого измерения



30  
sec

**Измерение за 30 секунд**  
Точное и надежное измерение



**100% водонепроницаемый**  
Безопасно и гигиенично



**Память на 1 измерение**  
Сохраняется последний результат измерения

### Характеристики

- Цифровой термометр
- Простая замена батарейки
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батареи
- Не содержит ртути
- Клинически протестирован

[www.microlife.ru/mt-500](http://www.microlife.ru/mt-500)





# MT 600

Цифровой термометр для  
надежного и простого измерения



60  
sec

**Измерение за 60 секунд**  
Точное и надежное измерение



**100% водонепроницаемый**  
Безопасно и гигиенично



**Память на 1 измерение**  
Сохраняется последний результат измерения

## Характеристики

- Цифровой термометр
- Простая замена батареек
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батареи
- Не содержит ртути
- Клинически протестирован

[www.microlife.ru/mt-600](http://www.microlife.ru/mt-600)



## MT 1622 Базальный

Цифровой термометр с золотым наконечником и 4-х значным дисплеем - для планирования семьи



60  
sec

### Измерение за 60 секунд

Высочайшая точность и комфорт за 60 секунд



### 100% водонепроницаемый

Безопасно и гигиенично



### Технология Gold Temp™

Идеально подходит для людей, которые чувствительны к никелю

### Характеристики

- Цифровой термометр
- Звуковой сигнал
- 4-х значный дисплей позволяет использование для планирования семьи
- Сохранение последнего измерения
- Точность измерения  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- Не содержит ртути
- Автоматическое отключение
- Индикация низкого уровня заряда батарейки

[www.microlife.ru/mt-1622](http://www.microlife.ru/mt-1622)



## Обзор

Найдите свой инфракрасный термометр



NC 150 BT



NC 400



NC 200



IR 200



IR 210

|             |                                             |          |          |          |          |          |
|-------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|             | Время измерения                             | 3 сек.   | 3 сек.   | 3 сек.   | 1 сек.   | 1 сек.   |
|             | Диапазон измерения                          | 0–100 °C | 0–100 °C | 0–100 °C | 0–100 °C | 0–100 °C |
|             | Бесконтактное измерение                     | •        | •        | •        |          |          |
|             | Ушное измерение                             |          |          |          | •        | •        |
| <b>3in1</b> | Многофункциональность                       | •        | •        | •        | •        | •        |
|             | Bluetooth® и приложение                     | •        |          |          |          |          |
|             | Автоизмерение расстояния                    |          |          | •        |          |          |
|             | Технология ACCUSens                         |          |          |          | •        | •        |
|             | Синий цвет трекинга                         | •        | •        | •        |          |          |
|             | Технология Silent Glow™                     | •        | •        | •        | •        | •        |
|             | Отключение звука                            | •        | •        | •        | •        | •        |
|             | Зонд с подсветкой                           |          |          |          | •        | •        |
|             | Гигиенические колпачки                      |          |          |          |          | •        |
|             | Дисплей с подсветкой                        | •        | •        | •        | •        | •        |
|             | Память на 30 измерений (с датой и временем) | •        | •        | •        | •        | •        |
|             | Смена °C / °F                               | •        | •        | •        | •        | •        |
|             | Клинически проверено                        | •        | •        | •        | •        | •        |
|             | Гарантия                                    | 5 лет    | 5 лет    | 5 лет    | 5 лет    | 5 лет    |



Найдите свой цифровой термометр



MT 800



MT 700  
MT 710



MT 600



MT 500



MT 1662  
Базальный

|                                                                                     |                                    |             |             |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | Время измерения                    | 10 сек.     | 30 сек.     | 60 сек.     | 60 сек.     | 60 сек.     |
|    | Диапазон измерения                 | 32,0–43,9°C | 32,0–42,9°C | 32,0–43,9°C | 32,0–43,9°C | 32,0–43,9°C |
|    | Гибкий наконечник                  | •           | •           |             |             |             |
|   | Оповещение о повышении температуры | •           |             |             |             |             |
|  | Звуковой сигнал                    | •           | •           | •           | •           | •           |
|  | Водонепроницаемый                  | •           |             | •           | •           | •           |
|  | Наконечник Gold Temp™              |             |             |             |             | •           |
|  | Автоматическое отключение          | •           | •           | •           | •           | •           |
|  | Без ртути                          | •           | •           | •           | •           | •           |
|  | Клинически проверено               | •           | •           | •           | •           | •           |
|  | Гарантия                           | 5 лет       | 5 лет       | 5 лет       | 5 лет       | 5 лет       |

# *microlife*<sup>®</sup>

A partner for people. For life.







## Ингаляторы, пульсоксиметры, пикфлоуметры

---

Эффективная  
ингаляция и лёгкое  
дыхание с Microlife



# NEB PRO

Профессиональный компрессорный небулайзер 2 в 1



## Эффективное лечение

Высокопроизводительная система для верхних и средних/нижних дыхательных путей

2in1

## Эффективная аэрозольная терапия 2 в 1

Промыватель для носа предназначен для лечения верхних дыхательных путей, Небулайзер, поддерживаемый дыханием для лечения нижних дыхательных путей



## Высокоскоростной небулайзер

Интенсивная терапия за короткий сеанс

## Характеристики

- Мощный поршневой насос для непрерывного использования
- Простое управление одной кнопкой
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Большой отсек для хранения аксессуаров в чистоте и безопасности
- Место для хранения кабеля
- Гигиеничные и безопасные аксессуары - моющиеся и дезинфицируемые
- Полностью укомплектован сверхмягкими масками для взрослых и детей, мундштуком с клапаном выдоха, носовой частью и запасными фильтрами

[www.microlife.ru/neb-pro](http://www.microlife.ru/neb-pro)



▶ Видео о продукте

# NEB 210

Компрессорный небулайзер с технологией подачи воздуха



## Эффективное лечение

Для верхних и нижних дыхательных путей



## Быстрое лечение

Высокоскоростной небулайзер для коротких сеансов ингаляций



## Технология потока воздуха

Регулируемая скорость потока для индивидуального лечения

## Характеристики

- Инновационная система распыления для эффективного лечения
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Аксессуары можно стирать и дезинфицировать
- Легкое хранение и транспортировка с помощью сумки для переноски
- Держатель небулайзера – храните распылитель в держателе на задней стороне устройства, чтобы он был под рукой при следующем лечении
- Полная комплектация: маска для лица для взрослых и детей, насадка для рта и носа, запасные фильтры и сумка для переноски

[www.microlife.ru/neb-210](http://www.microlife.ru/neb-210)



**microlife®**



# NEB 200

Компрессорный небулайзер



## Эффективное лечение

Для верхних и нижних  
дыхательных путей



## Быстрое лечение

Высокоскоростной небулайзер для  
коротких сеансов ингаляций



## Простое управление одной кнопкой

Для всей семьи

## Характеристики

- Инновационная система распыления для эффективного лечения
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Аксессуары моются и дезинфицируются
- Простота хранения и транспортировки с помощью сумочки
- Большой отсек для хранения - храните аксессуары к небулайзеру в безопасном, практичном отделении, для удобства при последующем использовании.
- Полностью укомплектован масками для взрослых и детей, мундштуком, запасными фильтрами и переносной сумкой

[www.microlife.ru/neb-200](http://www.microlife.ru/neb-200)



# NEB 400

Компрессорный небулайзер для всей семьи



## Эффективное лечение

Для верхних и нижних дыхательных путей



## Высокоскоростной небулайзер

Для коротких ингаляций



## Дружественный дизайн

Для комфортной и бесшумной ингаляции

## Характеристики

- Быстрое и комфортное лечение для всей семьи
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Простое управление одной кнопкой
- Аксессуары моются и дезинфицируются
- Простота хранения и транспортировки с сумочкой
- Держатель небулайзера для более простого использования при очередном сеансе лечения
- В комплект входят: маска для взрослых и детей, мундштук, насадка для носа, запасные фильтры и сумочка для переноски

[www.microlife.ru/neb-400](http://www.microlife.ru/neb-400)

# microlife®



## NEB 410

Компрессорный небулайзер для всей семьи



### Эффективное лечение

Для верхних и нижних дыхательных путей



### Высокоскоростной небулайзер

Для коротких ингаляций



### Дружественный дизайн

Для комфортной и бесшумной ингаляции

### Характеристики

- Быстрое и комфортное лечение для всей семьи
- Подходит для всех распространенных ингаляционных растворов
- Простое управление одной кнопкой
- Аксессуары моются и дезинфицируются
- Простота хранения и транспортировки с сумочкой
- Держатель небулайзера для более простого использования при очередном сеансе лечения
- В комплект входят: маска для взрослых и детей, мундштук, насадка для носа, запасные фильтры и сумочка для переноски

[www.microlife.ru/neb-410](http://www.microlife.ru/neb-410)

microlife®

Ингаляторы, пульсоксиметры, пикфлоуметры

microlife



# microlife®



## NEB NANO BASIC



Переносной компрессорный  
небулайзер



### Эффективная система распыления

Для верхних и нижних  
дыхательных путей



### Компактный дизайн - идеально для путешествий

Маленький, бесшумный, и легкий - всего 180 г



### Один для всех

Подходит для всех распространенных  
ингаляционных растворов

### Характеристики

- Запатентованная микрокомпрессорная технология
- Простое управление одной кнопкой
- Аксессуары моются и дезинфицируются
- Простота хранения и транспортировки с сумкой
- Держатель небулайзера для простоты использования
- В комплект входят маска для взрослых и детей, мундштук, насадка для носа, фильтры, сетевой адаптер медицинского назначения, кабель USB micro и сумочка для транспортировки

[www.microlife.ru/neb-nano-basic](http://www.microlife.ru/neb-nano-basic)



# PF 200

Пикфлоуметр



## Высокая точность

Измерение пикового выдоха (PEF) и объема форсированного выдоха за одну секунду (FEV<sub>1</sub>)



## Память на 240 измерений

Сохраняет до 240 измеренных значений с датой и временем



## Индикатор результата

Интуитивное понимание данных измерений

## Характеристики

- Высокая точность данных максимальной скорости воздушного потока при форсированном выдохе
- Моющийся датчик потока
- Легко читаемый дисплей LCD
- Подходит для детей и взрослых
- Программное обеспечение для управления профилем дыхания пациента
- Поставляется с программным обеспечением, соединительным кабелем и сумочкой для переноски

[www.microlife.ru/pf-200](http://www.microlife.ru/pf-200)

## Обзор

Найдите свой идеальный ингалятор



NEB PRO



NEB 200



NEB 210

|                                                                                                         |                       |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Скорость распыления                                                                                     | 0,37 мл/мин.          | 0,4 мл/мин.            | 0,4 мл/мин.            |
| Размер частиц                                                                                           | 3,5 мкм (MMAD)        | 2,83 мкм (MMAD)        | 2,83 мкм (MMAD)        |
| Объём                                                                                                   | мин. 2 мл; макс. 8 мл | мин. 2 мл; макс. 8 мл  | мин. 2 мл; макс. 8 мл  |
| Уровень шума                                                                                            | 52 дБА                | 45 дБА                 | 52 дБА                 |
| Рабочий цикл                                                                                            | Непрерывная работа    | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ |
| Вес                                                                                                     | 1765 г                | 1306 г                 | 1306 г                 |
| Размер                                                                                                  | 289 × 180 × 127 мм    | 130 × 160 × 140 мм     | 160 × 161 × 90 мм      |
| Гарантия                                                                                                | 5 лет                 | 5 лет                  | 5 лет                  |
|  Эффективное лечение | ●                     | ●                      | ●                      |
|  Короткий сеанс      | ●                     | ●                      | ●                      |
| <b>2 in 1</b> 2 в 1                                                                                     | ●                     |                        |                        |
|  Портативный         |                       |                        |                        |
|  Легкий и бесшумный  |                       |                        |                        |
|  Моющиеся аксессуары | ●                     | ●                      | ●                      |



NEB NANO BASIC



NEB 400



NEB 410

|                                                                                                         |                        |                        |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Скорость распыления                                                                                     | 0,25 мл / мин.         | 0,4 мл / мин.          | 0,4 мл / мин.          |
| Размер частиц                                                                                           | 2,9 мкм (MMAD)         | 2,83 мкм (MMAD)        | 2,83 мкм (MMAD)        |
| Объём                                                                                                   | мин. 2 мл, макс. 6 мл  | мин. 2 мл, макс. 8 мл  | мин. 2 мл, макс. 8 мл  |
| Уровень шума                                                                                            | 45 дБА                 | 52 дБА                 | 52 дБА                 |
| Рабочий цикл                                                                                            | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ | 30 мин ВКЛ/30 мин ВЫКЛ |
| Вес                                                                                                     | 180 г                  | 1424 г                 | 1300 г                 |
| Размер                                                                                                  | 117 × 69 × 46 мм       | 200 × 183 × 153 мм     | 196 × 140 × 134 мм     |
| Гарантия                                                                                                | 2 года                 | 5 лет                  | 5 лет                  |
|  Эффективное лечение | ●                      | ●                      | ●                      |
|  Короткий сеанс      |                        | ●                      | ●                      |
| <b>2 in 1</b> 2 в 1                                                                                     |                        |                        |                        |
|  Портативный         | ●                      |                        |                        |
|  Легкий и бесшумный  | ●                      |                        |                        |
|  Моющиеся аксессуары | ●                      | ●                      | ●                      |





## OXY 210

Пульсоксиметр напалечный



### Точность на медицинском уровне

Определяет насыщение кислородом ( $\text{SpO}_2$ ) и частоту сердечных сокращений (пульс)



### Нежное использование

Простое и абсолютно безболезненное измерение



### Легкий и портативный

Идеально для использования дома и в пути

### Характеристики

- Определение насыщение кислородом ( $\text{SpO}_2$ ) и частота сердечных сокращений (пульс)
- Двухцветный дисплей OLED
- 6 различных режимов отображения
- 5 регулируемых уровней яркости
- Индикация низкого уровня заряда батарейки
- Автоматическое отключение
- Поставляется с сумочкой для крепления к ремню

[www.microlife.ru/oxy-210](http://www.microlife.ru/oxy-210)



# OXY 200

Пульсоксиметр напалечный



## Точность на медицинском уровне

Определяет насыщение кислородом ( $SpO_2$ ) и частоту сердечных сокращений (пульс)



## Нежное использование

Простое и абсолютно безболезненное измерение



## Легкий и портативный

Идеально для использования дома и в пути

## Характеристики

- Определяет насыщение кислородом ( $SpO_2$ ) и частоту сердечных сокращений (пульс)
- Дисплей LED
- Индикация низкого уровня заряда батареи
- Автоматическое отключение
- Поставляется с сумочкой для крепления к ремню

[www.microlife.ru/oxy-200](http://www.microlife.ru/oxy-200)

# *microlife*<sup>®</sup>

A partner for people. For life.





# Молокоотсосы

Высочайший комфорт с  
молокоотсосами Microlife





# BC 100 Soft

Ручной молокоотсос



**Легкий, простой и практически бесшумный**

Комфортное сцеживание молока в любом месте

0%  
BPA

**Не содержит BPA**

Бутылочка не содержит BPA

0+  
months

**Идеально для новорожденных**

Силиконовые соски и бутылочки для молока Microlife специально разработаны для новорожденных



0%  
BPA

0+  
months

## Характеристики

- Вакуумная технология имитирует натуральное кормление для нежного и комфортного использования
- Дополнительный комфорт с двумя уровнями сцеживания
- Гигиеничны и безопасны - аксессуары чистятся и дезинфицируются
- Оснащен бутылочкой для грудного молока объемом 180 мл (полностью без BPA) с мягкой силиконовой подушкой, крышкой и подставкой для бутылок, двумя соответствующими винтовыми пробками, силиконовой соской естественной формы (с защитной крышкой) для удобного кормления
- Детали просто хранятся и переносятся с помощью удобной сумочки

[www.microlife.ru/bc-100](http://www.microlife.ru/bc-100)





# BC 200 Comfy

Электрический молокоотсос



## Индивидуальное использование

10 различных режимов стимуляции для максимального комфорта



## 10 различных режимов сцеживания

Помогают мамам выбрать наиболее удобную настройку молокоотсоса для регулирования их потока молока



## Прост в использовании

Большой дисплей с таймером для удобного отслеживания режимов стимуляции и времени сцеживания



## Характеристики

- 2-х фазная вакуумная технология имитирует естественный процесс кормления
- Компактный и портативный дизайн - идеально подходит для путешествий
- Функция памяти для индивидуального использования
- Работает от батареек и от сетевого адаптера (с указанием уровня зарядки батарейки)
- Оснащен бутылкой для грудного молока объемом 180 мл (не содержит BPA) с крышкой и подставкой для бутылок, двумя соответствующими винтовыми пробками, силиконовой соской естественной формы для удобного кормления, медицинским адаптером питания и сумочкой для транспортировки

[www.microlife.ru/bc-200](http://www.microlife.ru/bc-200)



# BC 300 Maxi 2 in 1

Двойной электрический молокоотсос

2 in 1

**Инновационная технология двойного режима**

Подходит для одностороннего и двустороннего сцеживания



**Нежно, удобно и эффективно**

Экономия времени благодаря двухрежимной вакуумной технологии



**Весьма удобно**

Функция памяти для индивидуального использования



## Характеристики

- Экономия времени благодаря двухрежимной вакуумной технологии
- Максимальный комфорт с 10 различными режимами стимуляции и сцеживания
- Большой дисплей с подсветкой и таймером, который отслеживает стимуляцию и время сцеживания
- Питается от батарейки и сетевого адаптера (с индикатором уровня заряда батарейки)
- Оснащен двумя бутылками для грудного молока по 180 мл с крышками, подставками для бутылок, двумя соответствующими винтовыми пробками для бутылок, силиконовой соской натуральной формы для удобного кормления, медицинским адаптером питания и сумочкой для переноски

[www.microlife.ru/bc-300](http://www.microlife.ru/bc-300)

# Обзор

Какой молокоотсос идеален для Вас?



BC 100 Soft



BC 200 Comfy



BC 300 Maxi 2 in 1

|                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ручной молокоотсос                                                                                                         | ●                 |                   |                   |
| Одинарный электрический молокоотсос                                                                                        |                   | ●                 |                   |
| Двойной электрический молокоотсос                                                                                          |                   |                   | ●                 |
| Двухфазная вакуумная технология                                                                                            | ●                 | ●                 | ●                 |
| Частота использования                                                                                                      | Редкое            | Частое            | Интенсивное       |
| Вес                                                                                                                        | 135 г             | 330 г             | 330 г             |
| Размер                                                                                                                     | 200 × 160 × 66 мм | 130 × 120 × 57 мм | 130 × 120 × 57 мм |
| Гарантия                                                                                                                   | 2 года            | 2 года            | 2 года            |
|  Количество режимов стимуляции          | 2                 | 10                | 10                |
|  Количество режимов сцеживания          | 2                 | 10                | 10                |
|  Память                                 |                   | ●                 | ●                 |
|  Подсветка дисплея                      |                   | ●                 | ●                 |
|  Работа от батареек и сетевого адаптера |                   | ●                 | ●                 |
|  Лёгкий, компактный и тихий             | ●                 | ●                 | ●                 |
|  Не содержит BPA                        | ●                 | ●                 | ●                 |
|  Моющиеся аксессуары                    | ●                 | ●                 | ●                 |
|  Идеально для новорождённых             | ●                 | ●                 | ●                 |

# microlife<sup>®</sup>

A partner for people. For life.





# Весы

Наши точные диагностические  
весы помогают Вам найти  
свой идеальный вес и  
поддерживать его







## WS 200 BT

Диагностические весы с Bluetooth®



### Диагностика состава тела

Надёжный анализ состава Вашего тела

### Автоматическая передача данных с помощью Bluetooth®



Позволяет быстро анализировать состав вашего тела с приложением Microlife Connected Health+



### Покрывтие ITO

Электрод ITO (оксид олова и индия) с платформой для взвешивания со специальным небьющимся стеклом

### Характеристики

- Анализ массы тела, процентного соотношения жира и воды в теле, мышечной и костной масс, индекс массы тела (ИМТ) с активной и базальной скоростью метаболизма
- Большой легко читаемый дисплей
- Автоматическая передача данных с помощью технологии Bluetooth®
- Мгновенное отслеживание веса на Вашем смартфоне с приложением «Microlife Connected Health+» (доступно бесплатно для iOS и Android)
- Максимальный вес 180 кг
- Точность измерения до 100 г
- Выбор единиц измерения: кг/стоун

[www.microlife.ru/ws-200-bt](http://www.microlife.ru/ws-200-bt)



## Microlife Connected Health+


Помогает проверить и проанализировать состояние здоровья, выполнив несколько простых шагов

**Бесчисленное множество различных приложений на вашем смартфоне, чтобы отслеживать самые важные показатели здоровья?**

Мы все с этим знакомы! С Microlife Connected Health+ вы можете легко перенести данные о своем артериальном давлении, температуре тела и данных о составе тела в одно приложение. Это поддерживает Вашу мотивацию контролировать их в положительном направлении в долгосрочной перспективе.

**Безопасность данных. Прозрачно и понятно.**

Помимо медицинских показателей, Microlife Connected Health+ также обеспечивает безопасность Ваших данных. Вы сами решаете, хотите ли Вы использовать Microlife Connected Health+ только локально, без регистрации или облачного хранения данных. Однако, если вы решили хранить свои данные в Интернете дополнительно, то всю необходимую информацию о защите данных можно легко найти в самом приложении, или на нашем вебсайте - прозрачным и понятным способом.





## WS 80-N

Диагностические весы



### Анализ состава тела

Надёжный анализ Вашего состава тела



### Моментальное включение

Наступив ногой на весы, начинается измерение



Auto off

### Автоматическое отключение

Автоматически отключается через несколько секунд после измерения

### Характеристики

- Измеряет вес, анализирует жировые отложения, воду в организме, мышечную и костную массы, ИМТ и скорость основного обмена
- Платформа из небьющегося стекла
- Большой дисплей
- Тонкий и компактный дизайн
- Простые в использовании
- Память на 10 пользователей
- Взвешивание от 2 до 180 кг
- Точность измерения до 100 г
- Единицы измерения: кг/фунт/стоун

[www.microlife.ru/ws-80](http://www.microlife.ru/ws-80)



# WS 50

Весы



## Моментальное включение

Включите весы, нажав на них ногой



## Автоматическое отключение

Автоматически отключается через несколько секунд после измерения



## Кг/Фунт/Стоун

Выбирайте разные единицы измерения

## Характеристики

- Измерение веса
- Точные и простые в использовании
- Тонкий и компактный дизайн
- Платформа из небьющегося стекла
- Максимальный вес 150 кг
- Точность измерения до 100 г

[www.microlife.ru/ws-50](http://www.microlife.ru/ws-50)





BP A7 Touch BT  
[www.microlife.ru/a7-touch-bt](http://www.microlife.ru/a7-touch-bt)



BP A6 BT  
[www.microlife.com/a6-bt](http://www.microlife.com/a6-bt)



WS 200 BT  
[www.microlife.ru/ws-200-bt](http://www.microlife.ru/ws-200-bt)



## Microlife Connected Health+

Помогает проверить и проанализировать состояние здоровья, выполнив несколько простых шагов

Бесчисленное множество различных приложений на вашем смартфоне, чтобы отслеживать самые важные показатели здоровья? Мы все с этим знакомы! С Microlife Connected Health+ Вы легко можете перенести данные о своем артериальном давлении, температуре тела, и данных о строении тела в одно приложение. Это поддерживает Вашу мотивацию контролировать их в положительном направлении в долгосрочной перспективе.



# Microlife Connected Health+

Следите за своим здоровьем с Microlife Connected Health+ для хорошего самочувствия




BP B6 Connect  
[www.microlife.ru/b6-connect](http://www.microlife.ru/b6-connect)



NC 150 BT  
[www.microlife.ru/nc-150-bt](http://www.microlife.ru/nc-150-bt)

## Безопасность данных. Прозрачно и понятно.

Помимо медицинских показателей, Microlife Connected Health+ также обеспечивает безопасность Ваших данных. Вы сами решаете, хотите ли Вы использовать Microlife Connected Health+ только локально, без регистрации или облачного хранения данных. Однако, если Вы решили хранить свои данные в Интернете дополнительно, то всю необходимую информацию о защите данных можно легко найти в самом приложении, или на нашем вебсайте.





# microlife®

A partner for people. For life.



# Тонометры WatchBP

---

Участвуйте в движении  
по борьбе против  
инсульта и сердечных  
заболеваний





## Технологии WatchBP



### Выявление мерцательной аритмии (AF)

Функция AFIB распознаёт мерцательную аритмию (AF) во время измерения артериального давления



### Неинвазивное измерение центрального артериального давления

Неинвазивный, надежный метод на основе плечевого импульса объемной плетизмографии (PVP)



### Оценка лодыжечно-плечевого индекса (ABI)

Для легкой, быстрой и точной оценки лодыжечно-плечевого индекса



### Измерение в ночное время

- Для измерения артериального давления во время сна.
- Помогает собирать точные дневные и ночные измерения артериального давления. для хорошего обзора суточной картины артериального давления



### Измерение на двух руках

Для легкой, быстрой и точной оценки лодыжечно-плечевого индекса



### Аускультативный режим

Для пациентов пожилых, страдающих от ожирения и мерцательной аритмии



### Режим среднего значения WatchBP

Три последовательных измерения подряд



### Гибкий график измерений артериального давления

Позволяет врачам регулировать настройки временных интервалов. и количество последовательных измерений в соответствии с различными рекомендациями



### Алгоритм SPRINT

Выполнение автоматизированного процесса измерения артериального давления (AOBPM)



### Настраиваемые функции измерения

Устройство обновляется и дополняется полезными функциями, такими как обнаружение фибрилляции предсердий (AF – мерцательная аритмия), и функцией измерения центрального артериального давления



### Связь с компьютером

Удобное для пользователя программное обеспечение в комплекте



### Руководства ESH/AHA/BIHS учтены

7-дневная программа измерений



### Для записи приема лекарств

Кнопку "Pill" можно использовать для записи приема лекарств или для того, чтобы записать «событие», которое может повлиять на уровень артериального давления





## WatchBP Office ABI

Профессиональный тонометр для  
кардиоваскулярного скрининга



### Оценка лодыжечно-плечевого индекса (ABI)



Быстрое, простое и точное определение  
лодыжечно-плечевого индекса



AFIB

### Выявление мерцательной аритмии (AF)

Функция AFIB распознает мерцательную  
аритмию (AF) с высокой точностью  
(чувствительность 98%, специфичность 92%)



### Оценка различий в измерениях между руками (IAD)

Оснащение двумя манжетами для  
одновременного измерения на обеих руках,  
чтобы определить разницу в артериальном  
давлении между ними (IAD)

### Характеристики

- Отображение среднего артериального давления (MAP) и давления пульса (PP)
- Удобное программное обеспечение в комплекте
- Автоматизированное профессиональное измерение артериального давления (AOBPM) со встроенным алгоритмом SPRINT
- 2 мягкие манжеты M (22 - 32 см) и 2 мягкие манжеты L (32 - 42 см)
- Манжета на лодыжку конической формы M (22 - 32 см)
- Аккумуляторная батарейка
- Клинически подтверждено использование для детей от 3 лет, при состоянии преэклампсии беременных, диабета, почечной недостаточности, и ожирения

[www.microlife.ru/office-abi](http://www.microlife.ru/office-abi)





## WatchBP Office 2G

Профессиональный  
автоматизированный тонометр



AFIB

### Выявление мерцательной аритмии (AF)\*

Функция AFIB распознает мерцательную аритмию (AF) с высокой точностью (чувствительность 98%, специфичность 92%)



### Неинвазивное измерение центрального давления\*

Определяет артериальное давление восходящей аорты на основе волн сигналов PVP, чтобы помочь в создании надежной диагностики сердечно-сосудистого риска и гипертонии



### Разные модификаций прибора

Тонометр может быть оснащён версией «AFIB» по требованию или «Central» (включая AFIB и измерения центрального давления)



Bluetooth®

### Характеристики

- Отображение среднего артериального давления (МАР) и пульсового давления (ПП)
- Включено удобное программное обеспечение
- Простая передача данных через Bluetooth® или кабель USB
- Автоматизированное офисное измерение артериального давления. (АОВРМ) со встроенным алгоритмом SPRINT
- Заряжаемая батарея
- Клинически проверено для детей от 3 лет, при беременности и преэклампсии, для пациентов с диабетом, с заболеваниями почек и ожирением

[www.microlife.ru/office-2g](http://www.microlife.ru/office-2g)

\* настраиваемо





WatchBP

## O3 Ambulatory 2G

Профессиональный прибор для круглосуточного измерения артериального давления



### Амбулаторное измерение артериального давления

Удобный тонометр для круглосуточных измерений артериального давления



### Настраиваемые функции измерения

Настройте свой амбулаторный тонометр согласно своим потребностям, таким как измерение центрального артериального давления и выявление мерцательной аритмии



AFIB

### Выявление мерцательной аритмии (AF)\*

Функция AFIB распознает мерцательную аритмию (AF) с высокой точностью (чувствительность 98%, специфичность 92%)



Bluetooth®

### Характеристики

- Связь с ПК через Bluetooth® и USB
- Удобное программное обеспечение в комплекте для простого анализа данных
- Память на 330 записей, включая результаты измерений, записи о приеме медикаментов, ошибки и события запуска
- Продуманный дизайн для соблюдения стандартов гигиены
- Доступный по цене
- Полностью программируемый
- Опция беззвучного режима
- Клинически подтверждено использование для детей от 3 лет, при состоянии преэклампсии беременных, диабета, почечной недостаточности и ожирения

[www.microlife.ru/ambulatory-2g](http://www.microlife.ru/ambulatory-2g)

\* настраиваемо



## WatchBP HOME A



Профессиональный тонометр для измерения артериального давления в домашних условиях с выявлением мерцательной аритмии (AF)



AFIB

### Выявление мерцательной аритмии (AF)

Функция AFIB распознает мерцательную аритмию (AF) с высокой точностью (чувствительность 98%, специфичность 92%)



USUAL

### Обычный режим

Для высокой точности результата 3 последовательных измерения проводятся автоматически в обычном режиме



DIAG.

### Диагностический режим

7-дневная программа строго согласно руководствам ESH / AHA / BHS

### Характеристики

- Память на 250 измерений
- Мягкая манжета M (22 - 32 см)
- Подключение к ПК и программное обеспечение включены
- Клинически утверждено использование для детей от 3 лет, при состоянии преэклампсии беременных, диабета, почечной недостаточности, и ожирения

[www.microlife.ru/home-a](http://www.microlife.ru/home-a)



## WatchBP HOME

Профессиональный тонометр для измерения артериального давления в домашних условиях



### Обычный режим

Для однократных измерений в любое время (память на 250).



### Режим диагностики

7-дневная программа самостоятельного измерения, которая строго соответствует рекомендациям ESH/ANA/BIHS.



### Подключение к ПК

Передача данных измерений на ПК через USB-соединение.



### Характеристики

- Клинически подтверждено при беременности и преэклампсии, диабете, заболеваниях почек и ожирении.
- Простое, надежное и доступное устройство для измерения артериального давления..

[www.microlife.ru/home](http://www.microlife.ru/home)







## Манжеты и расходные материалы

Манжеты так же важны, как и тонометры



WatchBP

### Жесткая манжета

Жёсткая веерообразная манжета на плечо, для всех приборов WatchBP Office

#### Характеристики

- Эргономичная манжета для высочайшего уровня комфорта
- Все манжеты и надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Для всех размеров рук
- Доступный размер: M/L (22 - 42 см)

[www.microlife.ru/accessories](http://www.microlife.ru/accessories)



WatchBP

### Мягкая манжета

Мягкая манжета на плечо для всех приборов WatchBP Office

#### Характеристики

- В целях гигиены манжеты поддаются машинной стирке после выемки надувных камер
- Все надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Доступно в хлопке и нейлоне
- Доступные размеры: S (13 – 22 см), M (22 – 32 см), L (32 – 42 см), L/XL (32 – 52 см)

[www.microlife.ru/accessories](http://www.microlife.ru/accessories)

“Использование манжеты неподходящего размера является основной причиной ошибочного измерения артериального давления.”



WatchBP

## Манжета на лодыжку

Веерообразная мягкая манжета для WatchBP Office ABI и Central

### Характеристики

- Манжета на лодыжку для измерения лодыжечно-плечевого индекса (ABI)
- Все надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Шланг длиной 170 см с коннектором
- Веерообразная форма обеспечивает лучшую посадку манжеты для специальных групп пациентов
- Доступные размеры: M (22 - 32 см) и L (32 - 42 см)

[www.microlife.ru/accessories](http://www.microlife.ru/accessories)



WatchBP

## Амбулаторная манжета

Мягкая амбулаторная манжета на плечо для всех приборов WatchBP O3

### Характеристики

- В целях гигиены манжеты поддаются машинной стирке после выемки надувных камер
- Все надувные камеры не содержат латекс и ПВХ
- Доступно в хлопке и нейлоне
- Доступные размеры: S (13 - 22 см), M (22 - 32 см), L (32 - 42 см), L/XL (32 - 52 см)

[www.microlife.ru/accessories](http://www.microlife.ru/accessories)



WatchBP

## Манжета для домашнего использования

Мягкая манжета на плечо для всех приборов WatchBP Home

### Характеристики

- С металлической скобой для простого самостоятельного надевания
- Надувные камеры не содержат латекса и ПВХ
- Доступные размеры: S (17 - 22 см), M (22 - 32 см), M/L (22 - 42 см), L (32 - 42 см), L/XL (32 - 52 см)

[www.microlife.ru/accessories](http://www.microlife.ru/accessories)

## Обзор

Найдите свой профессиональный прибор для измерения артериального давления



WatchBP Office ABI



WatchBP Office 2G

|                                                                                                | Память данных                                               | Для одного пациента | Для одного пациента |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|  M            | Память данных                                               | Для одного пациента | Для одного пациента |  |
|  AFIB         | Выявление мерцательной аритмии                              | •                   | опционально         |  |
|               | Измерение центрального артериального давления               |                     | опционально         |  |
|             | Оценка лодыжечно-плечевого индекса (ABI)                    | •                   |                     |  |
|             | Измерение на двух руках                                     | •                   |                     |  |
|  Average    | 3 последовательных измерения                                | •                   | •                   |  |
|             | Встроенный алгоритм SPRINT                                  | •                   | •                   |  |
|             | Тонометр для круглосуточного применения с ночным измерением |                     |                     |  |
|             | Настраиваемые функции                                       |                     | •                   |  |
|             | Программное обеспечение для связи с компьютером             | •                   | •                   |  |
|             | Кнопка «Pill»                                               |                     |                     |  |
|             | Для заболеваний почек в остаточной стадии                   | •                   | •                   |  |
|             | Для периода беременности                                    | •                   | •                   |  |
|  3+ years   | Для детей старше 3 лет                                      | •                   | •                   |  |
|  12+ years  | Для детей старше 12 лет                                     | •                   | •                   |  |
|             | Для диабетиков                                              | •                   | •                   |  |
|  Bluetooth® | Bluetooth® connectivity                                     |                     | •                   |  |



WatchBP O3 Ambulatory 2G



WatchBP Home A



WatchBP Home

|  |             |     |     |
|--|-------------|-----|-----|
|  | 330         | 250 | 250 |
|  | опционально | •   |     |
|  | опционально |     |     |
|  |             |     |     |
|  |             | •   |     |
|  |             |     |     |
|  | •           |     |     |
|  | •           |     | •   |
|  | •           | •   | •   |
|  | •           |     |     |
|  | •           | •   | •   |
|  | •           |     |     |
|  | •           |     | •   |
|  |             | •   |     |
|  | •           | •   | •   |
|  | •           |     |     |



# *microlife*<sup>®</sup>

A partner for people. For life.

4G\_Company\_Brochure\_RU 5023

Microlife AG  
Esenstrasse 139  
9443 Widnau  
Switzerland  
[www.micolife.ru/contact](http://www.micolife.ru/contact)



[www.micolife.ru](http://www.micolife.ru)