# SINGLE HEAD STETHOSCOPE ST-71

### Features

 Comfortable fit · Better healthcare · High quality

Good acoustic response

Ear tips with soft cone-shaped bell

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Consists of lightweight aluminum chest piece, adjustable chrome plated brass binaural, with durable one-piece molded PVC «Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.

 Date of production is indicated on the packaging; first and second digit – production guarter. Last four digits – lot number. Third and fourth digit – the week of the production year, fifth and sixth digit - the production year.

## Инструкция по эксплуатации Стетоскоп серии ST. модель ST-71 с односторонней головкой

- Удобство использования.
- Высокое качество.
- Надёжность • Хорошие акустические характеристики.
- Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, лёгких и других органов. Область применения: лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование. Противопоказания: противопоказаний не выявлено. Составные части: головка стетоскопа односторонняя, трубка бинауральная хромированная с наружной пружиной, трубка У-образная из литого поливинилхлорида, ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

Очистка: протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

Изделия зарегистрированы в МЗ РФ № ФСЗ 2012/12935 от 24.08.2022 г. Согласно Закону о Защите Прав Потребителей срок службы приборов не менее 10 лет.





Y-Tubing / Трубка Ў-образная звукопроводящая

X

Единый знак обращения

товаров на таможенной

Экономического Союза

утилизировано вместе с

бытовыми отходами

Может быть

территории Евразийского



Ограничение по температуре хранения -20 - +70 °C

Знак соответствия

Производитель



Ограничение по температуре применения 5 - +40 °C

внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации



Перед использованием прибора

RU



Сертификация СЕ

Производитель: Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland Адрес завода - изготовителя: ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd.; No. 138 Huasheng Road, Langkou Community Dalang Street, Longhua District, Shenzhen China Сделано в Китае

• Дата производства указана на упаковке: первая и вторая цифры – квартал производства. Последние четыре цифры – номер партии.Третья и четвертая цифры – неделя производства, пятая и шестая – год производства.

Уполномоченный представитель производителя в России: ИП Перминова Яна Геннадьевна (Тульская обл., г. Ефремов 301848, ул. Ломоносова, д. 13, кв. 30) Адрес Представительства Microlife AG в РФ: г. Москва, 123001, Большой Козихинский переулок, д. 22, стр. 1, офис 22 Пн. – Пт. с 10.00 до 17.00 (время московское), для Москвы: 8 (991) 628 87 75, для регионов: 8 800 770 0140 Контактная информация и телефоны по странам СНГ: www.microlife.ru/contact



# **DUAL HEAD STETHOSCOPE** ST-72

### Features

 Comfortable fit · Better healthcare

- · High quality
- Good acoustic response
- · Bell with non-chilling ring
- · Ear tips with soft cone-shaped bell
- Opposite direction, two feature function

Used for listening to various sounds of the heart, lungs and organs in the human body. Consists of an aluminium chest piece with a non-chilling ring and bell which faces in opposite directions and has a two feature function. Turning on a convertible axis to function each head is an adjustable chrome plated brass binaural, with durable one-piece moulded PVC «Y» tubing and ear tips with black soft cone-shaped bells.

. Date of production is indicated on the packaging: first and second digit production quarter. Last four digits – lot number. Third and fourth digit – the week of the production year, fifth and sixth digit – the production year.

## Инструкция по эксплуатации Стетоскоп серии ST. модель ST-72 с двусторонней головкой

- Удобство использования. Высокое качество.
- Налёжность
- Хорошие акустические характеристики.
- Головка с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом. Чёрные ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.
- Двусторонняя многофункциональная головка.

Предназначен для прослушивания различных тонов сердца, легких и других органов. Область применения: лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование. Противопоказания:

противопоказаний не выявлено. Составные части: головка стетоскопа двусторонняя с кольцом для предотвращения контакта тела с холодным металлом, трубка бинауральная хромированная, трубка Y-образная из литого поливинилхлорида, ушные оливы из мягкого материала с воронкой конической формы.

EN

RU

Очистка: протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

#### Внимание!

Изделия зарегистрированы в МЗ РФ № ФСЗ 2012/12935 от 24.08.2022 г. Согласно Закону о Зашите Прав Потребителей срок службы приборов - не менее 10 лет.



Ограничение по температуре хранения -20 - +70 °C



Ограничение по температуре применения 5 - +40 °C



Единый знак обращения товаров на таможенной территории Евразийского Экономического Союза

microlife

Ear tips

Binaural

бинауральная

Трубка

Ушные оливы

Chest piece

стетоскопа

двусторонняя

Трубка Ў-образная

звукопроводящая

Головка

Y-Tubina 4 1 1



Знак соответствия



Перед использованием прибора внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации



Может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами



Производитель

Сертификация СЕ

Производитель: Microlife AG, Espenstrasse 139, 9443 Widnau, Switzerland Адрес завода - изготовителя: ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd.; No. 138 Huasheng Road, Langkou Community Dalang Street, Longhua District, Shenzhen China Сделано в Китае

• Дата производства указана на упаковке: первая и вторая цифры – квартал производства. Последние четыре цифры – номер партии.Третья и четвертая цифры – неделя производства, пятая и шестая – год производства.

Уполномоченный представитель производителя в России: ИП Перминова Яна Геннадьевна (Тульская обл., г. Ефремов 301848, ул. Ломоносова, д. 13, кв. 30) Адрес Представительства Microlife АG в РФ: г. Москва, 123001, Большой Козихинский переулок, д. 22, стр. 1, офис 22 Пн. – Пт. с 10.00 до 17.00 (время московское), для Москвы: 8 (991) 628 87 75, для регионов: 8 800 770 0140 Контактная информация и телефоны по странам СНГ: www.microlife.ru/contact

www.microlife.ru



