

microlife®

3 в 1

Проверьте уровень
глюкозы, мочевой
кислоты и общего
холестерина



Multiplex

Прибор мульти-мониторинга параметров крови в Вашем кармане для проверки уровня глюкозы, мочевой кислоты и общего холестерина

Ключевые особенности

3 in 1

3 в 1

Тестирование уровня глюкозы, мочевой кислоты и общего холестерина



Широкий диапазон НСТ

Точные измерения при широком диапазоне гематокрита



Эжектор полоски

Предотвращает загрязнение кровью при использовании тест-полоски

Особенности

- 3 в 1 (глюкоза, мочевая кислота, общий холестерин)
- Тип образца:
 - Для тестирования глюкозы: капиллярная и венозная цельная кровь
 - Для тестирования мочевой кислоты и общего холестерина: капиллярная цельная кровь
- Эжектор полоски
- Микрообъем крови для точного измерения показателей
- Быстрый результат: глюкоза — 7 секунд / мочевая кислота — 15 секунд / общий холестерин — 26 секунд
- Возможность подключения по Bluetooth® (опционально)
- Хранение 460 результатов (50 для мочевой кислоты, 50 для общего холестерина, 360 для глюкозы)

